



SYNOPO

CATALOGO ACCESSORI NEUROCARE 2018-2019

EMG, EP, EEG, IOM, SLEEP

Indice Catalogo

		Pag.
EMG	Elettrodi ad ago concentrici	3
	Elettrodi ad ago monopolari	6
	Elettrodi ad ago per infiltrazioni	8
	Elettrodi ad ago per singola fibra	10
	Elettrodi ad ago per sensitiva	11
	Sonde di stimolazione bipolari	12
	Elettrodi di stimolazione portatili con feltrini	15
	Elettrodi a barra	16
	Elettrodi di terra	18
	Elettrodi di stimolazione e registrazione a disco	19
	Elettrodi digitali ad anello	20
	Elettrodi a clip per le dita	21
	Elettrodo pudendale	22
	Elettrodi adesivi con cavo	23
	Elettrodi adesivi senza cavo	30
	Cavi con terminazione TP-clip a cocodrillo	31
	Elettrodi con automatico	32
	Cavi e adattatori opzionali	33
	Elettrodi e sonde di temperatura	37
	Stimolatore a martelletto	38
	Contenitore per materiale tagliente	39
	Contenitore porta aghi per EMG	39
	Velcro	40
Sensori di accelerazione	40	
Iscrizione Educational Series Subscription e DVD	41	
EP	Kit per tubal insert phones (TIPs)	42
	Accessori per tubal insert phones (TIPs)	43
	Elettrodi EP	45
	Googles	47
	Cuffie audiometriche	47
EEG	Elettrodi a coppetta riusabili in oro e in argento Grass	48
	Elettrodi a coppetta riusabili monouso	49
	Elettrodi a ponte	54
	Elettrodi periferici a pinza	55
	Elettrodi auricolari	55
	Cuffie per EEG	56
	Sistemi Electro-Cap	62
	Sistemi integrati cuffie	63
	Sonda di stimolazione corticale	65
	Cavi prolunga per elettrodi, cavi di collegamento e adattatori	66
	Articoli accessori per EEG	70
	Materiale didattico	71
IOM	Elettrodi ad ago sottocutanei	72
	Elettrodi ad ago per scalpo	75
	Elettrodi di profondità	75
	Elettrodi corkscrew	75
	Elettrodi a filo-uncino monouso	76
	Elettrodi a strip e grid	77
	Elettrodi Laringei	79
	Elettrodi Nasofaringei	80
	Elettrodi Spinali	81
	Sonde monouso	82
	Sonde sterilizzabili Dr. Langer	84
	Cavi prolunga e adattatori	84
	Filtri InLine riusabili	89
PSG	Sforzo respiratorio	87
	Cinghie piezo per sforzo respiratorio	94
	Airflow	96
	Sensori di russamento	100
	Sensori di posizione corporea	101
	Sensori di movimento dell'arto	103
	Portata del flusso di russamento	103
	Ossimetria	106
	Cannule	111
	Elettrodi	115
	Cavi con automatico	116
	Velcro	118
PRODOTTI DA APPLICAZIONE	Creme, paste e gel per elettrodi	119
	Accessori per la preparazione cutanea	121
	Altri dispositivi per applicazione elettrodi	122
	Posizionamento elettrodi	124
STARTER KIT	Starter kits accessori EMG	125
	Starter kits accessori EEG	127
	Starter kits accessori IOM	128
	Starter kits accessori PSG	129
	* Articoli fuori catalogo	

ELETTRODI AD AGO PER EMG

Elettrodi ad Ago Concentrici


Aghi Concentrici Monouso Teca ELITE

Venduti in confezione da 25 pezzi

Abbiamo unito la nostra esperienza di produttori con la conoscenza e l'esperienza dei nostri Clienti in tutte le parti del mondo ed abbiamo sviluppato un ago Concentrico Monouso con una nuova affilatura, che fa della nostra produzione la più avanzata del mondo.

Gli Aghi Teca ELITE (già Medelec) offrono ai nostri Clienti

- La migliore affilatura esistente per il massimo comfort del paziente
- Elettrodo registrante in **Tungsteno**
- **99,9%** di concentricità (caratteristica unica)
- Identificazione della misura a colori
- Indicatore dell'area di registrazione
- Impugnatura comoda del connettore
- Facile connessione ed uso
- Bassissima impedenza per registrazioni precise ed accurate
- Cavo di connessione leggero
- Imbustati singolarmente
- Non contengono lattice



Codice	Lunghezza	Colore	Diametro ago (mm)	Area di registrazione (mm ²)	Confezione
S53153	25mm	Rosso	0,30 (30G)	0,03	25 aghi
S53155	25mm	Giallo	0,46 (26G)	0,07	25 aghi
S53156	37mm	Verde	0,46 (26G)	0,07	25 aghi
S53158	50mm	Blu	0,46 (26G)	0,07	25 aghi
S53159	75mm	Viola	0,64 (23G)	0,07	25 aghi

Aghi Concentrici Monouso Teca ELITE hanno la cannula in Acciaio Inossidabile. La punta a Trocar ha un angolo incidente sulla cannula di 15°. Gli Aghi sono imbustati singolarmente. Sono sterilizzati a raggi gamma.



Non contengono lattice

Gli aghi si intendono solo Monouso!

Per l'utilizzo richiedono un porta ago codice X21001

Porta ago per Aghi Concentrici monouso Teca ELITE (cavo)

Venduto singolarmente

Il porta Ago Teca ha un'indicazione dell'orientamento dell'Ago. Il cavo è schermato di lunghezza 1m con terminazione DIN 5-pin 240°. E' possibile collegarlo alla maggior parte degli Elettromiografi in commercio.



Codice	Descrizione	Confezione
X21001	Porta ago (cavo)	1 porta ago

ELETTRODI AD AGO PER EMG

Eletrodi ad Ago Concentrici

Aghi Concentrici Monouso Dantec DCN

Venduti in confezione da 25 pezzi

- Rivestimento in silicone per una riduzione dell'attrito, ultra tagliente per un maggior comfort del Paziente.
- Cannula in acciaio inossidabile fornisce resistenza ideale per agevolare la penetrazione, pur mantenendo la flessibilità.
- Ogni ago ha un hub codice colore abbinato, con un indicatore a smusso sollevato, in modo da dare sempre la direzione della superficie di registrazione.
- Hub coassiale ergonomico che facilita il collegamento del cavo.
- Basse impedenze per registrazioni accurate.
- Nucleo rigorosamente concentrico alla cannula.
- Pre-sterilizzati.



Codice	Lunghezza	Colore	Diametro ago (mm)	Area di registrazione (mm ²)	Confezione
9013S0012	25mm	Arancio	0,30 (30G)	0,02	25 aghi
9013S0022	25mm	Verde	0,46 (26G)	0,07	25 aghi
9013S0032	37mm	Blu	0,46 (26G)	0,07	25 aghi
9013S0042	50mm	Rosso	0,46 (26G)	0,07	25 aghi
9013S0052	75mm	Giallo	0,64 (23G)	0,07	25 aghi

Cavo Porta Ago per Aghi Concentrici Monouso Dantec DCN

Venduto singolarmente

- Cavo schermato HUSH per aghi concentrici monouso Dantec, lunghezza 1,5m, con terminazione 5-pin DIN.
- Compatibile con la maggior parte degli strumenti EMG.



Codice	Descrizione	Confezione
9013C0014	Porta ago (lunghezza cavo: 1,5m)	1 porto ago

Ago Concentrico Riutilizzabile Dantec

Venduto singolarmente

- Filo di platino iridio all'interno di una cannula in acciaio inossidabile.
- Non sterile, autoclavabile



Codice	Lunghezza	Diametro ago (mm)	Area di registrazione (mm ²)	Colore	Confezione
019-426200	25mm	0,30mm	0,021	Rosso	1 ago
019-426500	60mm	0,64mm	0,068	Rosa	1 ago

Per l'utilizzo è necessario un porta ago codice 085-444700


ELETTRODI AD AGO PER EMG

Elettrodi ad Ago Concentrici

Elettrodi ad Ago Concentrici per EMG Value

Venduti in confezione da 25 pezzi

- Affilati, il disegno della punta con triplo angolo incrementa il comfort del paziente riducendo la forza di inserzione
- Cannula in Acciaio Inossidabile fornisce resistenza e flessibilità per un'efficiente inserzione e precise regolazioni
- Centraggio preciso, dell'elettrodo registrante in Acciaio Inossidabile per fornire registrazioni ripetibili ed accurate
- Rigorosi controlli di qualità assicurano affidabilità clinica
- Bassa Impedenza per un'accurata registrazione
- Pre-sterilizzati



Codice	Lunghezza	Diametro ago (mm)	Area di registrazione (mm ²)	Colore	Confezione
25V30	25mm	0,30 (30G)	0,03	Bianco	25 aghi
25V26	25mm	0,46 (26G)	0,07	Arancione	
37V26	37mm	0,46 (26G)	0,07	Nero	
50V26	50mm	0,46 (26G)	0,07	Grigio	
75V23	75mm	0,64 (23G)	0,07	Marrone	

Porta Ago per Elettrodi ad Ago Concentrici per EMG Value

Venduto singolarmente

- Cavo compatibile con la maggior parte degli strumenti EMG.
- Terminale Ago: Pogo Pin
- Connettore: 5-Pin DIN



Codice	Descrizione	Confezione
15VCBL	Porta ago (lunghezza cavo: 1,5m)	1 porta ago

ELETTRODI AD AGO PER EMG

Eletrrodi ad Ago Monopolari

Aghi Monopolari Monouso Teca

Venduti in confezione come da tabella

Gli Aghi Monopolari Teca offrono ai nostri Clienti

- Aghi in acciaio inossidabile
- Inserzione facilitata dal rivestimento che offre un bassissimo attrito
- Codice colore per una facile identificazione
- Bassissima impedenza per una registrazione accurata
- Cavo di collegamento riusabile ultra flessibile
- Imbustati singolarmente



Aghi con punta a bordo tagliente

Codice	Lunghezza	Colore	Diametro ago (mm)	Area di registrazione (mm ²)	Confezione
902-DMF25-TP	25mm	Rosso	0,36 (28G)	0,28	48 aghi
902-DMG25-TP	25mm	Giallo	0,46 (26G)	0,34	48 aghi
902-DMF37-TP	37mm	Arancio	0,36 (28G)	0,28	48 aghi
902-DMG37-TP	37mm	Verde	0,46 (26G)	0,34	48 aghi
902-DMG50-TP	50mm	Blu	0,46 (26G)	0,34	48 aghi
902-DMG75-TP	75mm	Viola	0,46 (26G)	0,34	24 aghi

Aghi punta conica acuminata

Codice	Lunghezza	Colore	Diametro ago (mm)	Area di registrazione (mm ²)	Confezione
902-DMF25-S	25mm	Rosso	0,36 (28G)	0,28	48 aghi
902-DMG25-S	25mm	Giallo	0,46 (26G)	0,34	48 aghi
902-DMF37-S	37mm	Arancio	0,36 (28G)	0,28	48 aghi
902-DMG37-S	37mm	Verde	0,46 (26G)	0,34	48 aghi
902-DMG50-S	50mm	Blu	0,46 (26G)	0,34	48 aghi
902-DMG75-S	75mm	Viola	0,46 (26G)	0,34	24 aghi

Per l'utilizzo richiedono un porta ago codice 902-RLC-TP (ogni confezione contiene un porta ago)

Cavi di Connessione Riusabili per Aghi Monopolari Monouso

Venduti in confezione da 6 pezzi

Il cavo di connessione riusabile per Aghi Monopolari Monouso Teca ha lunghezza 61cm.

- ultra flessibile,
- con cavo non schermato,
- connettore presso-fuso.

Terminazione Touchproof 1,5mm, compatibile con la maggior parte degli strumenti EMG



Codice	Descrizione	Confezione
902-RLC-TP	Cavo di connessione	6 cavi

Informazione sul prodotto – Gli Aghi Monopolari Monouso Teca sono prodotti in acciaio inossidabile rivestiti da un isolante, SI INTENDONO PER USO SINGOLO. Imbustati singolarmente. Sterilizzati ai raggi Gamma.
Non contengono lattice.

ELETTRODI AD AGO PER EMG

Elettrodi ad Ago Monopolari

Aghi Monopolari Monouso con Cavo di Connessione

Venduti in confezione come da tabella

- Ago in acciaio inossidabile con punta altamente acuminata e rivestimento in Teflon per un agevole inserzione.
- Dotato di cavo in PVC super-flessibile, L=74cm, con connettore touchproof da 1,5mm.
- Cavo colorato per una semplice identificazione della misura.
- Vantaggio di un unico dispositivo, comprensivo di ago monouso e cavo di connessione.
- Pre-sterilizzato.



Codice	Lunghezza	Colore	Diametro ago (mm)	Confezione
101192	44mm	Viola	0,36 (27G)	50 aghi
101194	75mm	Grigio	0,45 (25G)	25 aghi

Aghi Monopolari Monouso con Cavo di Connessione

Venduti in confezione da 24 pezzi

- Ago in acciaio inossidabile con punta altamente acuminata e rivestimento in Teflon per un agevole inserimento.
- Dotato di cavo in PVC super-flessibile con connettore touchproof da 1,5mm.
- Cavo colorato per una semplice identificazione della misura.
- Vantaggio di un unico dispositivo, comprensivo di ago monouso e cavo di connessione.
- Pre-sterilizzato.



Codice	Lunghezza	Colore	Diametro ago (mm)	Confezione
019-474800	20mm	Rosso	0,32 (28G)	24 aghi
019-474900	25mm	Giallo	0,35 (27G)	24 aghi
019-475000	37mm	Verde	0,35 (27G)	24 aghi
019-475100	37mm	Bianco	0,40 (26G)	24 aghi
019-475200	50mm	Blu	0,40 (26G)	24 aghi

ELETTRODI AD AGO PER EMG

Elettrodi ad Ago per Infiltrazioni

Aghi Myoject Monouso Teca

Venduti in confezione da 10 pezzi

I **nuovissimi Aghi Luer Lock** (Monouso Myoject) sono stati sviluppati per soddisfare le esigenze dei nostri Clienti aiutandoli nella cura del Paziente evitando dolore inutile durante le infiltrazioni EMG guidate. Cannula in Acciaio Inossidabili e rivestiti con PTFE ha un bassissimo attrito, per il comfort del Paziente. Ogni ago ha un cavo colorato di lunghezza 76 cm.

- Specificatamente progettati per terapia Botox™
- I **nuovissimi Aghi Luer Lock** sono il 30% più affilati dei precedenti
- Massima affilatura per non far percepire inutile dolore al Paziente
- *Minore il dolore percepito dal paziente, MIGLIORE IL RISULTATO!*
- Inserzione Siringa facilitata dato il basso attrito del connettore **Luer Lock**
- Ago bloccato per evitare perdite di Tossina Botulinica
- Codice e colore e cavi colorati per una facile identificazione della misura
- Imbustati singolarmente

Terapia Botox™ per procedure di nerve block



Codice	Lunghezza	Colore	Diametro ago (mm)	Confezione
MJT-2530-LL	25mm	Rosso	0,30 (30G)	10 aghi
MJT-2527-LL	25mm	Giallo	0,41 (27G)	10 aghi
MJT-3726-LL	37mm	Verde	0,46 (26G)	10 aghi
MJT-3727-LL	37mm	Arancio	0,41 (27G)	10 aghi
MJT-5025-LL	50mm	Blu	0,51 (25G)	10 aghi
MJT-7522-LL	75mm	Viola	0,71 (22G)	10 aghi

Per l'utilizzo richiedono di Siringhe Luer Lock

Aghi Sottocutanei Monouso Bo-ject

Venduti in confezione da 10 pezzi

- Per la terapia e le procedure del blocco dei nervi.
- Progettato per ridurre la perdita di siero.
- Attività di registrazione EMG durante l'iniezione del medicinal.
- Ago sottocutaneo in acciaio inossidabile, con punta acuminata anche dopo numerose iniezioni.
- Si connette sia alle siringhe Luer Lock, che alle siringhe Slip Fit.
- Confezione colorata per una semplice identificazione.
- Lunghezza cavo: 90cm, terminazione 1,5mm con connettore femmina touchproof.
- Pre-sterilizzato.



Codice	Lunghezza	Colore	Diametro ago (mm)	Confezione
9013S0422	25mm	Marrone chiaro	0,30 (30G)	10 aghi
9013S0432	25mm	Rosa	0,41 (27G)	10 aghi
9013S0442	37mm	Azzurro	0,41 (27G)	10 aghi
9013S0472	37mm	Marrone	0,46 (26G)	10 aghi
9013S0452	50mm	Grigio	0,51 (25G)	10 aghi
9013S0462	75mm	Verde chiaro	0,71 (22G)	10 aghi

Per l'utilizzo richiedono di Siringhe Luer Lock

Informazione Importante riguardante i nostri Aghi Monouso Myoject Luer Lock:

- sono imbustati singolarmente
- vengono sterilizzati a raggi Gamma
- **SI INTENDONO ASSOLUTAMENTE PER USO SINGOLO**
- **LATEX FREE**

ELETTRODI AD AGO PER EMG

Elettrodi ad Ago per Infiltrazioni

Siringhe Luer Lock

Vendute in confezione da 100 pezzi

Le **Siringhe Luer Lock** consentono di meglio bloccare ago e siringa, al fine di renderlo più sicuro evitando infiltrazioni in entrambe le parti.



Codice	Descrizione	Confezione
019-451400	Siringa da 1ml	100 siringhe
019-451600	Siringa da 3ml	100 siringhe

Clavis

Venduto singolarmente

Il Dispositivo Clavis è progettato per fornire la funzionalità di registrazione EMG e stimolazione, con la mobilità e semplicità che il Clavis può fornire.

Clavis è il primo Dispositivo che unisce la qualità di un grande sistema con la flessibilità e la facilità di un Dispositivo palmare.

- Funzione EMG e STIM in un unico Dispositivo
- Facile da usare e da gestire
- Alimentato a batteria
- Perfetto abbinamento con gli aghi Bo-ject



Codice	Descrizione	Confezione
9015A0012	Dispositivo Palmare EMG/STIM per iniezioni guidate	1 Clavis

Kit Accessori per Clavis Dantec

Venduti in kit

Kit di accessori per Clavis Dantec, composto da:

- n. 3 Aghi Bo-Ject L=37mm D=0,41
- n. 3 Aghi Bo-Ject L=50mm, D=0,46
- n. 12 pezzi (1 confezione) Elettrodi pregellati 9x6

Codice	Descrizione	Confezione
9013S0182	Kit Accessori per Clavis Dantec	1 kit

ELETTRODI AD AGO PER EMG

Elettrodi ad Ago per Singola Fibra

Ago Indicatore per Singola Fibra Riutilizzabile

Venduto singolarmente

- L'ago per Singola Fibra ha un **Core inPlatino** che affiora sulla superficie della cannula, dalla parte opposta del taglio dell'ago, a 5mm dalla punta.
- L'orientamento dell'elettrodo registrante è indicato da un rilievo nel supporto dell'ago che fornisce così sia un'indicazione tattile che un'indicazione visiva.
- Inoltre il cavo ha un connettore coassiale che può essere ruotato di 360° e che è stato studiato per ridurre il rumore e garantire una affidabile acquisizione.
- Confezione da 1 pezzo.



Codice	Lunghezza	Diametro Ago (mm)	Confezione
019-425900	25mm	0,35 (27G)	1 ago

Per l'utilizzo è necessario un porta ago codice **085-444700**

Porta Ago per Aghi Riutilizzabili

Venduto singolarmente

Il porta ago per aghi Riutilizzabili è costruito in PVC con:

- terminazione DIN 5-pin 240° per il collegamento all'apparecchiatura
- connettore placcato in oro per il collegamento dell'ago

Il porta ago può essere sterilizzato soltanto a Gas.

Da usare con il codice 019-425900.



Codice	Lunghezza	Confezione
085-444700	120cm	1 porta ago

* Elettrodi ad Ago per Singola Fibra e Macro Monouso

Venduti in confezione da 5 pezzi

La superficie di registrazione è presente attraverso una finestrella laterale opposta al taglio dell'affilatura a breve distanza dalla punta. La versione Macro ha inoltre la cannula isolata.



Codice	Lunghezza	Diametro	Modello	Rec area mm ²	Confezione
DSFN380453707	37mm (1,5") BIANCO	0,45mm (26G)	Singola Fibra	0,0011	5 elettrodi
DSFN380453705	37mm (1,5") BLU	0,45mm (26G)	Macro	0,0011	5 elettrodi

ELETTRODI AD AGO PER EMG

Elettrodi ad Ago per Sensitiva

Aghi Monouso Dantec per Sensitiva

Venduti in confezione da 25 pezzi

- Progettato per la registrazione dei Potenziali dei nervi sensitivi.
- Ago isolato in acciaio inossidabile con punta a trocar, utile come area di registrazione.
- Pre-sterilizzato.



Codice	Lunghezza	Diametro Ago (mm)	Area di Registrazione (mm ²)	Confezione
9013R0243	15mm	0,35 (28G)	3,5	25 aghi
9013R0213	15mm	0,70 (22G)	8,0	25 aghi
9013R0272	20mm	0,35 (28G)	2,0	25 aghi
9013R0253	30mm	0,35 (28G)	2,0	25 aghi
9013R0223	30mm	0,70 (22G)	5,0	25 aghi
9013R0233	50mm	0,70 (22G)	5,0	25 aghi

Cavo Porta Ago per Aghi Monouso Dantec per Sensitiva

Venduto in confezione come da tabella

Cavo porta ago per aghi monouso Dantec per Sensitiva.



9013C0112
9013C0122

9013C0132
9013C0142

9013C0152
9013C0242

Codice	Descrizione	Lunghezza	Terminazione ago	Terminazione cavo	Confezione
9013C0112	Cavo schermato	1m	2x0,7mm femmina touchproof	5-pin DIN	1 cavo
9013C0122	Cavo schermato	2m	2x0,7mm femmina touchproof	5-pin DIN	1 cavo
9013C0132	Cavo schermato	1m	3x0,7mm femmina touchproof	5-pin DIN	1 cavo
9013C0142	Cavo schermato	2m	3x0,7mm femmina touchproof	5-pin DIN	1 cavo
9013C0152	Cavo non schermato	80cm	1x0,7mm femmina touchproof	1x1,5mm femmina touchproof	8 cavi
9013C0242	Cavo non schermato	2m	1x0,7mm femmina touchproof	1x1,5mm femmina touchproof	8 cavi

ELETTRODI DI STIMOLAZIONE E REGISTRAZIONE

Sonde di Stimolazione Bipolari

Comfort Probe

Venduto singolarmente

Lo Stimolatore Elettrico Comfort Probe, per Nicolet EDX e apparecchiature Viking, include una testina angolata per adulti e una testina con ingressi Touchproof e un supporto con ritenuta.



Codice	Descrizione	Confezione
515-016300	Comfort Probe RS10	1 stimolatore

Comfort Probe Plus

Venduto singolarmente

Lo Stimolatore Elettrico Comfort Probe Plus, per Nicolet EDX offre pulsanti funzione che permettono la regolazione di: intensità di stimolo, durata, polarità e spostamento dell'acquisizione sulla traccia successiva. Lo Stimolatore Elettrico Comfort Probe Plus include una testina angolata per adulti e una testina con ingressi Touchproof e un supporto con ritenuta.



Codice	Descrizione	Confezione
515-018800	Comfort Probe Plus WR50	1 stimolatore

Testine per Stimolatori Comfort Probe e Comfort Probe Plus

Vendute singolarmente

Testine sviluppate per uso con Comfort Probe RS10 e Comfort Probe Plus



Adulti Dritto

Adulti Angolato

Dritto Pediatrico

Angolato Pediatrico

Touchproof

Codice	Descrizione	Confezione
071-423500	Testina Adulti dritta	1 testina
071-423600	Testina Adulti angolata	1 testina
071-423700	Testina Pediatrica dritta	1 testina
071-423800	Testina Pediatrica angolata	1 testina
071-500600 (ex 071-423900)	Testina Touchproof	1 testina

Impugnatura Stimolazione Avanzata

Venduta singolarmente

Impugnatura Stimolazione Avanzata solo per Sistemi Dantec Keypoint Focus e Natus UltraPro S100 con cavo di 1m e terminazione 6-pin DIN.



Codice	Descrizione	Confezione
9031E0172	Impugnatura Stimolazione Avanzata	1 impugnatura

ELETTRODI DI STIMOLAZIONE E REGISTRAZIONE

Sonde di Stimolazione Bipolari

Sonda di Stimolazione Bipolare

Venduta singolarmente

La sonda di stimolazione con interruttore di livello stimolo e interruttore start/stop è fornita con testine a punta dritta, angolata e touchproof della sonda di stimolazione.



Codice	Descrizione	Confezione	Compatibilità
842-115000	Sonda di stimolazione bipolare con tre testine	1 sonda	Nicolet Viking Quest e Sistemi EDX
033-406001	Testina di ricambio dritta	1 testina	
033-407100	Testina di ricambio angolata	1 testina	
033-409501	Testina di ricambio touchproof	1 testina	

Sonda di Stimolazione Riutilizzabile con Interruttore Start/Stop

Venduta singolarmente

- Sonda di stimolazione riutilizzabile con interruttore start/stop fornita con testina della sonda di stimolazione
- Compatibile solo per Sistema EMG Xltek



Codice	Descrizione	Confezione
101963XL	Sonda di stimolazione riutilizzabile con interruttore start/stop	1 sonda

Elettrodo di Stimolazione Bipolare - Piccolo

Venduto singolarmente

Stimolatore piccolo con Elettrodi posizionati ad una distanza di 12,7mm; il cavo di una lunghezza di 1m ha terminazione touchproof. Lo Stimolatore è ideale per uso Pediatrico e per lo studio del Blink Reflex. Compatibile con Sistemi EMG con connettori touchproof femmina 1,5mm



Codice	Descrizione	Distanza tra i Puntali	Confezione
019-403800	Elettrodi di Stimolazione Bipolare - Piccolo	12,7mm	1 elettrodo

ELETTRODI DI STIMOLAZIONE E REGISTRAZIONE

Sonde di Stimolazione Bipolari

* Elettrodi di Stimolazione Bipolari con Puntali a Feltrini

Venduti singolarmente

Elettrodi Bipolari per la Stimolazione di Superficie, questi Elettrodi consistono di una parte Plastica nella quale sono alloggiate due sedi circolari conduttive per il posizionamento di feltrini. I feltrini prima di essere utilizzati devono essere imbevuti in Soluzione Salina.

L'elettrodo può essere tenuto dall'apposita impugnatura oppure fissato con Velcro da inserire nell'apposito ugello. Il cavo è rivestito in PVC di lunghezza 2m con terminazione touchproof. La confezione include anche una busta con 10 feltrini.

Lo Stimolatore può essere di 2 misure per adulti e pediatrico.

OGNI CONFEZIONE COMPRENDE 1 BUSTA CON 10 FELTRINI DI RICAMBIO



Codice	Descrizione	Distanza tra i Puntali	Diametro Feltrini	Confezione
16894T	Stimolatore Pediatrico	10mm	3mm	1 stimolatore
16893T	Stimolatore Adulti	25mm	6mm	1 stimolatore

* Feltrini per Elettrodi di Stimolazione e di Registrazione

Venduti in confezione da 10 pezzi

Feltrini per Elettrodi di Stimolazione e di Registrazione



Codice	Descrizione	Confezione
53080	Feltrini piccoli da usare con codice 16894T	10 feltrini
53081	Feltrini grandi da usare con codice 16893T	10 feltrini
53082	Feltrini da usare con i codici 18261T, 17981T, 16933 e 16934	10 feltrini

Informazione sul prodotto – I feltrini possono essere autoclavati, in ogni caso questo ridurrà la vita del feltrino stesso.

ELETTRODI DI STIMOLAZIONE E REGISTRAZIONE

Elettrodi di Stimolazione Portatili con Feltrini

Elettrodo di Stimolazione Portatili con Feltrini

Venduto singolarmente

- Feltrini sostituibili.
- Dotati di indicatore catodico.
- Terminazione 5-pin DIN
- Solo per Sistemi EMG Dantec keypoint, Keypoint Focus e Natus UltraPro S100.



Codice	Descrizione	Lunghezza	Confezione
9013L0362	Elettrodo con due feltrini da 7mm di diametro, distanza: 23mm	2m	1 elettrodo

Feltrini di Ricambio per Elettrodi di Stimolazione Portatili

Venduti in confezione da 100 pezzi

- Feltrini di ricambio per Elettrodi di stimolazione portatile.

Codice	Lunghezza	Diametro	Confezione
9013L3522	7,5mm	7mm	100 feltrini

Elettrodi di Stimolazione di Superficie Portatili con Feltrini

Venduti singolarmente

- Includono quattro feltrini



Codice	Descrizione	Lunghezza	Confezione	Compatibilità
630583NE	Elettrodo di stimolazione di superficie con feltrini con connettore 5-pin DIN, 270°	2m	1 elettrodo	Sistemi EMG con connettori touchproof femmina 1,5mm

Elettrodi di Stimolazione Portatile con Feltrini

Venduti in confezione come da tabella

- Feltrini sostituibili
- Fornito con impugnatura a "T"
- Distanza fra i feltrini: 30mm; lunghezza cavo: 2m
- Solo per Sistema EMG Xltek.



Codice	Descrizione	Confezione
102733	Elettrodo di Stimolazione con impugnatura a T con 10 feltrini di ricambio – Terminazione 5-pin DIN	1 elettrodo
102227	Feltrini di ricambio	50 feltrini

Informazione Importante

- Prima dell'uso, immergere i feltrini degli Elettrodi di Stimolazione in soluzione salina per alcuni minuti; quindi ricoprirli con una piccola quantità di gel elettrolitico.


ELETTRODI DI STIMOLAZIONE E REGISTRAZIONE

Elettrodi a Barra

Elettrodi di Stimolazione Bipolare con Feltrini

Venduti in confezione come da tabella

- Elettrodi Bipolari per la Stimolazione di Superficie, questi elettrodi consistono di una parte Plastica nella quale sono alloggiati due sedi circolari conduttive per il posizionamento di puntali in Acciaio Inossidabile. Sui puntali prima dell'utilizzo deve essere applicato del Gel Conduttivo (codice 698-621400).
- L'Elettrodo può essere tenuto a mano oppure fissato con Velcro. Il cavo è rivestito in PVC di lunghezza 1m con terminazione touchproof.



Codice	Descrizione	Distanza tra i puntali	Confezione
019-401500	Elettrodi di Stimolazione	30mm	1 elettrodo
019-406700	Puntali di ricambio	N/A	10 elettrodi

Impugnatura a T per Elettrodi di Stimolazione

Venduta singolarmente

- Impugnatura a T da inserire su Stimolatori Riusabili in modo da permettere una maggiore flessibilità d'uso degli stessi. L'impugnatura removibile (codici 019-431400, 019-401400, 019-401500) è disegnata per una rapida applicazione sugli Elettrodi.
- Confezione da 1 pezzo.



Codice	Descrizione	Confezione
019-421000	Impugnatura a T	1 impugnatura

Elettrodi a Barra con Feltrini per EMG

Venduti singolarmente

- Include 10 feltrini e cinghia di chiusura
- Compatibile con Sistemi EMG



Codice	Descrizione	Lunghezza	Confezione
630576	Elettrodi a Barra con Feltrini per EMG con terminazione 5-pin DIN, 240°	1,5m	1 elettrodo

* Elettrodi di Stimolazione a Barra


Venduti singolarmente

Elettrodi Bipolari per la Stimolazione di Superficie, questi Elettrodi consistono di una parte Plastica nella quale sono alloggiati due sedi rettangolari conduttive per il posizionamento di feltrini. I feltrini prima di essere utilizzati devono essere imbevuti in Soluzione Salina.

L'elettrodo può essere fissato con Velcro da inserire nell'apposito ugello. Il cavo è rivestito in PVC di lunghezza 1m con terminazione touchproof. La confezione include anche una busta con 10 feltrini.

Lo Stimolatore può essere di 2 misure per adulti e pediatrico.

OGNI CONFEZIONE COMPRENDE 1 BUSTA CON 10 FELTRINI DI RICAMBIO



Codice	Descrizione	Distanza tra i Puntali	Confezione
18261T	Elettrodi di Stimolazione a Barra Pediatrico	20mm	1 elettrodo
17981T	Elettrodi di Stimolazione a Barra Adulti	40mm	1 elettrodo
17982T	Cavo di Prolunga per i codici sopra indicati	Lunghezza 3m	1 cavo

ELETTRODI DI STIMOLAZIONE E REGISTRAZIONE

Elettrodi a Barra

Elettrodi Bipolari a Barra Hush

Venduti singolarmente

- Cavo schermato per risultati ottimali, con terminazione 5-pin DIN
- Solo per Sistemi EMG Dantec Keypoint, Keypoint Focus e Natus UltraPro S100.
- Resistenza cavo: >22,70kg



Codice	Descrizione	Lunghezza	Confezione
9013S0352	Puntali da 2x10mm a 30mm di distanza	1m	1 elettrodo

Elettrodi di Stimolazione Bipolare – con Puntali Placcati Oro

Venduti singolarmente

- Elettrodi Bipolari per la Stimolazione di Superficie, questi Elettrodi consistono di una parte Plastica nella quale sono alloggiati due sedi circolari conduttive per il posizionamento di puntali placcati Oro del diametro di 9mm. Sui puntali prima dell'utilizzo deve essere applicato del Gel Conduttivo.
- L'Elettrodo può essere tenuto a mano oppure fissato con Velcro. Il cavo, rivestito in PVC, può essere o di lunghezza 1m o di lunghezza 0,5m con terminazione touchproof.



Codice	Descrizione	Distanza tra i puntali	Lunghezza cavo	Confezione
019-431400	Elettrodi di Stimolazione	30mm	0,5m	1 elettrodo
019-401400	Elettrodi di Stimolazione	30mm	1m	1 elettrodo

Elettrodo di Stimolazione Bipolare

Venduto singolarmente

Elettrodi Bipolari per la Stimolazione di Superficie. Questi Elettrodi consistono di una parte Plastica nella quale sono alloggiati due sedi circolari conduttive per il posizionamento di puntali del diametro di 10mm. I cavi Twistati hanno una lunghezza di 1m con terminazione in due connettori Touchproof da 1,5mm.



Codice	Descrizione	Distanza tra i Puntali	Lunghezza cavo	Confezione
019-446700	Elettrodi di Stimolazione	30mm	1m	1 elettrodo

ELETTRODI DI STIMOLAZIONE E REGISTRAZIONE

Elettrodi di Terra

Elettrodo di Terra Riutilizzabile a Strappo

Venduto singolarmente

Elettrodo di Terra riutilizzabile in Velcro progettato per l'immersione in soluzione salina. Semplice da posizionare e confortevole per il Paziente. Utilizzabile con molti sistemi EMG



Codice	Descrizione	Lunghezza	Larghezza	Confezione
9013S0714	Elettrodi terra a fascia con terminazione 1,5mm femmina touchproof	10cm	15mm	1 elettrodo
9013S0735	Elettrodi terra a fascia con terminazione 1,5mm femmina touchproof	18,5cm	20mm	1 elettrodo
9013S0775	Elettrodi terra a fascia con terminazione 1,5mm femmina touchproof	45cm	20mm	1 elettrodo
9013S0745	Elettrodi terra a fascia con terminazione 1,5mm femmina touchproof	75cm	20mm	1 elettrodo

Elettrodo di Terra a Fascia riutilizzabile

Venduto singolarmente

Elettrodo di Terra a Velcro di larghezza 20mm.

Disponibile in due lunghezze;

- Adulti 54cm
- Pediatrico 24cm

Cavo di lunghezza 1,25m



Codice	Descrizione	Lunghezza	Lunghezza cavo	Confezione
019-405900	Elettrodi di Terra a Fascia Adulti	54cm	1,25m	1 elettrodo
019-415900	Elettrodi di Terra a Fascia Pediatrico	24cm	1,25m	1 elettrodo

Elettrodo di Terra a Piastra

Venduto singolarmente

- Elettrodo di Terra a Piastra in Acciaio Inossidabile.
- Disponibile con cavo in due lunghezze da 0,75m e da 1,20m
- Cavo con terminazione Touchproof femmina 1,5mm



Codice	Descrizione	Diametro	Lunghezza cavo	Confezione
019-401200	Elettrodi di Terra a Piastra	30,5mm	0,75m	1 elettrodo
9013L0862 (ex 019-411700)	Elettrodi di Terra a Piastra	30mm	1,20m	1 elettrodo

* Elettrodi Corkscrew a Spirale

Venduti in confezione da 24 pezzi

Elettrodi ad ago a spirale monouso, sono gli unici con una doppia affilatura che permette di minimizzare la traumaticità di inserzione ed i segni sulla pelle del paziente. Disponibili con hub di riconoscimento e cavo in 6 colori. Il prodotto è testato al 100% per garantire un perfetto funzionamento. Confezione da 24 pezzi in 6 differenti colori



Codice	Descrizione	Confezione
MNCS0610DS	Cavo 100cm, connettore sicurezza 1,5mm	24 elettrodi
MNCS0615DS	Cavo 150cm, connettore sicurezza 1,5mm	24 elettrodi
MNCS0625DS	Cavo 250cm, connettore sicurezza 1,5mm	24 elettrodi

ELETTRODI DI STIMOLAZIONE E REGISTRAZIONE

Elettrodi di Stimolazione e Registrazione a Disco

Elettrodo di Stimolazione e Registrazione a Disco HUSH

Venduto singolarmente

Elettrodo di Stimolazione e Registrazione con Disco di Acciaio inossidabile 10mm e cavo schermato per risultati ottimali e resistenza superiore a 22kg.

La terminazione è 5-pin DIN, compatibile con i seguenti EMG:

- Dantec Keypoint,
- Keipoint Focus,
- Natus UltraPro S100,
- Synergy EDX, Viking EDX e Viking Quest (solo registrazione)



Codice	Descrizione	Lunghezza cavo	Confezione
9013S0402	Elettrodi di Stimolazione e Registrazione a Disco Hush	1m	1 elettrodo

Coppia Elettrodi a Disco in Acciaio Inossidabile

Venduti a coppia

Coppia di elettrodi a disco in Acciaio Inossidabile dal diametro di 10mm. I due elettrodi sono collegati a cavi ricoperti in PVC di colore uno rosso e uno nero e di lunghezza 1m con terminazione Touchproof femmina 1,5mm



6030-TP

6030-3-TP

Codice	Descrizione	Lunghezza	Confezione
6030-TP	Elettrodi a disco in Acciaio Inossidabile con cavi twistati	1m	2 (1 rosso, 1 nero)
6030-3-TP	Elettrodi a disco in Acciaio Inossidabile con cavi separati	1m	2 (1 rosso, 1 nero)

Elettrodo di registrazione

Venduto singolarmente

Waffle electrode di registrazione risposta Potenziali Evocati, lunghezza 1,2m, con terminazione 5-pin DIN.



Codice	Descrizione	Confezione
630506	Waffle electrode per la registrazione risposta Poenziali Evocati	1 elettrodo

* Elettrodi di Registrazione a Barra

Venduto singolarmente


Elettrodi Bipolari per la Registrazione di Superficie, questi Elettrodi consistono di una parte Plastica nella quale sono alloggiati due sedi per feltrini rettangolari, conduttivi in: Ag/Ag Clorurato (per dare una registrazione evitando la polarizzazione degli elettrodi),

I feltrini prima di essere utilizzati devono essere imbevuti in Soluzione Salina.

L'elettrodo può essere fissato con Velcro da inserire nell'apposito ugello. Il cavo è rivestito in PVC di lunghezza 1m con terminazione con presa DIN 5-pin 240°. La confezione include anche una busta con 10 feltrini.

L'elettrodo di registrazione può essere di 2 misure; per adulti e pediatrico.

OGNI CONFEZIONE COMPRENDE 1 BUSTA CON 10 FELTRINI DI RICAMBIO



Codice	Descrizione	Distanza tra i Puntali	Confezione
16933	Elettrodi di Registrazione a Barra Pediatrico	20mm	1 elettrodo
16934	Elettrodi di Registrazione a Barra Adulti	40mm	1 elettrodo

ELETTRODI DI STIMOLAZIONE E REGISTRAZIONE

Elettrodi Digitali ad Anello

Coppia Elettrodi di Stimolazione e Registrazione ad Anello Riusabili

Venduti a coppia

Coppia Elettrodi Bipolari per la Stimolazione e la registrazione negli Studi di Conduzione Nervosa Sensitiva. Su ogni anello deve essere spalmato del Gel Conduttivo (codice 019-401600) prima dell'utilizzo. L'Elettrodo è composto da due molle in Acciaio Inossidabile. Il diametro dei due anelli può essere regolato per adattarsi alla dimensione delle dita mediante un O-Ring Plastico. I due anelli sono collegati rispettivamente a due cavi, uno rosso ed uno nero, ricoperti in PVC con terminazione Touchproof.



Codice	Descrizione	Lunghezza cavo	Confezione
6032-TP	Elettrodi ad Anello	46cm con terminazione 2x1,5mm femmina touchproof	2 (1 rosso, 1 nero)
5032-TP	Elettrodi ad Anello	1m con terminazione 2x1,5mm femmina touchproof	2 (1 rosso, 1 nero)

Elettrodi ad Anello con terminazione DIN

Venduto singolarmente

Elettrodo ad Anello per Registrazione e Stimolazione, regolabile per adattarsi alla dimensione delle dita, con cavo schermato per risultati ottimali e resistenza oltre 22kg.

La terminazione è 5-pin DIN, compatibile con i seguenti EMG:

- Dantec Keypoint,
- Keipoint Focus
- Natus UltraPro S100.
- Synergy EDX, Viking EDX e Viking Quest (solo registrazione)



Codice	Descrizione	Lunghezza cavo	Confezione
9013S0302	Elettrodi ad Anello L=1m	1m	1 elettrodo

* Coppia di Elettrodi di Stimolazione ad Anello

Venduto a coppia

Coppia di elettrodi di stimolazione ad anello in tessuto elastico con cavo flessibile, 100cm e connettore 5 poli.



Codice	Descrizione	Confezione
SRCOL00171F	Coppia di elettrodi di stimolazione ad anello in tessuto elastico con cavo flessibile, 100cm e connettore 5 poli.	1 coppia

ELETTRODI DI STIMOLAZIONE E REGISTRAZIONE

Elettrodi Digitali ad Anello

Elettrodo ad Anello Riusable in Velcro

Venduto singolarmente

- Prima dell'uso, immergere gli elettrodi in soluzione salina
- Compatibile solo con i Sistemi EMG Dantec Keypoint, Keypoint Focus e Natus UltraPro S100.



Codice	Descrizione	Confezione
9013L1702	Elettrodo ad Anello in Velcro, 5mm x 65mm	1 elettrodo

Cavo Schermato Hush per Elettrodi ad Anello Riusevoli in Velcro

Venduto singolarmente

Cavo schermato per Elettrodi ad Anello riusevoli in Velcro, con terminazione 5-pin DIN.

Compatibile solo con i Sistemi EMG Dantec Keypoint, Keypoint Focus e Natus UltraPro S100.



Codice	Descrizione	Lunghezza cavo	Confezione
9013C0112	Cavo schermato per Elettrodi ad Anello riusevoli in Velcro con terminazione 2x0,7mm femmina	1m	1 cavo
9013C0122	Cavo schermato per Elettrodi ad Anello riusevoli in Velcro con terminazione 2x0,7mm femmina	2m	1 cavo

Elettrodi a Clip per le Dita

Elettrodi a Clip per le Dita

Venduti a coppia

Elettrodi in Acciaio Inossidabile a Clip riusevoli per le dita. Hanno un cavo in PVC Twistato della lunghezza di 0,6m con connessione Touchproof. Le Clip hanno delle molle comode da utilizzare per un rapido posizionamento degli Elettrodi. Terminazione touchproof 1,5mm femmina.



Codice	Descrizione	Lunghezza cavo	Confezione
019-429300	Elettrodi a Clip per le dita	0,6m	1 coppia di elettrodi

ELETTRODI DI STIMOLAZIONE E REGISTRAZIONE

Elettrodi Pudendali

Elettrodi Pudendali monouso NCS St. Mark's

Venduti in confezione da 20 pezzi

- Elettrodo per la Diagnostica dei disturbi del Pavimento Pelvico.
- Elettrodo per la Stimolazione e Registrazione da utilizzare con i Sistemi EMG per la conduzione del nervo pudendale dallo sfintere e la latenza motoria.
- L'elettrodo ha linguette adesive da inserire nel guanto da esame.
- Compatibile con molti Sistemi EMG



Codice	Descrizione	Lunghezza cavo	Confezione
9013L4402	Elettrodo Pudendale NCS non sterilizzato – area di registrazione: 12mm ²	30cm	20 elettrodi

Cavo per Elettrodo Pudendale monouso NCS St. Mark's

Venduto singolarmente

- Cavo con due terminazioni 5-pin DIN: una per il preamplificatore EMG e una per lo stimolatore.
- Compatibile con molti Sistemi EMG



Codice	Descrizione	Lunghezza cavo	Confezione
9013L0322	Cavo con due terminazioni 5-pin DIN. Collegamento all'elettrodo con Aletta flessibile.	2m	1 cavo

* Elettrodi Pudendali

Venduti in confezione da 10 pezzi

Gli elettrodi per il pavimento pelvico sono utilizzati per Registrazione e Stimolazione. Gli elettrodi sono facilmente montabili sul guanto da esame tramite comode linguette adesive e dispongono di cavi di connessione per i collegamenti alla strumentazione sia di registrazione sia di stimolazione.

I dispositivi sono utilizzati da personale ospedaliero su pazienti che soffrono di disturbi del pavimento pelvico.

Tutti i materiali utilizzati sono biocompatibili e senza lattice.



Codice	Descrizione	Confezione
PUDP0001	Elettrodo Pudendale per Stimolazione e Registrazione	10 elettrodi

* Cavo di Connessione per Elettrodo Pudendale

Venduti singolarmente

Codice	Descrizione	Confezione
2001PUD7171SH	Cavo per Elettrodo Pudendale – lunghezza 2 m, 5 Poli DIN 45322	1 cavo
2001PUD7126SH	Cavo per Elettrodo Pudenzale – lunghezza 2 m, 5 Poli DIN 45322, presa di sicurezza DIN42802	1 cavo


ELETTRODI ADESIVI

Elettrodi Adesivi con Cavo

Kit Monouso per NCV (con Cavi)

Venduto in confezione da 24 kit da 3 pezzi a kit

- Kit Monouso per Studi di Conduzione Nervosa. Contiene 2 elettrodi a disco pregellati del diametro di 20mm con contatto in Ag/AgCl ed 1 elettrodo monouso pregellato di Terra.
- Il Kit ha cavi colorati come gli ingressi per una facilitazione di collegamento.
- Ogni confezione contiene 24 Kit da 3 elettrodi cadauno.




Codice	Descrizione	Lunghezza cavo	Confezione
019-415200	Kit Monouso per NCV con Cavo	1m	24 Kit (72 elettrodi)

3 Elettrodi a Disco Monouso (con Cavi)

Venduti in confezione da 24 kit da 3 pezzi a kit

- 3 elettrodi a Disco pregellati con contatto in Ag/AgCl; hanno cavi colorati come gli ingressi per una facilitazione di collegamento, ideali per NCV e AEP.
- Ogni confezione contiene 24 Kit da 3 elettrodi cadauno.



Codice	Descrizione	Lunghezza	Confezione
019-439400	3 elettrodi a Disco Monouso con Cavo	0,50m	24 Kit (72 elettrodi)
019-414200	3 elettrodi a Disco Monouso con Cavo	1m	24 Kit (72 elettrodi)

2 Elettrodi a Barra Monouso (con Cavi)

Venduti in confezione da 24 kit da 2pezzi a kit

- 2 elettrodi a Barra pregellati con contatto in Ag/AgCl; hanno cavi colorati come gli ingressi per una facilitazione di collegamento.
- L'area di contatto è di 20mmx25mm. Ideali per SEP, AEP e IOM.
- Ogni confezione contiene 24 Kit da 2 elettrodi cadauno.




Codice	Descrizione	Lunghezza	Confezione
019-406600	2 elettrodi a Barra Monouso con Cavo	1m	24 Kit (48 elettrodi)

4 Elettrodi (2 x 2) a Disco Monouso (con Cavi)

Venduti in confezione da 24 kit da 4 pezzi a kit

- 4 elettrodi a Disco pregellati con contatto in Ag/AgCl con cavi. Ogni confezione contiene due cavi rossi e due cavi neri. Disponibili in due lunghezze. Ideali per applicazioni IOM.
- Ogni confezione contiene 24 Kit da 4 elettrodi cadauno.



Codice	Descrizione	Lunghezza	Confezione
019-415000	4 elettrodi a Disco Monouso con Cavo	1,5m	24 Kit (96 elettrodi)
019-420800	4 elettrodi a Disco Monouso con Cavo	3m	


ELETTRODI ADESIVI

Elettrodi Adesivi con Cavo

4 Elettrodi a Disco Monouso (con Cavi)

Venduti in confezione da 15 kit da 4 pezzi a kit

- 4 elettrodi a Disco pregellati 20mm con contatto in Ag/AgCl con cavi. Ogni confezione contiene un cavo rosso, un cavo blu, un cavo verde, ed un cavo nero. Disponibili in due lunghezze. Ideali per applicazioni in Studio del Sonno, NCS, SEP, AEP, EMG, ENG e IOM.
- Ogni confezione contiene 15 Kit da 4 elettrodi cadauno.



Codice	Descrizione	Lunghezza	Confezione
019-400400	4 elettrodi a Disco Monouso con Cavo	1m	15 Kit (60 elettrodi)
019-409000	4 elettrodi a Disco Monouso con Cavo	2m	

4 Elettrodi a Disco Monouso (con Cavi) linea Value

Venduti in confezione da 25 kit da 4 pezzi a kit

- 4 elettrodi a Barra pregellati 19mm con contatto in Ag/AgCl con cavi. Ogni confezione contiene un cavo rosso, un cavo blu, un cavo verde, ed un cavo nero. Ideali per applicazioni in Studio del Sonno, NCS, SEP, AEP, EMG, ENG e IOM.
- Ogni confezione contiene 100 elettrodi (25 kit da 4 elettrodi cadauno).



Codice	Descrizione	Lunghezza	Confezione
017516	1 elettrodi a Barra monouso con Cavo	1m	25 kit (100 elettrodi)

Elettrodi ad Anello Monouso (con Cavi)

Venduti in confezione da 10 kit da 2 pezzi a kit

- I due elettrodi ad anello Pregellati con contatto in Ag/AgCl hanno due cavi da 0,5m, uno rosso ed uno nero. L'area di contatto è di 8mm x 106mm.
- Ogni confezione contiene 10 kit da 2 elettrodi.




Codice	Descrizione	Lunghezza	Confezione
019-439300	Elettrodi ad Anello Pregellati	0,5m	10 Kit da 2 elettrodi

Elettrodi di Superficie Monouso Pregellati (con Cavo)

Venduti in confezione da 12 pezzi

- Gli elettrodi di Superficie Pregellati con contatto in Ag/AgCl hanno una forma a punta di freccia con un'area approssimativa di 20mm x 15mm. Ideale per bambini piccoli e neonati.
- Ogni confezione contiene 12 elettrodi.



Codice	Descrizione	Lunghezza	Confezione
019-408500	Elettrodi di Superficie Monouso Pregellati	1m	12 elettrodi

ELETTRODI ADESIVI

Elettrodi Adesivi con Cavo

* Elettrodi Adesivi con Cavo Monouso

Venduti in confezione come da tabella

Elettrodi di superficie monouso a gel solido ad alta adesività che permette numerosi riposizionamenti. Dotato di cavetti sottili ultra flessibili colorati per un facile riconoscimento dell'elettrodo e connettore touchproof.

1 scatola contiene 20 buste di elettrodi



Codice	Descrizione	Connettore	Confezione
DENIS01526	Elettrodo di superficie, diam. 15x20mm, lunghezza 15cm	Sicurezza 1,5mm	120 elettrodi
DENIS10026	Elettrodo di superficie, diam. 15x20mm, lunghezza 100cm	Sicurezza 1,5mm	120 elettrodi
DENIS15026	Elettrodo di superficie, diam. 15x20mm, lunghezza 150cm	Sicurezza 1,5mm	120 elettrodi
DENIS25026	Elettrodo di superficie, diam. 15x25mm, lunghezza 250cm	Sicurezza 1,5mm	120 elettrodi
DENIL01526	Elettrodo di superficie, diam. 20x25mm, lunghezza 15cm	Sicurezza 1,5mm	120 elettrodi
DENIL10026	Elettrodo di superficie, diam. 20x25mm, lunghezza 100cm	Sicurezza 1,5mm	120 elettrodi
DENIL15026	Elettrodo di superficie, diam. 20x25mm, lunghezza 150cm	Sicurezza 1,5mm	120 elettrodi
DENIL25026	Elettrodo di superficie, diam. 20x25mm, lunghezza 250cm	Sicurezza 1,5mm	120 elettrodi
DENIS00807	Elettrodo di superficie, diam. 15x20mm, lunghezza 8cm	Pin 0,7mm protetto	240 elettrodi
DENIL00807	Elettrodo di superficie, diam. 20x25mm, lunghezza 8cm	Pin 0,7mm protetto	240 elettrodi
DENIS00830	Elettrodo di superficie, diam. 15x20mm, lunghezza 8cm	Pin 1mm	240 elettrodi
DENIL00830	Elettrodo di superficie, diam. 20x25mm, lunghezza 8cm	Pin 1mm	240 elettrodi
DENIS01520	Elettrodo di superficie, diam. 15x20mm	Snap	400 elettrodi
DENIS02025	Elettrodo di superficie, diam. 20x25mm	Snap	400 elettrodi
DENIG15026	Elettrodo di superficie, diam. 35x45mm, lunghezza 150cm	Sicurezza 1,5mm	80 elettrodi
CDES000024	Elettrodo di superficie, diam. 24mm	Snap	500 elettrodi
CDES003545	Elettrodo di superficie, diam. 35x45mm	Snap	80 elettrodi
TABSM000025	Elettrodo di superficie, diam. 20x20mm	Tab	2500 elettrodi

ALTRE VERSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA

ELETTRODI ADESIVI

Elettrodi Adesivi con Cavo

* Elettrodi Adesivi

Venduti in confezione come da tabella

Elettrodi adesivi per ECG per una migliore performance in termini di registrazione del segnale e in termini di comfort ed adesione del gel. Il gel utilizzato è caratterizzato dalla sua delicatezza che sulle pelli più sensibili ma anche dalla sua adesività di lunga durata, inoltre ha la qualità di poter essere riposizionato numerose volte senza perdere adesione.



Codice	Descrizione	Confezione
CDE02410F4	Elettrodo diam. 24mm, con cavetto 10cm (nero/rosso/giallo) e presa da 4mm	120 elettrodi
CDE03010F4	Elettrodo diam. 20mm, con cavetto 10cm (nero/rosso/giallo) e presa da 4mm	120 elettrodi
CDE02435F4	Elettrodo diam. 24mm, con cavetto 35cm (nero/rosso/giallo) e presa da 4mm	120 elettrodi
CDE03035F4	Elettrodo diam. 20mm, con cavetto 35cm (nero/rosso/giallo) e presa da 4mm	120 elettrodi
CDE0246026	Elettrodo diam. 24mm, con cavetto 60cm (nero/rosso/giallo) e connettore di sicurezza 1,5mm	120 elettrodi
CDE02460F4	Elettrodo diam. 24mm, con cavetto 60cm (nero/rosso/giallo) e presa da 4mm	120 elettrodi
CDE0249026	Elettrodo diam. 24mm, con cavetto 90cm (nero/rosso/giallo) e connettore di sicurezza 1,5mm	120 elettrodi
CDE0306026	Elettrodo diam. 20mm, con cavetto 60cm (nero/rosso/giallo) e connettore di sicurezza 1,5mm	120 elettrodi
CDE03060F4	Elettrodo diam. 20mm, con cavetto 90cm (nero/rosso/giallo) e presa da 4mm	120 elettrodi
Cde0309026	Elettrodo diam. 20mm, con cavetto 60cm (nero/rosso/giallo) e connettore di sicurezza 1,5mm	120 elettrodi
CDER246026	Elettrodo diam. 24mm, con cavetto 60cm (radiotrasparente) e connettore di sicurezza 1,5mm	120 elettrodi
CDER249026	Elettrodo diam. 24mm, con cavetto 90cm (radiotrasparente) e connettore di sicurezza 1,5mm	120 elettrodi
CDER2460F4	Elettrodo diam. 24mm, con cavetto 60cm (radiotrasparente) e presa da 4mm	120 elettrodi
CDSES00024	Elettrodo diam. 24mm, con attacco automatico	500 elettrodi

ALTRE VERSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA

ELETTRODI ADESIVI

Elettrodi Adesivi con Cavo

3 Elettrodi Monouso Pregellati Monouso Trasparenti (con Cavo)

Venduti in confezione da 4 kit, 3 pezzi a kit

- Elettrodi Trasparenti di Superficie Monouso con contatto in Ag/AgCl con cavo. L'elettrodo trasparente consente di vedere con precisione dove è posizionato. La parte sovrastante all'elettrodo ha un'area di 474mm² ed un'area di registrazione di 54mm².
- L'elettrodo può essere riposizionato diverse volte durante uno studio di un paziente. I tre elettrodi hanno cavi colorati uno rosso, uno verde, uno nero e sono disponibili in tre diverse lunghezze.
- Ideali per NCV, EP ed ENG.
- Ogni confezione contiene 4 Kit da 3 elettrodi cadauno.



Codice	Descrizione	Lunghezza	Confezione
019-434600	3 Elettrodi Trasparenti Monouso Pregellati	0,5m	4 Kit (12 elettrodi)
019-434700	3 Elettrodi Trasparenti Monouso Pregellati	0,8m	
019-434800	3 Elettrodi Trasparenti Monouso Pregellati	1,2m	

Elettrodi di Terra Monouso Pregellati Extra-Large (con Cavo)

Venduti in confezione da 24 pezzi

- Elettrodi di Terra Monouso Pregellati Extra- Large con contatto Ag/AgCl e con cavo verde di lunghezza 1,5m. L'area dell'elettrodo è di 100mm x 60mm.
- Ideale per l'uso in ICU (Terapia Intensiva) ed in tutti gli ambienti elettricamente ostili.
- L'elettrodo è imbustato singolarmente.
- Confezione da 24 buste.



Codice	Descrizione	Lunghezza	Confezione
019-422200	Elettrodi di Terra Monouso Pregellati Extra-Large	1,5m	24 elettrodi

Elettrodi di Terra Monouso Pregellati (con Cavo) linea Value

Venduti in confezioni da 25 pezzi

- Elettrodi di Terra Monouso Pregellati con contatto Ag/AgCl e con cavo verde in due lunghezze e terminazione Touchproof. L'area dell'elettrodo è di 42mm x 60mm.
- Ideale per EMG, NCS, SEP e IOM.
- L'elettrodo è imbustato singolarmente.
- Confezione da 25 buste.




Codice	Descrizione	Lunghezza	Confezione
017515	Elettrodi di Terra Monouso Pregellati	1m	25 elettrodi

Elettrodi di Terra Monouso Pregellati (con Cavo)

Venduti in confezioni da 24 pezzi

- Elettrodi di Terra Monouso Pregellati con contatto Ag/AgCl e con cavo verde in due lunghezze e terminazione Touchproof. L'area dell'elettrodo è di 40mm x 50mm.
- Ideale per EMG, NCS, SEP e IOM.
- L'elettrodo è imbustato singolarmente.
- Confezione da 24 buste.



Codice	Descrizione	Lunghezza	Confezione
019-400500	Elettrodi di Terra Monouso Pregellati	1m	24 elettrodi
019-409100	Elettrodi di Terra Monouso Pregellati	2m	

ELETTRODI ADESIVI

Elettrodi Adesivi con Cavo

Elettrodi di Superficie Pregellati Monouso

Venduti in confezioni da 12 pezzi

- Confezione da 12 elettrodi pregellati in Ag/AgCl
- Possono essere riposizionati sullo stesso Paziente
- Compatibile solo con i Sistemi EMG Dantec Keypoint, Keypoint Focus e Natus UltraPro S100.



Codice	Descrizione	Lunghezza	Confezione
9013S0212	Elettrodi di Superficie Monouso Pregellati - Area di Registrazione: 15mmx20mm con terminazione 0,7mm touchproof maschio	10cm	12 elettrodi
9013S0242	Elettrodi di Superficie Monouso Pregellati - Area di Registrazione: 28mmx20mm con terminazione 0,7mm touchproof maschio	6cm	
9013L0453	Elettrodi di Superficie Monouso Pregellati - Area di Registrazione: 28mmx20mm con terminazione 1,5mm touchproof femmina	46,5cm	
9013S0225	Elettrodi di Superficie Monouso Pregellati - Area di Registrazione: 20mmx15mm con terminazione 0,7mm touchproof maschio	15,2cm	
9021S0235	Elettrodi di Superficie Monouso Pregellati - Area di Registrazione: 28mmx20mm con terminazione 0,7mm touchproof maschio	15,2cm	

Cavi necessari per questi elettrodi (eccetto codice 9013L0453): codice 9013C0112, 9013C0122

* Elettrodi pregellati per conduzione nervosa monouso

Venduti in confezione da 12 pezzi

Elettrodo monopaziente adesivo e conduttivo 15mmx20mm con cavo L=100cm - term. sic. FMM D=1,5mm.




Codice	Descrizione	Lunghezza cavo	Confezione
0065.043	Elettrodi pregellati 15x20mm	1m	12 elettrodi

Elettrodi di Superficie Pregellati Monouso

Venduti in confezioni da 12 pezzi

- Confezione da 12 Elettrodi di Superficie Pregellati monouso in Ag/AgCl (quattro kit da tre elettrodi cadauno) con cavo bianco con terminazione touchproof 0,7mm maschio.
- Monouso.
- Possono essere riposizionati sullo stesso Paziente.
- Compatibile solo con i Sistemi EMG Dantec Keypoint, Keypoint Focus e Natus UltraPro S100.



Codice	Descrizione	Lunghezza	Confezione
443010	Elettrodi di Superficie Pregellati monouso in Ag/Cl. Area di Registrazione: 15mmx20mm	16,5cm	12 elettrodi
454010	Elettrodi di Superficie Pregellati monouso in Ag/Cl. Area di Registrazione: 20mmx25mm	16,5cm	12 elettrodi

Cavi necessari per questi elettrodi: codice 9013C0112, 9013C0122

ELETTRODI ADESIVI

Elettrodi Adesivi con Cavo

Elettrodi di Superficie Pregellati Monouso

Venduti in confezioni da 12 pezzi

- Confezione da 12 Elettrodi di Superficie Pregellati monouso in Ag/AgCl (quattro kit da tre elettrodi cadauno) con cavo colorato (uno rosso, uno nero, uno verde per ogni kit), con terminazione touchproof 0,7mm femmina.
- Monouso.
- Possono essere riposizionati sullo stesso Paziente.
- Compatibile con la maggior parte dei Sistemi EMG.



Codice	Descrizione	Lunghezza	Confezione
443020	Elettrodi di Superficie Pregellati monouso in Ag/Cl. Area di Registrazione: 15mmx20mm	1,2m	12 elettrodi
454030	Elettrodi di Superficie Pregellati monouso in Ag/Cl. Area di Registrazione: 20mmx25mm	1,2m	12 elettrodi
454040	Elettrodi di Superficie Pregellati monouso in Ag/Cl. Area di Registrazione: 20mmx25mm	2m	12 elettrodi

Elettrodi di Superficie Monouso Non Gellati

Venduti in confezioni da 50 pezzi

- Confezione da 50 Elettrodi di Superficie non gellati monouso in Ag/AgCl
- Area di registrazione: 7mmx4mm
- La piccola area di registrazione fornisce risultati più accurati e ottimali.
- Monouso.
- Compatibile solo con i Sistemi EMG Dantec Keypoint, Keypoint Focus e Natus UltraPro S100.



Codice	Descrizione	Lunghezza	Confezione
9013L0203	Elettrodi di Superficie non gellati con terminazione 0,7mm touchproof maschio	8cm	50 elettrodi

Cavi necessari per questi elettrodi: codice 9013C0112, 9013C0122

ELETTRODI ADESIVI

Elettrodi Adesivi senza Cavo

Elettrodi di Terra Monouso Pregellati a Barra (senza Cavo)

Venduti in confezione da 10 kit, 100 pezzi

- Gli Elettrodi di Terra a Barra Monouso Pregellati con contatto Ag/AgCl, hanno l'area dell'elettrodo di 22mm x 32mm.
- Ideale per EMG, NCS, SEP e IOM.
- Per utilizzare l'elettrodo è necessario il cavo di collegamento con clip a coccodrillo.
- L'elettrodo viene fornito in confezioni da 10 buste da 10 elettrodi cadauno.



Codice	Descrizione	Confezione
019-435300	Elettrodi di Terra Monouso Pregellati a Barra senza Cavo	10 Kit (100 elettrodi)

Elettrodi Monouso Pregellati ad Anello (senza Cavo)

Venduti in confezione da 10 kit, 100 pezzi

- Gli elettrodi ad Anello Monouso Pregellati con contatto Ag/AgCl hanno l'area dell'elettrodo di 8mm x 95mm. Ideale per NCS.
- Sono necessari due cavi di collegamento con clip a coccodrillo per utilizzare gli elettrodi.
- L'elettrodo viene fornito in confezioni da 10 buste da 10 elettrodi cadauno.



Codice	Descrizione	Confezione
019-435500	Elettrodi Monouso Pregellati ad Anello	10 kit (100 elettrodi)

Elettrodi Monouso Pregellati Divisibili a Barra (senza Cavo)

Venduti in confezione da 10 kit, 100 pezzi

Gli elettrodi a Barra Monouso Pregellati con contatto Ag/AgCl hanno l'area dell'elettrodo di 12mm x 18mm ed una distanza tra il centro dei due elettrodi di 25mm. I due elettrodi possono essere separati strappando lungo la linea perforata posizionata al centro. Ideale per NCS e SEP. Sono necessari due cavi di collegamento con clip a coccodrillo per utilizzare gli elettrodi. L'elettrodo viene fornito in confezioni da 10 buste da 10 elettrodi cadauno.



Codice	Descrizione	Confezione
N6003	Elettrodi Monouso Pregellati a Barra senza Cavo divisibili	10 Kit (100 elettrodi)

Elettrodi di Terra Monouso Pregellati Large (senza Cavo)

Venduti in confezione da 25 kit, 50 pezzi

Gli elettrodi di Terra Monouso Pregellati Large con contatto Ag/AgCl hanno l'area dell'elettrodo di 40mm x 50mm. E' necessario un cavo di collegamento con clip a coccodrillo per utilizzare l' elettrodo. Ideale per NCS. L'elettrodo viene fornito in confezioni da 25 buste da 2 elettrodi cadauno.




Codice	Descrizione	Confezione
019-768500	Elettrodi di Terra Monouso Pregellati Large	25 kit (50 elettrodi)

Kit di Elettrodi Monouso Pregellati per 30 Pazienti

Venduto in confezione da 60 kit, 180 pezzi

- Il Kit contiene 60 elettrodi Pregellati a Barra (N6003), 60 elettrodi Pregellati ad anello e 60 elettrodi Pregellati di terra.
- Sono necessari due cavi di collegamento con clip a coccodrillo per utilizzare gli elettrodi.



Codice	Descrizione	Confezione
N2025	Kit di Elettrodi Monouso Pregellati per 60 pazienti	60 Elettrodi a Barra 60 Elettrodi ad Anello 60 Elettrodi di Terra

ELETTRODI ADESIVI

Elettrodi Adesivi senza Cavo

Elettrodi Monouso Nutab

Venduti in confezione da 10 fogli da 10 elettrodi

- Elettrodi a linguetta pregellati in Ag/AgCl
- Confezione da 10 fogli da 10 elettrodi
- Non metallici, morbidi, sottili e flessibili
- Richiede cavo riusabile a coccodrillo.



Codice	Descrizione	Confezione
101169	Elettrodi monouso Nutab	10 fogli da 10 elettrodi

Elettrodi di Terra Monouso Care 310

Venduti in confezione da 10 fogli da 10 elettrodi

- Elettrodi di Terra pregellati in Ag/AgCl
- Confezione da 10 fogli da 10 elettrodi
- Eccellente adesione e qualità traccia.
- Richiede cavo riusabile a coccodrillo.




Codice	Descrizione	Confezione
101226	Elettrodi di Terra monouso Care 310	10 fogli da 10 elettrodi

Cavi con Terminazione TP-Clip a Coccodrillo

Kit di Cavi Riusabili con Connettore TP-Clip a Coccodrillo

Venduto in confezione come da tabella

Cavi riusabili della lunghezza di 1,25m con terminazione TP-Clip a coccodrillo da usare con elettrodi di superficie Monouso. I cavi sono disponibili in rosso, verde e nero.



Codice	Descrizione	Confezione
117-401900	Kit Cavi TP-Clip a Coccodrillo 1 rosso 1 verde 1 nero	1 (3 cavi)
019-417000	Kit Cavi TP-Clip a Coccodrillo 1 rosso e 1 nero	1 (2 cavi)
019-417200	Cavo TP-Clip a Coccodrillo 1 verde	1 (1 cavo)

3 Cavi Riusabili Lunghi TP-Clip a Coccodrillo

Venduti in confezione da 3 pezzi

- Cavi Riusabili della lunghezza di 61cm con terminazione TP-Clip a coccodrillo da usare con elettrodi di superficie Monouso. Composto da 3 cavi, uno rosso, uno verde e uno nero.
- Ogni confezione contiene 3 cavi.



Codice	Descrizione	Confezione
CB0102	3 Cavi Riusabili Lunghi TP-Clip a Coccodrillo	3 cavi

ARTICOLI ACCESSORI PER EMG

Elettrodi con Automatici

Elettrodi Monouso Bipolari EMG con Automatici

Venduti in confezione da 15 pezzi

- L'elettrodo è composto da 2 aree conduttive alla distanza di 20mm composte da una spugnetta imbevuta di gel. Può essere utilizzato con cavo riusabile ad automatico ideali per EMG di superficie NCV o Stimolazione Elettrica.
- Ogni confezione contiene 15 elettrodi.



Codice	Descrizione	Confezione
019-429400	Elettrodo Monouso Bipolare SEMG con Automatici	15 elettrodi

* Elettrodi di Riferimento Monouso

Venduti in confezione da 4 pezzi

Elettrodi di riferimento 35x45 Ag/AgCl (monouso).



Codice	Descrizione	Confezione
0047.001	Elettrodi di riferimento 35x45 Ag/AgCl (monouso)	4 elettrodi

ARTICOLI ACCESSORI PER EMG

Cavi e Adattatori Opzionali

Cavo Schermato Monopolare 3-in-1

Venduto singolarmente

- Cavo schermato con connessione alla testina 5-pin DIN.
- Il Cavo include due cavi con terminazione a clip ed uno con terminazione touchproof femmina.



Codice	Descrizione	Confezione
102608	Cavo schermato monopolare con lunghezza totale: 1,05m	1 cavo

Cavo Prolunga Schermato Shielded 3-in-1

Venduto singolarmente

Cavo prolunga schermato monopolare di acquisizione con connessione 5-pin PIN. Il Cavo include due cavi con terminazione a clip ed uno con terminazione touchproof maschio.



Codice	Descrizione	Confezione
W6179H	Cavo prolunga monopolare schermato con lunghezza: 1m	1 cavo

Cavo di Conduzione Schermato Riutilizzabile per Ago Elettrodo Monopolare Monouso

Venduto singolarmente

Cavo di conduzione schermato, lunghezza: 61cm, con connettore 5-pin DIN modellato per l'ago elettrodo monopolare.



Codice	Descrizione	Confezione
902-SLC	Cavo di conduzione schermato riutilizzabile per Ago Elettrodo monopolare monouso	1 cavo

Cavo Shuttle

Venduto singolarmente

Cavo schermato della lunghezza di 61cm con terminazione DIN-Shuttle con 3 Touchproof. Il cavo ha una molletta per poterlo agganciare agli abiti del paziente.



Codice	Descrizione	Confezione
2002-TP	Cavo Shuttle	1 cavo

ARTICOLI ACCESSORI PER EMG

Cavi e Adattatori Opzionali

* Cavi di connessione

Venduti singolarmente

Cavetti di connessione per aghi bipolari (concentrici, macro e singola fibra; cavo extra flessibile e connessione pressofusa). Disponibili su richiesta differenti lunghezze e connettori per tutti gli EMG in commercio.



Codice	Lunghezza	Connettore	Confezione
10000NNHF3	100cm	Pentapolare	1 cavo
100200NNHF3	200cm	Pentapolare	1 cavo


Cavi con Clip a Coccodrillo

Venduti singolarmente

- Utilizzabili con Elettrodi pregellati.
- Resistenza del cavo: >22,70kg



9013C0232



9013P0642

9013P0602

Codice	Descrizione	Confezione
9013C0232	Cavo schermato a clip a tre colori (rosso, verde, nero) con terminazione 5-Pin DIN - lunghezza: 1m	1 cavo
9013P0602	Cavo non schermato a clip verde con terminazione connettore 1,5mm Touchproof - lunghezza: 80cm	
9013P0642	Cavo non schermato a clip rosso con terminazione connettore 1,5mm Touchproof - lunghezza: 80cm	

Cavi Yoke HUSH

Venduti singolarmente

- Adattano i connettori da 2mm ai connettori touchproof.
- Adattatore: collegare direttamente in un connettore di sicurezza 5-pin femmina; quindi collegare qualsiasi elettrodo touchproof nei tre jack o nel DIN.
- Completamente schermati per ridurre artefatti.



9013C0402

9013C0312



9013C0302
9013C0422

Codice	Descrizione	Confezione
9013C0302	Cavo Yoke HUSH, lunghezza 1,5m, con terminazione 5-pin DIN angolata	1 cavo
9013C0312	Cavo Yoke HUSH, lunghezza 1,5m, con terminazione 5-pin DIN dritta	
9013C0402	Cavo Yoke HUSH, lunghezza 0,1m, con terminazione 5-pin DIN dritta	
9013C0422	Cavo Yoke HUSH, lunghezza 4m, con terminazione 5-pin DIN angolata	

ARTICOLI ACCESSORI PER EMG

Cavi e Adattatori Opzionali

Cavo Adattatore da Touchproof a DIN

Venduto singolarmente

Cavo Adattatore da connettore femmina 5-pin DIN a connettore touchproof.




Codice	Descrizione	Confezione
9013P0283	Cavo Touchproof to DIN Adaptor con terminazione 5-pin DIN female 2x1,5mm femmina	1 cavo

Cavi Prolunga per Aghi Monopolari

Venduti in confezione da 6 pezzi

Tre cavi rossi e tre neri con terminazione touchproof.




Codice	Descrizione	Confezione
902-EX-TP	Cavo Prolunga per Aghi monopolari. Lunghezza: 61cm	6 cavi (3 rossi e 3 neri)

Adattatore per Aghi Concentrici Monouso Medelec e Medelec Elite

Venduto singolarmente

Adattatore per porta ago da DIN 5-pin a 3 Touchproof



Codice	Descrizione	Confezione
085-417401	Adattatore porta aghi concentrici lunghezza 15,2cm	1 adattatore


ARTICOLI ACCESSORI PER EMG

Cavi e Adattatori Opzionali

* Cavetto con Attacco a Bottone

Venduto in confezione da 3 pezzi

Cavetto con attacco a bottone L=120cm -term. Sic. FMM D=1,5mm.



Codice	Descrizione	Confezione
0044.006	Cavetto con attacco a bottone L=120cm - term. sic. FMM D=1,5mm	3 cavetti

* Cavetto con attacco a bottone

Venduto singolarmente

Cavetto con attacco a bottone L=120cm - term. sic, FMM D=1,5mm - VERDE



Codice	Descrizione	Confezione
0044.003	Cavetto con attacco a bottone L=120cm - term. sic, FMM D=1,5mm - VERDE	1 cavetto

* Adattatore Riutilizzabile per Elettrodi

Venduto singolarmente

L'adattatore riutilizzabile per elettrodi da la possibilità di poter adattare gli accessori Touchproof ad attacco 2mm.
Confezione da 1 pezzo.



Codice	Descrizione	Confezione
PS1212	Adattatore Riutilizzabile per Elettrodi	1

ARTICOLI ACCESSORI PER EMG

Elettrodi e Sonde di Temperatura

Mini-Temp Heart e Sonda di Temperatura a Superficie Flessibile

Venduti in confezione come da tabella

I Mini-Temp Heart sono composti da una superficie che riflette il calore e sono utilizzati unitamente ad una sonda di temperatura a superficie flessibile. La sonda e i Mini-Temp Heart possono essere usati indistintamente sia su adulti che su bambini.

La sonda di temperatura consiste in un sensore a disco attaccato ad un filo di Teflon™ flessibile dotato di un connettore da 4mm. I Mini-Temp Heart e la Sonda di Temperatura possono essere utilizzati sulle seguenti apparecchiature

- Serie Nicolet Viking™
- Serie Spirit™
- Serie Bravo™

Non sono disponibili per le seguenti apparecchiature

- PortaBook™
- Compass Meridian
- Synergy

Due tipi di confezionamento



Codice	Descrizione	Confezione
268-411800	Sonda di Temperatura Flessibile lunghezza: 1,2m	1
123-401600	Mini-Temp Heart	100

Elettrodi Adesivi di Temperatura Monouso

Venduto in confezione da 50 pezzi

Da utilizzare per la calibrazione della temperatura quando non è disponibile un sistema di calibrazione. Questi Elettrodi Monouso rivestiti ed adesivi, semplici da applicare, permettono di controllare la temperatura della cute.

- Dimensioni 75mm x 13mm
- Range di Temperatura da 19° a 41°C

Confezione da 50 pezzi.



Codice	Descrizione	Confezione
019-406000	Elettrodi Adesivi di Temperatura Monouso	50

Sonda di Temperatura con Ferrite Riutilizzabile

Venduta singolarmente

Sonda da usare con le apparecchiature Synergy Plinth e Synergy PIU, possono essere comodamente inserite direttamente o nell'amplificatore o nella PIU.



Codice	Descrizione	Confezione
040D040	Sonda di Temperatura Riutilizzabile per Synergy Plinth e PIU	1

ARTICOLI ACCESSORI PER EMG

Stimolatore a Martelletto

Stimolatore a Martelletto per Viking

Venduto singolarmente

Martelletto di stimolazione per lo studio dei riflessi. Lunghezza del martelletto 24cm. Il cavo termina con un connettore 1/8" mini-phonon plug. Può essere usato con la maggior parte dei sistemi EMG incluso il Nicolet Viking e Sistemi EDX. Il cavo è lungo 3m.



Codice	Descrizione	Lunghezza cavo	Confezione
842-116700	Martelletto per Viking ed EDX	3m	1 stimolatore

Stimolatore a Martelletto per Viking

Venduto singolarmente

Martelletto di stimolazione per lo studio dei riflessi. Lunghezza del martelletto 22,23cm. Il cavo termina con un connettore 9-pin D-sub. Può essere usato solo con i Sistemi EMG Dantec. Il cavo è lungo 1,68m.



Codice	Descrizione	Lunghezza cavo	Confezione
9031E0402	Martelletto per Dantec	1,68m	1 stimolatore

ARTICOLI ACCESSORI PER EMG

Contenitore per Materiale Tagliente

Contenitore in Polipropilene per Materiale Tagliente

Venduto singolarmente

- Il contenitore in Polipropilene per materiale tagliente è rigido ed altamente resistente. Il contenitore segue le direttive DC, EPA e JCAH.
- Disponibile in due taglie
- Confezione da 1 pezzo.



Codice	Descrizione	Confezione
122-739000	Contenitore in Polipropilene Piccolo	1
122-739100	Contenitore in Polipropilene Grande	1

Contenitore Porta Aghi per EMG

Contenitore Porta Aghi per EMG

Venduto singolarmente

- Questo sicuro dispositivo può essere attaccato alla macchina EMG o all'amplificatore. Ideale per maneggiare Elettrodi ad ago ed altri pericolosi oggetti appuntiti.
- Confezione da 1 pezzo.



Codice	Descrizione	Confezione
515-018300	Contenitore Porta Aghi con Braccio	1

Supporto per Aghi EMG

Venduto singolarmente

Questo dispositivo di sicurezza può essere agganciato su entrambi i lati di qualsiasi sistema EMG o amplificatore, ideale per gestire gli aghi e altri oggetti appuntiti.

- Dimensione 7cm x 2,5cm

Confezione da 1 pezzo.



Codice	Descrizione	Confezione
842-122600	Supporto per Aghi EMG	1

ARTICOLI ACCESSORI PER EMG

Velcro

Velcro®

Venduto in confezione da 3 pezzi

Velcro per il fissaggio degli Elettrodi o di Stimolazione o di Registrazione. La fascia è di larghezza 2cm e di lunghezza 55cm.



Codice	Descrizione	Lunghezza	Confezione
698-621400	Velcro® Rosso	55cm	3 velcri

Sensori di Accelerazione

Trasduttore per Analisi del Tremore

Venduto singolarmente

Trasduttore per Analisi del Tremore (compatibile solo con Dantec Keypoint)



Codice	Descrizione	Confezione
9013L0241	Trasduttore con cavo da 200cm	1 trasduttore

TRAINING MULTI-MEDIALI


Iscrizione Educational EMG (Sanjeev D. Nandedkar, PhD)

DMG Educational Series Subscription

Venduto singolarmente


Include:

- Accesso streaming 24/7.
- Un anno di iscrizione disponibile per tutti i moduli.
- Utilizzo illimitato durante il periodo di iscrizione.
- Licenza per tutti i 12 Volumi Video Educational.



Electronic Atlas of Electromyographic Waveforms

Authors: Paul E. Barkhaus, M.D., Sanjeev D. Nandedkar, Ph.D



Codice	Descrizione
023400	Volume I- Electronic Myoanatomic Atlas for Clinical Electromyography (seconda edizione)
023401	Volume II – Electronic Atlas of Electromyographic Waveforms (seconda edizione)
023402	Volume III Sensory Nerve Conduction Studies
023403	Volume IV – Motor Nerve conduction Study and Late Responses
023404	Volume V – Basic Nerve Conduction Studies
023405	Volume VI – Electrodiagnostic Evaluation of the Foot
023406	Volume VII – Electrodiagnostic Evaluation of ulnar Neuropathy
023407	Volume VIII – Uncommon Nerve Conduction Studies
023408	Volume IX – Electrodiagnostic Evaluation of Carpal Tunnel Syndrome
023409	Volume X – Single Fiber Electromyography
023410	Volume XI – Basic Evoked Potentials
023411	Volume XII – Repetitive Nerve Stimulation
023412	Essential EDX – Volume I – Instrumentation: Principles and Practice
023413	Essential EDX – Volume II – Insertional and Spontaneous Activity
023414	Institutional License for Teaching Institutes – All 12 Volumes

UDITIVO

Kit per Tubal Insert Phones (TIPs)

TIP 300 Tubal Insert Phone Riusabili

Venduti in confezione come da tabella

Queste Insert Phone si utilizzano per lo studio dei Potenziali Evocati Uditivi e per l'Audiometria.

Ideali nell'utilizzo durante i Monitoraggi Intra-Operatori.

L'utilizzo di questi trasduttori riduce gli Artefatti da stimolo e minimizza la trasmissione Transcranica. Sono facili da utilizzare, leggeri ed ottimi per il comfort del paziente.

Sono inclusi

- 3 cavi in Silicone rossi e 3 cavi in Silicone blu
- 50 Eartip monouso in gomma piuma
- Cavo di L=40
- Guida dell'utente
- Adattatore d'Impedenza per TIP



Codice	Descrizione	Confezione
041-704000	TIP 300 Tubal Insert Phone Riusabili	1 kit
085-746400	Cavo di ricambio per TIP 300	1 cavo

Tubal Insert Phones Sinistro e Destro Riusabili con Cavo

Venduti in kit

Tre tubi in silicone rossi e tre blu

Due clips con chiusura in Velcro

Tappini auricolari monouso:

- 50 regular/13mm
- 4 jumbo/18mm
- 10 baby/10mm
- 10 infant/3,5mm
- 10 infant/4,0mm

Adattatore per sonda d'impedenza.



Codice	Descrizione	Confezione
10250	Xltek XCalibur EMG e Protektor IOM TIPs Kit	1 kit

Tubal Insert Phones Sinistro e Destro Riusabili con Cavo

Venduti in kit

Tubal Insert Phones sinistro e destro riusabili con cavo



Codice	Descrizione	Confezione
9031E0277	Dantec Keypoint TIPs Kit	1 kit

UDITIVO

Accessori per Tubal Insert Phones (TIPs)

Eartip Monouso in Gomma di Piuma

Venduti in confezione come da tabella

Gli Eartip Monouso in gomma di piuma sono ideali per l'utilizzo con i TIP 300

- Disponibili in tre dimensioni con 2 colori differenti
- Disponibili in due tipi di confezionamenti

Due tipi di confezionamento.



Codice	Descrizione	Confezione
103342	Eartip Monouso per TIP 300 Giallo L=18mm	24 eartip
1700-9604	Eartip Monouso per TIP 300 Giallo L=13mm	50 eartip
1700-9605	Eartip Monouso per TIP 300 Beige L=10mm	50 eartip


Tubi di Ricambio in Silicone Rossi e Blu per TIP 300

Venduti in confezione come da tabella

I tubicini di ricambio in Silicone rosso e blu per TIP 300 sono forniti in gruppi di 3 insieme a 3 coppie di connettori di ricambio

La confezione contiene:

- 3 tubicini rossi
- 3 tubicini blu
- 3 coppie di connettori di ricambio



Codice	Descrizione	Confezione
1700-9688	Tubi in Silicone rosso e blu Ricambio per TIP 300	3 tubi
1700-9686	Nubbies	10 nubbies

Tubi di Ricambio in Silicone Trasparente per TIP 300

Venduti in confezione come da tabella

I tubicini di ricambio in Silicone Trasparente per TIP 300 sono forniti in gruppi di 3 coppie insieme a 3 coppie di connettori di ricambio

La confezione contiene

- 6 tubicini trasparenti
- 3 coppie di connettori di ricambio



Codice	Descrizione	Confezione
019-411200	Tubi in Silicone Trasparente Ricambio per TIP 300	6 tubicini
1700-9686	Vedi Nubbies	10 nubbies

Adattatori di Impedenza Tip di Ricambio

Venduti in confezione da 4 pezzi

- Gli adattatori di Impedenza Tip di Ricambio permettono l'uso di una varietà di altri Ear Tip monouso.
- Questi adattatori di Impedenza Tip di ricambio sono da usare unitamente con i tubi di Silicone di ricambio codice 1700-9688
- Confezione da 4 pezzi.



Codice	Descrizione	Confezione
019-428400	Adattatori di Impedenza Tip di Ricambio	4

UDITIVO

Accessori per Tubal Insert Phones (TIPs)

TIPtrode in Oro e Cavo Riusabili


Venduti in confezione come da tabella

I TIPtrode in Oro e Cavo Riusabile TIPtrode sono progettati per l'uso con i TIP Nicolet e tutti i sistemi a Potenziali Evocati Nicolet ad eccezione dell'Audit V.

L'elettrodo Eartip, rivestito da una sottile foglia d'oro, offre sia la conduzione sonora che la funzione di registrazione. E' possibile utilizzarlo per migliorare l'amplificazione dell'onda¹, ma può essere usato anche per gli ABR e tutti gli altri Potenziali Evocati Auditori.

- I TIPtrode sono per uso singolo
- L'uso dei TIPtrode richiede una coppia di cavi riusabili TIPtrode

Due tipi di confezionamento.



Codice	Descrizione	Confezione
019-746802	TIPtrode in Oro Riusabili D=10mm	20
019-741901	TIPtrode in Oro Riusabili D=13mm	20
085-415000	Cavo per TIPtrode L=250mm	1 coppia

Ear Tip di Ricambio

Venduti in confezione come da 10 pezzi

Gli Ear Tip sono tappi morbidi in plastica PVC, da utilizzare con gli adattori di Impedenza TIP

- Fornito in tre differenti dimensioni

Confezione da 10 pezzi.



Codice	Descrizione	Confezione
842-507300	Ear Tip di Ricambio D=3,5mm	10
842-507400	Ear Tip di Ricambio D=4,0mm	10
842-507500	Ear Tip di Ricambio D=5,0mm	10

Ear Tip

Venduti in confezioni da 10 pezzi

- Gli Eartip si possono utilizzare con le Intra-Auricular Headset e con l'Earphone. Sono prodotti in PVC Autoclavabile.
- Durante la sterilizzazione i Tip devono essere tenuti separati.
- Ogni confezione contiene il Trasduttore ed il dischetto di calibrazione.

Attenzione: occorre tener conto che il tubicino e il Tip introducono un ritardo di **0,3ms** allo stimolo.



Codice	Descrizione	Confezione
51023	Eartip per Prematuri	10
51019	Eartip per Neonati	10
51020	Eartip per Infanti	10
51021	Eartip per Bambini	10
51022	Eartip per Adulti	10

Trasduttore Osseo 300 OHM (Bone Vibrator Trasducer)

Venduto singolarmente

Il trasduttore osseo può essere utilizzato per determinare le perdite uditive conduttive o indicare la presenza di patologie dell'orecchio medio.

- Fornito di cavo da 4,5m

Confezione da 1 pezzi.



Codice	Descrizione	Confezione
842-202600	Trasduttore Osseo 300 OHM (Bone Vibrator Trasducer)	1

ELETTRODI EP

Elettrodi EP

Elettrodi Monouso a Pregellati Rotondi con Automatico

Venduti in confezione da 10 pezzi

Elettrodi Monouso Pregellati con contatto Ag/AgCl. Il diametro dell'elettrodo è di 15mm.
Ideale per AEP ed ENG.
Ogni confezione contiene 10 elettrodi.



Codice	Descrizione	Confezione
842-507900	Elettrodi Monouso Pregellati Rotondi con Automatico	10 elettrodi

Elettrodi Monouso a Gel Solido Rettangolari con Automatico

Venduti in confezione da 25 kit, 250 pezzi

Elettrodi Monouso a Gel Solido con contatto Ag/AgCl, con un forte adesivo per consentire registrazioni durature nel tempo.
L'area di registrazione è di 22mm x 20mm, ideale per gli Studi del Sonno.
Ogni confezione contiene 25 buste da 10 elettrodi cadauno.



Codice	Descrizione	Confezione
019-767700	Elettrodi Monouso a gel solido Quadrati con Automatico	25 kit (250 elettrodi)

Elettrodi Monouso a Lente a Contatto per ERG Jet

Venduti in confezione da 12 pezzi

Ogni elettrodo a forma di lente a contatto è in Policarbonato trasparente nella parte centrale e su tutto il perimetro nella parte concava ha uno strato concentrico in Oro.

- Lunghezza cavo: 70mm

Confezione da 1 pezzo.

Attenzione: l'elettrodo è monouso pertanto non deve essere risterilizzato.



Codice	Descrizione	Confezione
842-216700	Elettrodo Monouso a Lente a Contatto per ERG Jet	12

* Elettrodi a Lente a Contatto per ERG Jet

Venduti in confezione da 100 pezzi

Elettrodo corneale per ERG monouso

Attenzione: **l'elettrodo monouso non deve essere risterilizzato.**



Codice	Descrizione	Confezione
REF. 38	Elettrodo corneale per ERG monouso	100 elettrodi

ELETTRODI EP

Elettrodi EP

* Elettrodi a Lente a Contatto per ERG Jet

Venduti in confezione da 2 pezzi

Elettrodo corneale Henkes



Codice	Descrizione	Confezione
REF. 2-17	Elettrodo corneale pediatrico Henkes diam. 17mm	2 elettrodi
REF. 2-20	Elettrodo corneale per adulti Henkes diam. 20mm	2 elettrodi

* Elettrodi Congiuntivali per ERG e PERG

Venduti in confezione come da tabella

Il DTL Plus è un elettrodo ad alta conducibilità in fibra argento/nylon per esami E.R.G. Il DTL Plus incorpora numerosi cambiamenti rispetto agli elettrodi in fibra di generazione precedente sia nella costruzione fisica sia nella tecnologia della bassa impedenza. I risultati di questi miglioramenti sono ora disponibili; un elettrodo corneale monouso che migliora notevolmente il comfort del paziente. Ulteriori vantaggi includono una riduzione delle variazioni dei risultati degli esami sia all'interno del laboratorio sia tra laboratori diversi. Creato con i migliori materiali di grado medicale, il DTL rappresenta la metodologia più conveniente e comoda per gli esami ERG.

Fibra di nuova progettazione e costruzione.

Dimensioni: lunghezza fibra 6,5cm; lunghezza cavetto 13cm

Tecnologia a bassa impedenza, elevato rapporto segnale-rumore.

7 fibre: il più alto contenuto di argento, la migliore conducibilità disponibile.

Il design monouso elimina il rischio di trasferimento di infezione.

Riconosciuto a livello mondiale come l'elettrodo più confortevole per il paziente senza uso di anestetico.

Riduce l'ansia del paziente e il disagio.

Le tre fasi di montaggio permettono di iniziare immediatamente il test.

L'elettrodo giusto per i bambini e gli anziani.

Agevola la rapidità del test attraverso il montaggio facile e veloce.

Fornisce risultati accurati e precisi degli esami ERG

Progettazione standardizzata con fibre a bassa impedenza che minimizzano le variazioni intertest.

Lo standard ISCEV per il modello E.R.G.



Codice	Descrizione	Confezione
REF. 54	Elettrodo monouso DTL plus per PERG	100 elettrodi
REF. 173	Cavetto di collegamento 1,25m	6 cavetti

* Elettrodi Cutanei

Venduti in confezione come da tabella



Codice	Descrizione	Confezione
REF. 720	Elettrodo EOG/ENG monouso 22x28mm	500 elettrodi
REF. 37	Elettrodo auricolare di terra sinterizzato	10 elettrodi
REF. 39-6	Elettrodo cutaneo sinterizzato per EOG/PEV/PERG/EMGOG, diam. 6mm	10 elettrodi
REF. 39-8	Elettrodo cutaneo sinterizzano per EOG/PEV/PERG/EMGOG, diam. 8mm	10 elettrodi

GOGGLES E CUFFIE AUDIOMETRICHE PER EP

Goggles

Nicolet Viking Goggles

Venduti singolarmente

Goggles per Sistemi Nicolet Viking e Synergy EDX con stimolatore visivo.



Codice	Descrizione	Confezione
842-106504	Goggles per Nicolet Viking	1

Dantec Keypoint Goggles

Venduti singolarmente

LED Goggles per Dantec Keypoint Focus e Keypoint G4 con stimolatore visivo



Codice	Descrizione	Confezione
9031E0223	LED Goggles per Dantec Keypoint	1

Cuffie Audiometriche

Cuffie Audiometriche per Nicolet Viking

Vendute singolarmente

Cuffie Audiometriche per Nicolet Viking e Synergy EDX con stimolatore uditivo



842-202700



842-202300

Codice	Descrizione	Confezione
842-202700	Cuffie non schermate, 300 Ohm	1
842-202300	Cuffie schermate, 300 Ohm	1

Cuffie Audiometriche per Dantec Keypoint

Vendute singolarmente

Cuffie Audiometriche per Dantec Keypoint Focus e Keypoint G4 con stimolatore uditivo.



Codice	Descrizione	Confezione
9031E0258	Cuffie calibrate per Dantec Keypoint	1


ELETTRODI EEG

Elettrodi a Coppetta Riutilizzabili in Oro e in Argento Grass

Elettrodi a Coppetta Riutilizzabili Originali Grass

Venduti in confezione da 10 pezzi

- Gli Elettrodi originali Grass sono sottoposti a rigorosi test elettrici e meccanici per assicurare una lunga durata.
- Insuperabile chiarezza e affidabilità della registrazione.
- Vasta gamma di misure e materiale.
- Scelta di tre connettori touchproof.
- Gamma dei cavi (leggeri o tangle free, entrambi con rivestimento Kevlar per una maggiore resistenza).
- Sterilizzazione a vapore o ad Ossido di Etilene.
- Cavi in 10 colori: marrone, rosso, arancio, giallo, verde, blu, viola, grigio, bianco, marrone chiaro.
- Gli elettrodi vengono forniti in confezione da 10 pezzi.



Serie FH connettore touchproof, fatti a mano
Serie FD connettore touchproof, grandi
Serie F e FS Connettore touchproof, in plastica modellata



Coppetta placcata in Oro 24 carati su argento puro brunita per una finitura liscia



Coppetta in Argento puro e resistente



Coppetta placcata in Oro 24 carati su argento puro

Codice	Descrizione Coppetta	Descrizione Cavo	Connettore	Conf.
F-E5GH-12	Oro 10mm, foro 2mm	L= 0,31m, leggero in teflon	Modellato, 1,5 touchproof	10
F-E5GH-24	Oro 10mm, foro 2mm	L= 0,61m, leggero in teflon	Modellato, 1,5 touchproof	
F-E5GH-30	Oro 10mm, foro 2mm	L= 0,76m, leggero in teflon	Modellato, 1,5 touchproof	
F-E5GH-48	Oro 10mm, foro 2mm	L= 1,22m, leggero in teflon	Modellato, 1,5 touchproof	
F-E5GH-60	Oro 10mm, foro 2mm	L= 1,52m, leggero in teflon	Modellato, 1,5 touchproof	
F-E5GH-72	Oro 10mm, foro 2mm	L= 1,83m, leggero in teflon	Modellato, 1,5 touchproof	
F-E5GH-96	Oro 10mm, foro 2mm	L= 2,44m, leggero in teflon	Modellato, 1,5 touchproof	
F-E5GH-120	Oro 10mm, foro 2mm	L= 3,05m, leggero in teflon	Modellato, 1,5 touchproof	
F-E6GH-48	Oro Ped 6mm, foro 1,5mm	L= 1,22m, leggero in teflon	Modellato, 1,5 touchproof	
F-E5SH-48	Argento 10mm, foro 2mm	L= 1,22m, leggero in teflon	Modellato, 1,5 touchproof	
F-E5SH-72	Argento 10mm, foro 2mm	L= 1,83m, leggero in teflon	Modellato, 1,5 touchproof	
FH-E5GH-48	Oro 10mm, foro 2mm	L= 1,22m, leggero in teflon	1,5mm touchproof fatto a mano	
FH-E5GH-60	Oro 10mm, foro 2mm	L= 1,52m, leggero in teflon	1,5mm touchproof fatto a mano	
FH-E5GH-72	Oro 10mm, foro 2mm	L= 1,83m, leggero in teflon	1,5mm touchproof fatto a mano	
FH-E5GH-96	Oro 10mm, foro 2mm	L= 2,44m, leggero in teflon	1,5mm touchproof fatto a mano	
FH-E5SH-48	Argento 10mm, foro 2mm	L= 1,22m, leggero in teflon	1,5mm touchproof fatto a mano	
FD-E5GH-48	Oro 10mm, foro 2mm	L= 1,22m, leggero in teflon	1,5mm touchproof grande	
FD-E5GH-60	Oro 10mm, foro 2mm	L= 1,52m, leggero in teflon	1,5mm touchproof grande	
FD-E5GH-72	Oro 10mm, foro 2mm	L= 1,83m, leggero in teflon	1,5mm touchproof grande	
FD-E5GH-96	Oro 10mm, foro 2mm	L= 2,44m, leggero in teflon	1,5mm touchproof grande	
FS-E5GH-48	Oro 10mm, foro 2mm	L= 1,22m, no-Tangle in silicone	1,5mm touchproof modellato	
FS-E5GH-60	Oro 10mm, foro 2mm	L= 1,52m, no-Tangle in silicone	1,5mm touchproof modellato	
FS-E5GH-72	Oro 10mm, foro 2mm	L= 1,83m, no-Tangle in silicone	1,5mm touchproof modellato	
FS-E5GH-96	Oro 10mm, foro 2mm	L= 2,44m, no-Tangle in silicone	1,5mm touchproof modellato	
FS-E5GH-120	Oro 10mm, foro 2mm	L= 3,05m, no-Tangle in silicone	1,5mm touchproof modellato	
FS-E5SH-48	Argento 10mm, foro 2mm	L= 1,22m, no-Tangle in silicone	1,5mm touchproof modellato	
FS-E5SH-60	Argento 10mm, foro 2mm	L= 1,52m, no-Tangle in silicone	1,5mm touchproof modellato	

ELETTRODI EEG

Elettrodi a Coppetta Riusabili e Monouso

Elettrodi a Coppetta Riusabili per EEG Grass

Venduti in confezione da 12 pezzi

- Scelta fra Coppette da 10mm in Oro, Argento o Ag/AgCl
- Disponibili anche coppette Pediatriche da 6mm Ag/AgCl
- Connettore touchproof da 1,5mm in plastic modellata.
- Cavi disponibili in 6 colori: due verdi, due blu, due gialli, due bianchi due marroni e due rossi.



Codice	Descrizione	Conf.
019-477500	Elettrodi a Coppetta Riusabili Tangle Free in Oro da 10mm L=1m	12 elettrodi
019-477600	Elettrodi a Coppetta Riusabili Tangle Free in Oro da 10mm L=1,5m	
019-478600	Elettrodi a Coppetta Riusabili Tangle Free in Oro da 10mm L=2,5m	
019-477700	Elettrodi a Coppetta Riusabili Tangle Free in Oro da 10mm L=2,5m	
019-477800	Elettrodi a Coppetta Riusabili Tangle Free in Argento da 10mm L=1m	
019-477900	Elettrodi a Coppetta Riusabili Tangle Free in Argento da 10mm L=1,5m	
019-478700	Elettrodi a Coppetta Riusabili Tangle Free in Argento da 10mm L=2m	
019-478800	Elettrodi a Coppetta Riusabili Tangle Free in Argento da 10mm L=2,5m	
019-478400	Elettrodi a Coppetta Riusabili Tangle Free in Ag/AgCl da 10mm L=1m	
019-478500	Elettrodi a Coppetta Riusabili Tangle Free in Ag/AgCl da 10mm L=1,5m	
019-478900	Elettrodi a Coppetta Riusabili Tangle Free in Ag/AgCl da 10mm L=2m	
019-479000	Elettrodi a Coppetta Riusabili Tangle Free in Ag/AgCl da 10mm L=2,5m	
019-479100	Elettrodi a Coppetta Riusabili Tangle Free in Ag/AgCl da 6mm pediatrici L=1,5m	

Elettrodo Riusabile Tangle Free 10mm

Venduto in confezione da 12 pezzi

Gli Elettrodi a Coppetta Riusabili Tangle Free hanno un diametro di 10mm; la Coppetta può essere fornita in Oro e Ag/AgCl in tre differenti lunghezze. I dodici elettrodi della confezione sono colorati, due verdi, due blu, due gialli, due grigi, due rosa e due porpora.

- Disponibile in Argento, in Oro e Ag/AgCl
- Disponibile in tre differenti lunghezze

Gli elettrodi vengono forniti in confezione da 12 pezzi.



Codice	Descrizione	Confezione
019-414400	Elettrodi a Coppetta Riusabili Tangle Free in Oro da 10mm L=1m	12 elettrodi
019-413900	Elettrodi a Coppetta Riusabili Tangle Free in Oro da 10mm L=1,5m	
019-433800	Elettrodi a Coppetta Riusabili Tangle Free in Oro da 10mm L=2,5m	
019-414600	Elettrodi a Coppetta Riusabili Tangle Free in Argento da 10mm L=1m	
019-414100	Elettrodi a Coppetta Riusabili Tangle Free in Argento da 10mm L=1,5m	
019-417600	Elettrodi a Coppetta Riusabili Tangle Free in Ag/Cl da 10mm L=1m	
019-417700	Elettrodi a Coppetta Riusabili Tangle Free in Ag/Cl da 10mm L=1,5m	

ELETTRODI EEG

Elettrodi a Coppetta Riusabili e Monouso

Elettrodi Riusabili a Coppetta Tangle Free da 6mm Pediatrici

Venduti in confezione da 12 pezzi

Gli Elettrodi a Coppetta Riusabili Tangle Free hanno un diametro di 6mm; la Coppetta può essere fornita in Oro e Ag/AgCl in 2 differenti lunghezze. I dodici elettrodi della confezione sono colorati, due verdi, due blu, due gialli, due grigi, due rosa e due porpora.

- Disponibile in Argento e Oro
- Disponibile in due differenti lunghezze

Gli elettrodi vengono forniti in confezione da 12 pezzi



Codice	Descrizione	Confezione
019-772500	Elettrodi Riusabili a Coppetta Tangle Free in Oro da 6mm L=1m	12 elettrodi
019-772600	Elettrodi Riusabili a Coppetta Tangle Free in Oro da 6mm L=1,5m	12 elettrodi
019-772100	Elettrodi Riusabili a Coppetta Tangle Free in Argento da 6mm L=1m	12 elettrodi
019-772200	Elettrodi Riusabili a Coppetta Tangle Free in Argento da 6mm L=1,5m	12 elettrodi

* Elettrodi di Registrazione a Disco per EEG

Venduti in confezione da due pezzi

Elettrodi per la Registrazione dei segnali EEG.

Codice	Descrizione	Confezione
19329T	Elettrodi a Disco colati in Ag/AgCl autoclavabili 100cm, presa di sicurezza (NR).	2 elettrodi
19329	Elettrodi di Registrazione riutilizzabili a Disco Ag/AgCl 2mm	2 elettrodi

Elettrodi Subdurali

* Elettrodi Subdurali per il trattamento dell'Epilessia/LTM

Venduti singolarmente

Codice	Descrizione	Confezione
FG08A-SP10X-000	Elettrodi subdurali a griglia in platino per il trattamento dell'Epilessia/LTM, disposizione 2x4, terminazione singola LTM a griglia	1 elettrodo
FG16A-SP10x-000	Elettrodi subdurali a griglia in platino per il trattamento dell'Epilessia/LTM, disposizione 2x8, terminazione singola LTM a griglia	1 elettrodo
FG20C-SP10X-000	Elettrodi subdurali a griglia in platino per il trattamento dell'Epilessia/LTM, disposizione 4x5, 2 terminazioni LTM a griglia	1 elettrodo
FG32C-SP10X-000	Elettrodi subdurali a griglia in platino per il trattamento dell'Epilessia/LTM, disposizione 4x8, 2 terminazioni LTM a griglia	1 elettrodo
FG48G-SP10X-000	Elettrodi subdurali a griglia in platino per il trattamento dell'Epilessia/LTM, disposizione 6x8, 3 terminazioni LTM a griglia	1 elettrodo
FG64C-SP10X-0C6	Elettrodi subdurali sagomati a griglia per il trattamento dell'Epilessia/LTM, disposizione 8x8, 4 terminazioni a griglia	1 elettrodo
FG64C-SP10X-0CB	Elettrodi subdurali sagomati a griglia per il trattamento dell'Epilessia/LTM, disposizione 8x8, terminazione singola sagomata a griglia	1 elettrodo
FG64C-SP10X-000	Elettrodi subdurali per il trattamento dell'Epilessia/LTM, disposizione 8x8, 4 terminazioni LTM a griglia	1 elettrodo
IG20C-SP10X-OTB	Elettrodi subdurali a griglia per il trattamento dell'Epilessia/LTM, disposizione 4x5, terminazioni singola a griglia	1 elettrodo
IG32C-SP10X-OTB	Elettrodi subdurali a griglia, disposizione 4x8, terminazioni singola a griglia, sterile, in platino	1 elettrodo
IG64C-SP10X-OTB	Elettrodi subdurali a 64 contatti, terminazione singola LTM a griglia	1 elettrodo

ELETTRODI EEG

Elettrodi a Coppetta Riutilizzabili e Monouso

Elettrodi a Coppetta Monouso Grass per EEG

Venduti in confezione da 10 pezzi

- Coppetta in Ag/AgCl ricoperta in ABS con foro da 2mm
- L'uso singolo elimina il rischio di contaminazione.
- Non necessita di pulizia e manutenzione; gettare dopo l'uso.
- Cavi tangle free con connettori touchproof 1,5mm.
- Compatibile con i più comuni gel, creme e adesivi.
- Cavi disponibili in 5 colori: due rossi, due verdi, due bianchi, due gialli e due blu.
- Gli elettrodi vengono forniti in confezione da 10 pezzi.



Codice	Descrizione	Confezione
019-477200	Elettrodo a Coppetta Monouso per EEG Ag/AgCl da 10mm L=1m	10 elettrodi
019-477300	Elettrodo a Coppetta Monouso per EEG Ag/AgCl da 10mm L=1,5m	10 elettrodi
019-477400	Elettrodo a Coppetta Monouso per EEG Ag/AgCl da 10mm L=2m	10 elettrodi
019-479200	Elettrodo a Coppetta Monouso per EEG Ag/AgCl da 10mm L=2,5m	10 elettrodi

Elettrodi a Coppetta Profonda Monouso Grass per EEG

Venduti in confezione da 10 pezzi

- Coppetta in Ag/AgCl ricoperta in ABS con foro da 2mm
- L'uso singolo elimina il rischio di contaminazione.
- Non necessita di pulizia e manutenzione; gettare dopo l'uso.
- Cavi tangle free con connettori touchproof 1,5mm.
- Compatibile con i più comuni gel, creme e adesivi.
- Cavi disponibili in 5 colori: due rossi, due verdi, due bianchi, due gialli e due blu.
- Gli elettrodi vengono forniti in confezione da 10 pezzi.



Codice	Descrizione	Confezione
023146	Elettrodo a Coppetta Monouso per EEG Ag/AgCl da 10mm L=1m	10 elettrodi
023147	Elettrodo a Coppetta Monouso per EEG Ag/AgCl da 10mm L=1,5m	10 elettrodi
023148	Elettrodo a Coppetta Monouso per EEG Ag/AgCl da 10mm L=2m	10 elettrodi
023149	Elettrodo a Coppetta Monouso per EEG Ag/AgCl da 10mm L=2,5m	10 elettrodi

Elettrodi a Coppetta Monouso linea Value

Venduti in confezione da 10 pezzi

- Coppetta in Ag/AgCl ricoperta in ABS con foro da 2mm
- Cavi tangle free con connettori touchproof 1,5mm.
- Cavi disponibili in 10 colori: uno giallo, uno rosso, uno arancio, uno blu, uno viola, uno marrone, uno verde, uno bianco, uno grigio e uno nero



Codice	Descrizione	Confezione
017501	Elettrodo a Coppetta Profonda Monouso in Ag/AgCl da 10mm L=1m	10 elettrodi
017502	Elettrodo a Coppetta Profonda Monouso in Ag/AgCl da 10mm L=1,5m	10 elettrodi
017503	Elettrodo a Coppetta Profonda Monouso in Ag/AgCl da 10mm L=2m	10 elettrodi
017504	Elettrodo a Coppetta Profonda Monouso in Ag/AgCl da 10mm L=2,5m	10 elettrodi

ELETTRODI EEG

Elettrodi a Coppetta Riutilizzabili e Monouso

Elettrodi Ear Clip Riutilizzabili Grass

Venduto in confezione da 1 coppia

- Coppia di Elettrodi Ear Clip a Coppetta da 10mm montati su una pinza di plastica.
- Due Ear clip per confezione.
- Cavo nero con connettore touchproof da 1,5mm.



Codice	Descrizione	Confezione
F-E34DG-48	Elettrodo EarClip Riutilizzabile in Oro da 10mm L=1,22mm	1 coppia
F-E34DG-72	Elettrodo EarClip Riutilizzabile in Oro da 10mm L=1,83mm	
F-E34DS-48	Elettrodo EarClip Riutilizzabile in Argento da 10mm L=1,22mm	

Elettrodi Ear Clip Riutilizzabili Natus

Venduti in confezione da 1 coppia

Coppia di Elettrodi Ear Clip

- Confezione da due Elettrodi, uno con cavo rosso e uno con cavo blu
- Connettori touchproof da 1,5mm

Gli elettrodi vengono forniti in confezione da una coppia.



Codice	Descrizione	Confezione
019-405500	Elettrodo EarClip Riutilizzabile in Ag/AgCl da 10mm L=1m	1 coppia
019-405400	Elettrodo EarClip Riutilizzabile in Ag/AgCl da 6mm L=1m	1 coppia

Elettrodi MR Conditional

Venduti in confezione come da tabella

- Conveniente e veloce.
- Rimane in posizione durante le scansioni di Risonanza magnetica (MRIs), si riconnette rapidamente all'esito EEG dopo l'immagine.
- Produce Immagini MRI senza artefatti.
- Utilizzare con TEN 20 o con pasta conduttiva adesiva simile.
- Confezione da 12 Elettrodi MR Conditional e cavi prolunga codificati a colori.
- Terminazione cavi prolunga: 1,5mm touchproof femmina
- Possono essere utilizzati con campi magnetici compresi da 1,5 e 3 Tesla
- Chiaramento contrassegnato da semplici MR Conditional per un'afacile identificazione da parte del Personale Radiologico
- Il LeadLock codice 017437 è opzionale, organizza i cavi e facilita una semplice ed accurata connessione.

Gruppo colore 1 (1 - 12)

Cavo: nero, bianco, rosso, blu, giallo, verde, arancio, grigio, marrone, rosa, azzurro, viola

Connettore: nero, bianco, rosso, blu, giallo, verde, arancio, grigio, marrone, rosa, azzurro, viola

Gruppo colore 2 (13 - 24)

Cavo: nero, bianco, rosso, blu, giallo, verde, arancio, grigio, marrone, rosa, azzurro, viola

Connettore: bianco, verde, bianco, bianco, bianco, bianco, bianco, bianco, bianco, bianco, bianco

Elettrodi a coppetta monouso MR Conditional



Codice	Descrizione	Confezione
017429	Elettrodi a coppetta monouso MR Conditional da 10mm in Ag/AgCl con cavo da 240mm e lunghezza 1m, gruppo colore 1	12 elettrodi
017430	Elettrodi a coppetta monouso MR Conditional da 10mm in Ag/AgCl con cavo da 240mm e lunghezza 1,5m, gruppo colore 1	12 elettrodi
017431	Elettrodi a coppetta monouso MR Conditional da 10mm in Ag/AgCl con cavo da 240mm e lunghezza 1m, gruppo colore 2	12 elettrodi
017432	Elettrodi a coppetta monouso MR Conditional da 10mm in Ag/AgCl con cavo da 240mm e lunghezza 1,5m, gruppo colore 2	12 elettrodi

ELETTRODI EEG

Elettrodi a Coppetta Riutilizzabili e Monouso

Elettrodi a coppetta profonda monouso MR Conditional



Codice	Descrizione	Confezione
017433	Elettrodi a coppetta profonda monouso MR Conditional da 10mm in Ag/AgCl con cavo da 240mm e lunghezza 1m, gruppo colore 1	12 elettrodi
017434	Elettrodi a coppetta profonda monouso MR Conditional da 10mm in Ag/AgCl con cavo da 240mm e lunghezza 1,5m, gruppo colore 1	12 elettrodi
017435	Elettrodi a coppetta profonda monouso MR Conditional da 10mm in Ag/AgCl con cavo da 240mm e lunghezza 1m, gruppo colore 2	12 elettrodi
017436	Elettrodi a coppetta profonda monouso MR Conditional da 10mm in Ag/AgCl con cavo da 240mm e lunghezza 1,5m, gruppo colore 2	12 elettrodi

Elettrodi a coppetta PressOn monouso MR Conditional



Codice	Descrizione	Confezione
017438	Elettrodi a coppetta PressOn monouso MR Conditional da 10mm in Ag/AgCl con cavo da 240mm e lunghezza 1m, gruppo colore 1	12 elettrodi
017439	Elettrodi a coppetta PressOn monouso MR Conditional da 10mm in Ag/AgCl con cavo da 240mm e lunghezza 1,5m, gruppo colore 1	12 elettrodi
017440	Elettrodi a coppetta PressOn monouso MR Conditional da 10mm in Ag/AgCl con cavo da 240mm e lunghezza 1m, gruppo colore 2	12 elettrodi
017441	Elettrodi a coppetta PressOn monouso MR Conditional da 10mm in Ag/AgCl con cavo da 240mm e lunghezza 1,5m, gruppo colore 2	12 elettrodi

Lead Lock

Venduti in confezione da un set da 2 pezzi

Organizza i cavi degli elettrodi monouso MR Conditional. Viene fornito in confezione da un set di due porta elettrodi.



Codice	Descrizione	Confezione
017437	Porta elettrodi per elettrodi a coppetta MR Conditional	1 set da due pezzi

ELETTRODI EEG

Elettrodi a Ponte

* Elettrodi EEG Monopode

Venduto in confezione come da tabella

Questi elettrodi devono essere utilizzati con una particolare cuffia EEG che li tiene fermi nella loro posizione.

Sono disponibili due tipi di Monopode Elettrodi. Confezione da 1 pezzo

- Elettrodo Monopode piccolo
 - di colore bianco da utilizzare su bambini o su adulti quando è richiesto un montaggio con un elevato numero di elettrodi
 - area di contatto in Ag/AgCl avvolta in un feltrino che deve essere imbevuta in Soluzione Salina
 - da usare con la cuffia codice 54156

Confezione da 1 pezzo

- Elettrodo Monopode grande
 - di colore blu
 - area di contatto in Ag/AgCl avvolta in un feltrino (codice BCSET000) che deve essere imbevuta in Soluzione Salina
 - da usare con la cuffia codice 54156



Codice	Descrizione	Confezione
BEAG00A2	Elettrodo a ponte rosso in Ag/Agcl – adulto	10 elettrodi
EL82	Elettrodo a ponte blu in Ag/Agcl – adulto	1 elettrodo
BEAG00P4	Elettrodo a ponte giallo in Ag/Agcl – pediatrico	10 elettrodi
BEAG00N1	Elettrodo a ponte neonatale in Ag/Agcl	10 elettrodi
BES100A2	Elettrodo a ponte rosso in Ag/Agcl sinterizzato – adulto	10 elettrodi
BES100A7	Elettrodo a ponte blu in Ag/Agcl sinterizzato – adulto	10 elettrodi
BES100P4	Elettrodo a ponte giallo in Ag/Agcl sinterizzato – pediatrico	10 elettrodi
BEC122321S	Cavetto 120cm con spinotto, 2mm molla da una parte e 2mm liscio dall'altra	10 cavetti
BEC122326S	Cavetto 120cm con spinotto, 2mm molla da una parte e presa di sicurezza DIN 42802 dall'altra	10 cavetti
BEC122323S	Cavetti 120cm con spinotto, 2mm molla da ambo i lati	10 cavetti
BEC122341S	Cavetto 120cm con spinotto, 2mm molla da una parte e spinotto 4mm dall'altra	10 cavetti
BEC122331S	Cavetto 120cm con spinotto, 2mm molla da una parte e 3mm liscio dall'altra	10 cavetti
BEC1226C1GS	Cavetto 120cm con coccodrillo isolato nero da una parte e presa di sicurezza DIN 42802 dall'altra	10 cavetti
BEC1221C1GS	Cavetto 120cm con coccodrillo isolato nero da una parte e spinotto 2mm liscio dall'altra	10 cavetti
54155T	Cavetti di collegamento	1 cavetto
54268T	Cavetti di collegamento	1 cavetto
BEC102321S	Cavetti di collegamento	10 cavetti
BCSET000	Set di ricopertura elettrodi composto da un attrezzo per fissaggio, 100 anelli di fissaggio e 100 dischi in tessuto speciale	1 set da 100
EHOS000000	Porta-elettrodi a ponte	1 porta-elettrodi

ELETTRODI EEG

Elettrodi Periferici a Pinza

* Elettrodi Periferici a Pinza

Venduto in confezione da 4 pezzi

Elettrodi ECG riutilizzabili. Nelle varie fasi produttive sono impiegati componenti e materiali di alta qualità per garantire le migliori performance di registrazione e di durata del prodotto. Gli elettrodi sono caratterizzati da un connettore universale
Confezione da 4 pezzi in 4 colori



Codice	Descrizione	Confezione
CLAG000M	Elettrodi con sensore in AgAgCl - adulto	4 elettrodi
CLNK000M	Elettrodi con sensore in Nickel - adulto	4 elettrodi
CLAGP00M	Elettrodi con sensore in AgAgCl - pediatrico	4 elettrodi
CLNKP00M	Elettrodi con sensore in Nickel - pediatrico	4 elettrodi

ALTRE VERSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA

Elettrodi Auricolari

* Elettrodo Auricolare

Venduto singolarmente

Sono prodotti con una forma e un materiale speciali che garantiscono il massimo comfort per il paziente. Sono disponibili su richiesta con differenti connettori, configurazioni e lunghezze del cavetto.



Codice	Descrizione	Confezione
EAR1026T0	Elettrodo in stagno, cavo 100cm, connettore sicurezza 1,5mm	1 elettrodo
EAR1026AG	Elettrodo in AgAgCl, cavo 100cm, connettore sicurezza 1,5mm	1 elettrodo
EAR1026S0	Elettrodo in AgAgCl sinterizzato, cavo 100cm, connettore sicurezza 1,5mm	1 elettrodo
EAR1026G0	Elettrodo in oro, cavo 100cm, connettore sicurezza 1,5mm	1 elettrodo

ALTRE VERSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA

ELETTRODI EEG

Cuffie per EEG

Waveguard connect & waveguard original Head Caps

Venduti in confezione come da tabella

- Modello collaudato, di alta qualità, di facile utilizzo e semplice manutenzione.
- Confortevole per i Pazienti, sia in posizione seduta sia reclinata
- Cuffia di livello avanzato con alte prestazioni e di facile manutenzione.
- Per determinare le dimensioni corrette della cuffia occorre misurare la circonferenza del capo del paziente.

Taglia	Dimensione
Baby	36-39cm
Infant	39-43cm
Child	43-47cm
Small	47-51cm
Madium	51-56cm
Large	56-61cm



HC0017



Head Cap



021128



021122



021126



021127



021124



122-407000



122-409100

Waveguard connect Head Caps and Accessories

Codice	Descrizione	Taglia	Confezione
021136	Waveguard connect head cap a 21 canali. Richiede adattatore. Tipo di elettrodo Tin. Posizionamento internazionale degli elettrodi 10-20	Baby	1
021135		Infant	1
021134		Child	1
021133		Small	1
021132		Medium	1
021131		Large	1
021128	Adattatore per Waveguard connect head caps: connessione a tutti i maggiori sistemi EEG attraverso un connettore a DB25 ai 25 connettori touchproof, lunghezza cavo: 31cm		1
021130	Kit di riparazione Waveguard connect head caps. Il kit include: set di elettrodi di riparazione, viti per elettrodo Wiveguard, anello in silicone largo, set di etichette per elettrodi, utensile di fissaggio, saldatura		1
085-481300	Adattatore per amplificatori Nicolet v32 e v44		1

ELETTRODI EEG

Cuffie per EEG

Waveguard original Head Caps and Accessories

Codice	Descrizione	Taglia	Confezione
021304	Cuffia e adattatore Waveguard originali a 23 canali. Connettore 61-pin con cavo da 1,8m. Compatibile con amplificatore Natus EEG Quantum. Tipo di elettrodo Sintered Ag/AgCl. Posizionamento internazionale degli elettrodi 10-20	Baby	1
021110		Infant	1
021112		Child	1
021113		Small	1
021114		Medium	1
021115	Cuffia e adattatore Waveguard originali a 64 canali. Connettore 68-pin con cavo da 1,8m. Compatibile con amplificatore Natus EEG Quantum. Tipo di elettrodo Sintered Ag/AgCl. Posizionamento degli elettrodi 10-10	Large	1
021116		Baby	1
021117		Infant	1
021118		Child	1
021119		Small	1
021120	Cuffia e adattatore Waveguard originali a 128 canali. Connettore 68-pin con cavo da 1,8m. Compatibile con amplificatore Natus EEG Quantum. Tipo di elettrodo Sintered Ag/AgCl. Posizionamento degli elettrodi 10-5	Medium	1
021121		Large	1
HC0013		Child	1
HC0014		Small	1
HC0015		Medium	1
HC0016	Cuffia e adattatore Waveguard originali a 256 canali. Connettore 68-pin con cavo da 1,8m. Compatibile con amplificatore Natus EEG Quantum. Tipo di elettrodo Sintered Ag/AgCl. Posizionamento degli elettrodi equidistante.	Large	1
HC0017		Medium	1
HC0018		Large	1
021123	Riparazione/inserimento veloce dell'elettrodo per la cuffia originale Waveguard, lunghezza cavo 2m, connettore touchproof.		1

Waveguard connect & waveguard original Accessories

Codice	Descrizione	Confezione
021124	Cinturino a mento con fermaglio per cuffia, colore grigio, lunghezza 2-14cm	1
021127	Cintura toracica con attacco alla cuffia, lunghezza tracolla 30-52cm; lunghezza cinghia regolabile fino a 70cm	1
021122	Sottogola di ricambio con clip per cuffia, lunghezza 2-14 cm	1
022390	Adattatore per connettore bulk Quantum a 68 pin a connettori standard DIN 42802 da 1,5 mm touchproof	1
021125	Ago smussato Luer Lock sterile da 38,1mm, 18G , Luer Lock in acciaio inossidabile	25
021126	Kit ago smussato e siringa comprende: Ago smussato Luer Lock sterile da 38,1mm, 18G , Luer Lock in acciaio inossidabile e Siringa Luer Lock 10ml per applicazione gel	50
122-407000	Electro-Gel da 473ml	1
122-409100	Electro-Gel da 3785ml	1

ELETTRODI EEG

Cuffie per EEG

Universal Head Cap Systems

Venduti in confezione come da tabella

- Le cuffie completamente regolabili garantiscono una vestibilità personalizzata
- Ampia gamma di dimensioni per adulti e pediatriche
- Elettrodi specializzati e altri componenti



9013E1312



Codice	Descrizione	Confezione
9013E1122	Cuffia in silicone trasparente, 20cm, infant	1
9013E1132	Cuffia in silicone trasparente, 20cm, baby	1
9013E1142	Cuffia in silicone trasparente, 30cm, small adulto	1
999-200000	Cuffia in silicone trasparente, 34cm, medium adulto	1
9013E1152	Cuffia in silicone trasparente, 40cm, large adulto	1
9013E1212	Cuffia in silicone trasparente, 18cm	1
9013E1222	Cuffia in silicone trasparente, 22cm	1
9013E1232	Cuffia in silicone trasparente, 26cm	1
9013E1242	Cuffia in silicone trasparente, 28cm	1
9013E1252	Cuffia in silicone trasparente, 32cm	1
9013E1262	Cuffia in silicone trasparente, 37cm	1
9013E1712	Elettrodo Ear Clip, tensione regolabile, Ag/AgCl, cavo da 1m	2
9013E1312	Elettrodi a ponte monopode, pin da 2mm, coccodrillo, blu, adulto	21
9013E1322	Elettrodi a ponte monopode, pin da 2mm, coccodrillo, blu, adulto	5
9013E1352	Elettrodi a ponte monopode, pin da 2mm, coccodrillo, rosso, adulto	21
9013E1362	Elettrodi a ponte monopode, pin da 2mm, coccodrillo, rosso, adulto	5
9013E1372	Elettrodi a ponte monopode, pin da 2mm, coccodrillo, arancione, child	21
9013E1382	Elettrodi a ponte monopode, pin da 2mm, coccodrillo, arancione, child	5
9013E1512	Cavo per elettrodi a ponte monopode, pin da 1m, pinza da 2mm a TP femmina da 1,5mm	21
9013E1522	Cavo per elettrodi a ponte monopode, pin da 1m, pinza da 2mm a TP femmina da 1,5mm	5

ELETTRODI EEG

Cuffie per EEG

* Cuffia EEG

Venduta singolarmente

Cuffie di supporto per elettrodi a ponte e a tampone per EEG. La cuffia è formata da un tubolare in PTS morbido, elastico e colorato. La natura del tubolare garantisce queste caratteristiche a lungo nel tempo in quanto molto resistente all'usura. La mentoniera è in materiale morbido così come i paraorecchi. Disponibile in diverse misure Adulte, Pediatriche e Neonatale oltrechè con differenti numero e spessore delle bande tubolari. Disponibile su richiesta il vecchio modello silicone trasparente



Codice	Descrizione	Conf.
HEAD0V2L	Cuffia a 2 bande diam banda 4mm con mentoniera regolabile in velcro – adulto grande	1 cuffia
HEAD0V4L	Cuffia a 4 bande diam banda 4mm con mentoniera regolabile in velcro – adulto grande	1 cuffia
HEAD0V2M	Cuffia a 2 bande diam banda 4mm con mentoniera regolabile in velcro – adulto media	1 cuffia
HEAD0V4M	Cuffia a 4 bande diam banda 4mm con mentoniera regolabile in velcro – adulto media	1 cuffia
HEAD0V2S	Cuffia a 2 bande diam banda 4mm con mentoniera regolabile in velcro – pediatrica	1 cuffia
HEAD0V4S	Cuffia a 4 bande diam banda 4mm con mentoniera regolabile in velcro – pediatrica	1 cuffia
HEAD0B2S	Cuffia a 2 bande diam banda 2mm con mentoniera regolabile in velcro – pediatrica	1 cuffia
HEAD0B4S	Cuffia a 4 bande diam banda 2mm con mentoniera regolabile in velcro – pediatrica	1 cuffia
HEAD0B1N	Cuffia a 1 banda diam banda 2mm con mentoniera regolabile in velcro – neonatale	1 cuffia

VERSIONE TRASPARENTE DISPONIBILE SU RICHIESTA

* Cuffia Precablata a 66 Elettrodi per EEG

Venduta singolarmente

Cuffia precablata a 66 elettrodi (64+REF+GND) per EEG.
Supporto per elettrodi in silicone duro ed elettrodi in Ag/AgCl.
Connettore lato macchina touchproof 1,5mm
Cavi esterni alla cuffia.
Cavi elettrodi: colore bianco.
Cavo REF: colore nero
Cavo GNF: colore verde



Codice	Descrizione	Confezione
CAMAGSAC666	Cuffia precablata a 66 elettrodi per EEG gialla, misura small 50x54cm	1 cuffia
CAMAGMAC666	Cuffia precablata a 66 elettrodi per EEG rossa, misura medium 54x58cm	1 cuffia
CAMAGLAC666	Cuffia precablata a 66 elettrodi per EEG gialla, misura large 58x62cm	1 cuffia

ELETTRODI EEG

Cuffie per EEG

* Electro-Cap

Venduta singolarmente

Electro-Cap è una tecnica di applicazione di Elettrodi EEG. Queste cuffie sono costruite in tessuto elastico nella quale trovano sede degli Elettrodi incassati, posizionati direttamente in fabbrica.

Il posizionamento degli Elettrodi rispetta il metodo standard internazionale 10-20. L'Electro-Cap di taglia media potrà essere calzata sul 65% dei pazienti di età superiore a 5 anni. La taglia small è indicata per bambini dai 2 ai 5 anni. Questi dati sono approssimativi: la testa del paziente dovrebbe sempre essere misurata per determinare la taglia appropriata.

Confezione da un pezzo.



Codice	Descrizione	Confezione
HEAD000L	Cuffie in lattice per EEG grandi	1 cuffia
HEAD000M	Cuffie in lattice per EEG medie	1 cuffia
HEAD000S	Cuffie in lattice per EEG piccole	1 cuffia

* Electro-Cap a 64 elettrodi

Venduta singolarmente

Le Cuffie per EEG a 64 elettrodi premontati sono prodotte in tessuto elastico nel quale trovano sede degli elettrodi incassati, posizionati direttamente in fabbrica.

Il posizionamento degli elettrodi rispetta il metodo standard internazionale 10-20. La Cuffia di taglia media potrà essere calzata sul 65% dei pazienti di età superiore a 5 anni. La taglia small è indicata per bambini dai 2 ai 5 anni. Questi dati sono approssimativi: la testa del paziente dovrebbe sempre essere misurata per determinare la taglia appropriata.

Confezione da un pezzo.



Codice	Descrizione	Confezione
CUFFIA64L	Cuffia a 64 elettrodi large - 58-62cm	1 cuffia
CUFFIA64M	Cuffia a 64 elettrodi medium - 54-58cm	1 cuffia

ELETTRODI EEG

Cuffie per EEG

* Electro-Cap, Cavi e Relativi Accessori

Venduti singolarmente

- Electro-Cap è una tecnica di applicazione di Elettrodi EEG. Queste cuffie sono costruite in tessuto elastico nella quale trovano sede degli Elettrodi incassati, posizionati direttamente in fabbrica.
- Il posizionamento degli Elettrodi rispetta il metodo standard internazionale 10-20. L'Electro-Cap di taglia media potrà essere calzata sul 65% dei pazienti di età superiore a 5 anni. La taglia small è indicata per bambini dai 2 ai 5 anni. Questi dati sono approssimativi: la testa del paziente dovrebbe sempre essere misurata per determinare la taglia appropriata.
- Confezione da tabella.



Codice	Descrizione	Confezione
122-409400	Electro-Cap E1-L large - colore blu - 58-62cm	1Electro-Cap
122-409500	Electro-Cap E1-M medium - colore rosso - 54-58cm	1Electro-Cap
122-409600	Electro-Cap E1-SM small - colore giallo - 50-54cm	1Electro-Cap
ACE313 (ex ELECTRO-CAP-EXS)	Electro-Cap E1-XSM Extra small - colore verde - 46-50cm	1 Electro-Cap
ACE322	Infa-Cap I I1-1 - colore blu - 42-46cm - 10/20	1 Infa-Cap
ACE323	Infa-Cap II I1-2 - colore rosa - 38-42cm, modificata	1 Infa-Cap
ACE324	Infa-Cap III I1-3 - colore marrone - 34-38cm, modificata	1 Infa-Cap
ACE332	Cuffia Su richiesta 21 elettrodi large - colore blu (20 elettrodi+Oz)	1 Cuffia
ACE333	Cuffia Su richiesta 21 elettrodi medium - colore rosso (20 elettrodi+Oz)	1 Cuffia
ACE334	Cuffia Su richiesta 21 elettrodi small - colore giallo (20 elettrodi+Oz)	1 Cuffia
ACE335	Cuffia Su richiesta 21 elettrodi extra small - colore verde (20 elettrodi+Oz)	1 Cuffia
ACE339	Infa-Cap I Su richiesta - colore blu - 42-46cm (20 elettrodi+Oz)	1 Infa-Cap
ACE340	Infa-Cap II Su richiesta - colore rosa - 38-42cm (10 elettrodi+Oz)	1 Infa-Cap
ACE341	Infa-Cap III Su richiesta - colore marrone - 34-38cm (10 elettrodi+Oz)	1 Infa-Cap
635546NED	Infa-Cap 1/2Su richiesta - colore blu/rosa con riferimento a 21 elettrodi flessibili 25-pol (I1-1/2FR-21-25) - 40-44cm	1 Infa Cap
635547NED	Infa-Cap 2/3 Su richiesta- colore rosa/marrone con riferimento a 21 elettrodi flessibili 25-pol (I1-2/3FR-21-25) - 36-40cm	1 Infa Cap
635583NED	Cavo Adattatore, terminazione 1,5mm touchproof, 20 ports (E-2-2520-26)	1 Cavo Adattatore
635584NED	Cavo Adattatore, terminazione 1,5mm touchproof, 21 ports (E-2-2521-26)	1 Cavo Adattatore
637038NE	Cavo Adattatore per EEG 1042 (31BA)	1 Cavo Adattatore
637039NE	Cavo flessibile 32BA 40-pin corto, circa 15cm (32BA)	1 Cavo Flessibile
ADE011	Sensore Corpo large - 44-52" - E3-L	1 Sensore Corpo
ADE012	Sensore Corpo medium - 30-44" -E3-M	1 Sensore Corpo
ADE013	Sensore Corpo small - 21-30" - E3-SM	1 Sensore Corpo
ADE020	Sensore Corpo Infa 12	1 Sensore Corpo
AEE112	Elettrodo a Inserzione Veloce con 1,5mm touchproof E4S	1 Elettrodo
635582NED	Elettrodo a Inserzione Veloce con 1,5mm touchproof E-4-Z-26	1 Elettrodo
635550NED	Kit Ago/Siringa (Aghi smussati 2-16g, 1 Siringa sterile) E7	1 kit
635593NED	Siringa sterile da 5cc - E78	1 confezione da 125
635551NED	Ago smussato speciale - 16g - sterile E8B	1 confezione da 100
635595NED	Electro-Gel - 16oz - E9	1 Electro-Gel
635578NED	Nastro per la misurazione della circonferenza cranica E12	1 Nastro
635579NED	Nastro per la misurazione della circonferenza cranica Infa I3	1 Natro
635558NED	Cinghia per Cuffia large E13-L	1 Cinghia
635564NED	Cinghia per Cuffia medium E13-M	1 Cinghia
635565NED	Cinghia per Cuffia medium/small E13-MS	1 Cinghia
635560NED	Cap Strap small E13-S	1 Cinghia
635568NED	Cinghia per Cuffia small per Infa-Cap I - I13-1	1 coppia
635569NED	Cinghia per Cuffia small per Infa-Cap II - I13-2	1 coppia
635570NED	Cinghia per Cuffia small per Infa-Cap III - I13-3	1coppia
635574NED	Mentoniera - 5" - 12,7cm - E23-5	1 Mentoniera
635575NED	Mentoniera - 7" - 17,8cm - E23-7	1 Mentoniera

ELETTRODI EEG

Sistemi Electro-Cap

* Electro-Cap System I

Venduto in kit

L'Electro-Cap SYS I include:

- N. 1 Electro-Cap medium
- N. 100 (1 busta) di dischi morbidi monouso
- N. 1 kit di siringhe e aghi
- N. 1 Electro-Gel 16oz
- N. 1 Metro per la misurazione cranica
- N. 1 Board adaptor
- N. 1 Ivory Liquid
- N. 1 Cinghia medium
- N. 2 Elettrodi per orecchie
- N. 1 Elettrodo di ricambio
- N. 1 Manuale d'istruzioni

Confezione da 1 kit.



Codice	Descrizione	Confezione
ACE336	Electro-Cup Sys I	1 Electro-Cap SYS I

* Electro-Cap System III

Venduto in kit

L'Electro-Cap SYS III include:

- N. 1 Electro-Cap large
- N. 1 Electro-Cap medium
- N. 1 Electro-Cap small
- N. 1 Electro-Cap extra small
- N. 100 (2 buste) di dischi morbidi monouso
- N. 4 kit di siringhe e aghi
- N. 3 Electro-Gel 16oz
- N. 1 Metro per la misurazione cranica
- N. 1 Board adaptor
- N. 1 Ivory Liquid
- N. 1 Cinghia medium
- N. 1 Cinghia small
- N. 2 Coppie di elettrodi per orecchie
- N. 4 Elettrodi di ricambio
- N. 1 Manuale d'istruzioni

Confezione da 1kit.



Codice	Descrizione	Confezione
122-409000	Electro-Cap Sys III	1Electro-Cap SYS III

EEG CAPS

Sistemi Integrati Cuffie

BraiNet® Set-up Template Monouso EEG

Venduto singolarmente

- BraiNet® è stata progettata per consentire un FACILE e VELOCE posizionamento degli Elettrodi. Il modello BraiNet® elimina la necessità di rilevare le misure e marcare i punti di posizionamento degli Elettrodi. Il prodotto, costruito con molta precisione, si basa sul metodo di posizionamento 10/20. Facilita il posizionamento di Elettrodi simmetrici. La soluzione BraiNet® può essere utilizzata con qualsiasi EEG ovunque, in qualsiasi momento, per qualsiasi fascia di età. BraiNet® può essere usata o con comuni Elettrodi EEG o con Elettrodi personalizzati BraiNet®. Può restare sulla testa del paziente per tutta la durata dell'esame.
- Il prodotto è LATEX FREE, è Monouso e riduce i rischi di infezione.
- Confezione da un pezzo.



Codice	Descrizione	Confezione
022212	BraiNet® Template Adulti - Pediatrico misura 54-57cm	1 BraiNet®
022213	BraiNet® Template Adulti- Pediatrico misura 57-62cm	1 BraiNet®

I codici sotto riportati utilizzano un Sistema di Posizionamento Elettrodi 10/20 modificato con 13 elettrodi registranti ed elettrodi di terra e di riferimento:

019-438400	BraiNet® Template Baby misura 25-29cm	1 BraiNet®
019-438500	BraiNet® Template Baby misura 29,5-33cm	1 BraiNet®
019-438600	BraiNet® Template Baby misura 33,5-37cm	1 BraiNet®
019-438700	BraiNet® Template Baby misura 37,5-41cm	1 BraiNet®
019-438800	BraiNet® Template Baby misura 41,5-45cm	1 BraiNet®

I codici sotto riportati utilizzano un Sistema di Posizionamento Elettrodi 10/20 modificato con 19 elettrodi registranti ed elettrodi di terra e di riferimento:

019-438900	BraiNet® Template 10-20 XSmall 45,5-49cm	1 BraiNet®
019-439000	BraiNet® Template 10-20 Small 49,5-54cm	1 BraiNet®
019-439100	BraiNet® Template 10-20 Pediatrico 54,5-57cm	1 BraiNet®
019-439200	BraiNet® Template 10-20 Adulto 57,5-62cm	1 BraiNet®
019-437300	DVD BraiNet® Template posizionamento Elettrodi in ICU	1 BraiNet®
019-437400	DVD BraiNet® registrazione EEG continua in ICU	1 BraiNet®

Elettrodi a Disco Monouso a EEG per BraiNet® Template

Venduti in confezione da 16 pezzi

- Codici colore corrispondenti ai colori del BraiNet® Template
- Ciascun kit di elettrodi è confezionato in quattro comode buste; sinistra, destra, Ref, Ekg.



Codice	Descrizione	Confezione
105590	Elettrodi a Disco monouso EEG per BraiNet® Original e Baby Templates	16 elettrodi

EEG CAPS

Sistemi Integrati Cuffie

Maschera di Posizionamento Elettrodi BraiNet®

Venduta singolarmente

- Progettata per un FACILE e VELOCE posizionamento degli Elettrodi, l'etichetta BraiNet® con codice colore può essere applicata direttamente sul nostro amplificatore per facilitare le procedure di lavoro quando è usata in combinazione con il BraiNet® Template.
- Può essere usata con entrambi gli amplificatori v32 e v44.
- Confezione da un pezzo.



Codice	Descrizione	Confezione
019-444000	Etichetta BraiNet® per posizionamento sugli amplificatori v32 e v 44	1 BraiNet®
500-P	Etichetta BraiNet® Original/Baby per posizionamento sugli amplificatori v32 e v 44	1 BraiNet®

STIMOLAZIONE CORTICALE

Sonda di Stimolazione Corticale

Sonda di Stimolazione Corticale Nicolet

Venduta singolarmente

- La Sonda di Stimolazione Corticale Nicolet è uno stimolatore bipolare usato per il mappaggio delle funzioni cerebrali in Sala Operatoria. Da usare collegata allo Stimolatore Corticale Nicolet. Questa Sonda è sterilizzata, monouso e fornita in confezione singola.
- Cavo di lunghezza 4,6m con terminazione touchproof.
- Distanza fra i due puntali: 5mm
- Dimensione puntali: 2,2mm placcati Oro.



Codice	Descrizione	Confezione
222-496100	Sonda di Stimolazione Corticale Nicolet	1 sonda

ARTICOLI ACCESSORI PER EEG

Cavi Prolunga per Elettrodi, Cavi di Collegamento e Adattatori

Cavi Estensione Riusabili

Venduti in confezione da 6 pezzi

Cavi connessione Riusabili – 6 per confezione disponibili in due lunghezze e sei colori: verde, blu, giallo, rosa, porpora e grigio.
Ideali per lo Studio del Sonno e per Procedure IOM quando sono necessari cavi lunghi.

- Lunghezza o 1m o 2m
- Terminazione Touchproof Femmina, Touchproof Maschio

Ogni confezione contiene 6 pezzi.



Codice	Descrizione	Confezione
019-431500	Cavi Connessione Riusabili – 6 per confezione 1m	6 cavi
019-401100	Cavi Connessione Riusabili – 6 per confezione 2m	6 cavi

Jumper Riusabili Touchproof

Venduti in confezione da 4 pezzi

I Jumper Riusabili vengono usati per sommare gli ingressi sull'amplificatore.
Ogni confezione contiene o 4 o 3 Jumper lunghezza 8cm



Codice	Descrizione	Confezione
1451020	Jumper Touchproof Riusabili L=8cm	4 Jumpers

Jumper Riusabili Touchproof

Venduti in confezione da 3 pezzi

I Jumper Riusabili vengono usati per sommare gli ingressi sull'amplificatore.

- Set di 3 Jumper Touchproof in 3 colori (rosso, nero, verde)

Ogni confezione contiene o 3Jumper



Codice	Descrizione	Confezione
102108	Set da 3 Jumper Touchproof Riusabili L=15cm	3

Cavi Connessione e Jumper Riusabili

Venduti in confezione da 6 pezzi

Cavi connessione e Jumper di colori differenti: rosa, grigio, porpora, blu, verde e giallo.
Ideali per l'uso con Stimolatori o dispositivi che richiedono una connessione Touchproof.

- Lunghezza 51cm
- Terminazione Touchproof Femmina, Touchproof Maschio

Ogni confezione contiene 6 pezzi.



Codice	Descrizione	Confezione
019-433000	Cavi Connessione e Jumper Riusabili	6 cavi e jumper

ARTICOLI ACCESSORI PER EEG

Cavi Prolunga per Elettrodi, Cavi di Collegamento e Adattatori

* Cavi di Connessione per Cuffie

Venduti in confezione da 2 pezzi

Cavo di Connessione per Cuffie

Codice	Descrizione	Confezione
SY-CORTDH-DIN	Cordini per Cuffie TDH con connettore pentapolare	2 cavi
SY-CORTDH-JACK	Cordini per Cuffie TDH con Jack Dritti	2 cavi

* Cavo per Elettrodi ECG a Clip per polsi

Venduto in confezione da 4 pezzi

I cavi per gli elettrodi ECG a Clip per polsi servono per la registrazione del segnale ECG con le macchine EEG Medelec, da usare con pinze codice EL84. Confezione da 4 pezzi



Codice	Descrizione	Confezione
F9024SSC	Elettrodo Periferico a pinza per E.C.G. Nicolet VEEG	4 elettrodi

* 10 Terminazioni a Pinzetta per Cavo ECG

Vendute in confezione da 10 pezzi

Terminazioni a Pinzetta per Cavo ECG
Compatibile con GE MARQUETTE 414556-004 MAC.

Codice	Descrizione	Confezione
NKG-MQ1-P-TERM	Terminazioni a Pinzetta per Cavo ECG	10

* Cavo continuo ECG con 10 Terminazioni a Pinzetta

Venduto singolarmente

Cavo continuo ECG a 10 Vie, IEC, 10K Pinzetta
Compatibile con GE MARQUETTE.

Codice	Descrizione	Confezione
LC/98ME02EC077	Cavo continuo ECG a 10 Vie con 10 Terminazioni a Pinzetta	1

* Cavo ECG 10 Vie Parte Base

Venduto singolarmente

Cavo ECG 10 Vie Parte Base.
Compatibile con GE MAC 400, MAC 500, MAC 600, MAC 800, MAC 1000, MAC 1100, MAC 1200, MAC 1200ST, MAC 1600, MAC 3500

Codice	Descrizione	Confezione
NKG-MQ1-TRUNK	Cavo ECG 10 Vie Parte Base	1

* Cavo Prolunga per Cuffie per AEP

Venduto singolarmente

Cavo multipolare schermato con connettore pentapolare maschio lato macchina e connettore pentapolare femmina lato cordino,

Codice	Descrizione	Confezione
300XX71F	Cavo multipolare schermato con connettore pentapolare L=300cm	1 cavo

ARTICOLI ACCESSORI PER EEG

Cavi Prolunga per Elettrodi, Cavi di Collegamento e Adattatori

Adattatore Riusable per il Collegamento di 3 Elettrodi

Venduto singolarmente

L'adattatore può essere utilizzato per collegare tre elettrodi usati come riferimento ad un'unica boccola sulla testina.
Confezione da 1 pezzo.



Codice	Descrizione	Confezione
1451055	Adattatore Riusable per il Collegamento di tre Elettrodi L=25cm	1

Adattatore Riusable per il Collegamento di 4 Elettrodi

Venduto singolarmente

L'adattatore può essere utilizzato per collegare quattro elettrodi usati come riferimento ad un'unica boccola sulla testina.
Confezione da 1 pezzo.



Codice	Descrizione	Confezione
1451034	Adattatore Riusable per il Collegamento di quattro Elettrodi L=12cm	1

5 Adattatori Riusable per il Collegamento di 2 Elettrodi

Venduto singolarmente

L'adattatore può essere utilizzato per collegare due elettrodi usati come riferimento ad un'unica boccola sulla testina.
Circa 23cm di distanza tra i primi due connettori femmina e 7,6cm fra i successivi cinque maschio.
Lunghezza cavo: 61cm
Confezione da 1 pezzo.



Codice	Descrizione	Confezione
11224	Cinque Adattatori Riusable per il Collegamento di due Elettrodi L=23cm	1

Adattatore Riusable per il Collegamento di 2 Elettrodi

Venduto singolarmente

L'adattatore può essere utilizzato per collegare due elettrodi usati come riferimento ad un'unica boccola sulla testina.
Confezione da 1 pezzo.



Codice	Descrizione	Confezione
019-420100	Adattatore Riusable per il Collegamento di due Elettrodi L=10cm	1

Cavo Riusable a Y

Venduto singolarmente

Cavo riusable a Y a due canali, 1 maschio a 2 splitter femmina
Confezione da 1 pezzo.



Codice	Descrizione	Confezione
630630	Cavo riusable a Y, terminazione elettrodo connettore touchproof elettrodo 1x1,5mm maschio, terminazione strumento connettori touchproof 2x1,5mm femmina, lunghezza 150mm.	1

ARTICOLI ACCESSORI PER EEG

Cavi Prolunga per Elettrodi, Cavi di Collegamento e Adattatori

Prolunga per Elettrodi

Venduta singolarmente

Prolunga per elettrodi.



508832

Codice	Descrizione	Confezione
508832	Prolunga per elettrodi, lunghezza 1,5m, connettore nero 4mm, terminazione connessione nero femmina touchproof 1,5mm. Compatibile con elettrodi a fungo, a Z a ponte, con amplificatori. Utilizzo solo come adattatore.	1

Adattatore Riutilizzabile per Elettrodi

Venduti in confezione da 10 pezzi

Adattatore ad alta qualità per apparecchiature con ingressi PIN e DIN. L'adattatore da femmina a maschio dovrebbe essere fissato alla testina e rimanervi permanentemente per permetter l'uso degli Elettrodi DIN in apparecchiature con vecchie testine. Confezione da 10 pezzi.



Codice	Descrizione	Confezione
1451010	Adattatore da PIN 2mm maschio a DIN 1,5mm femmina Touchproof	10

Adattatori per Testine non Touchproof

Venduti in confezione da 10 pezzi

Adattatori per facilitare nell'adattamento degli strumenti con boccole a 2mm a Touchproof. Converte i connettori femmina 2mm a jack Touchproof. Viene venduto con una rotellina adesiva per consentire una facile applicazione. L'adattatore dipende da quale tipo di strumento si vuole modificare.



Codice	Descrizione	Confezione
140420	Adattatore da DIN 1,5mm femmina Touchproof a PIN 2mm maschio	10

ARTICOLI ACCESSORI PER EEG

Articoli Accessori per EEG

Porta Elettrodi e Cavi a Rastrelliera

Venduto singolarmente

Questo robusto porta elettrodi è molto utile in ogni laboratorio di Elettrodiagnosi

- Dimensioni Rastrelliera L=27cm
- 10 Rebbi (denti) Distanza tra i Rebbi (denti) 1,1cm
- 4 fori per il fissaggio al muro

Ideali per riporre ed evitare il deterioramento degli elettrodi.
Confezione da un pezzo.



Codice	Descrizione	Confezione
016-400700	Porta elettrodi e cavi a rastrelliera	1 porta elettrodi

Manicotto per Cavi degli Elettrodi

Venduto singolarmente

- Aumenta la durata degli elettrodi riducendo, grovigli, nodi e piegamenti dei cavi.
- Lavabile e riusabile.
- Confezione da 1 pezzo.



Codice	Descrizione	Confezione
105189	Manicotto per Cavi ed Elettrodi L=0,75mm	1
105190	Manicotto per cavi ed Elettrodi L=1,22mm	1

Artiglio per Elettrodo

Venduto singolarmente

- Specificatamente progettato per una semplice rimozione degli elettrodi di difficile estrazione dagli amplificatori e dalle testine.
- Riduce l'usura degli elettrodi costosi e protegge le dita.
- Confezione da 1 pezzo.



Codice	Descrizione	Confezione
105808	Artiglio per Elettrodo	1

ARTICOLI ACCESSORI PER EEG

Materiale Didattico

Materiale Formativo per il Posizionamento degli Elettrodi

Venduto singolarmente

- Istruzioni sul Sistema Internazionale di posizionamento degli Elettrodi 10-20.
- Confezione da 1 pezzo.



Opuscolo 10-20





Tavola 10-20

Codice	Descrizione	Confezione
EDBOOK1	Opuscolo 10-20	1
EDCHART1	Tavola 10-20	1

Righello Frequenza

Venduto singolarmente

- Righello Frequenza
- Confezione da 1 pezzo.



Codice	Descrizione	Confezione
EDAID1	Righello Frequenza	1

ELETTRODI IOM

Electrodes ad Ago Sottocutanei

Aghi Sottocutanei Ultra Monouso 14mm Singoli per IOM (con Cavo TP)

Venduto in confezione da 24 pezzi

Aghi sottocutanei monouso di lunghezza 14mm e 0,38mm di diametro (27G). Gli aghi sono disponibili in Acciaio Inossidabile.

Disponibili o a 6 o a 12 colori.

Imbustati individualmente sono disponibili in 3 lunghezze.

4 each of 6 Lead Wire Colors:

Red, Green, White, Black, Blue, Yellow

2 each of 12 Lead Wire Colors:

Red, Green, White, Black, Blue, Yellow, Gray, Orange, Brown, Purple, Light Blue, Pink

Precision cur, gently tapered, ultra-sharp lancet tip



0,38mm diameter



Codice	Descrizione	Confezione
019-476600	Aghi Sottocutanei Monouso 14mm L=1m Acciaio Inossidabile, 6 colori	24 aghi
019-476800	Aghi Sottocutanei Monouso 14mm L=1,5m Acciaio Inossidabile, 6 colori	
019-477000	Aghi Sottocutanei Monouso 14mm L=2,5m Acciaio Inossidabile, 6 colori	
019-476700	Aghi Sottocutanei Monouso 14mm L=1m Acciaio Inossidabile, 12 colori	
019-476900	Aghi Sottocutanei Monouso 14mm L=1,5m Acciaio Inossidabile, 12 colori	
019-477100	Aghi Sottocutanei Monouso 14mm L=2,5m Acciaio Inossidabile, 12 colori	

Aghi Sottocutanei Monouso 12mm Singoli per IOM (con Cavo TP)

Venduto in confezione da 24 pezzi

Aghi sottocutanei monouso di lunghezza 12mm e 0,4mm di diametro (27G).

Gli aghi sono disponibili o in Acciaio Inossidabile.


Disponibili a 6 colori.

Imbustati individualmente sono disponibili in 3 lunghezze.

4 each of 6 Lead Wire Colors:

Red, Green, White, Black, Blue, Yellow

Consistently sharp lancet tip



0,40mm diameter



Codice	Descrizione	Confezione
019-475800	Aghi Sottocutanei Monouso 12mm L=1m Acciaio Inossidabile, 6 colori	24 aghi
019-475900	Aghi Sottocutanei Monouso 12mm L=1,5m Acciaio Inossidabile, 6 colori	
019-476000	Aghi Sottocutanei Monouso 12mm L=2,5m Acciaio Inossidabile, 6 colori	

ELETTRODI IOM

Electrodi ad Ago Sottocutanei

* Aghi Sottocutanei Monouso 12mm Singolo per IOM (con Cavo TP)

Venduti in confezione da 25 pezzi

Aghi sottocutanei monouso di lunghezza 12mm e 0,4mm di diametro (27G). Gli aghi sono in Platino-Iridio. Disponibili o a 6 o a 12 colori. Imbustati individualmente, lunghezza 2,5m

Consistently sharp lancet tip



0,40mm diameter



NOTA: Aghi Platino Iridio

Codice	Descrizione	Confezione
019-404300	Aghi Sottocutanei Monouso 12mm Singoli L=1,5m Platino Iridio	25 aghi

* Aghi Sottocutanei Monouso con Cavo Riusabili Removibili

Venduti in confezione come da tabella

Gli aghi sottocutanei monouso sono collegati ad un filo da 6cm con terminazione maschio 1mm, da utilizzare con cavo riusabile codice 017C022.

- Ago in Acciaio Inossidabile con una punta perfettamente affilata per dare il massimo confort al Paziente
- Il connettore maschio ad 1mm permette una facile connessione e disconnessione dal cavo riusabile
- Inter-connessione flessibile e leggera
- Fornito Sterile (ETO)
- Fornito in due differenti lunghezze

Confezione da 5 buste da 5 pezzi cadauna, confezione da 25 aghi.

Codice	Descrizione	Confezione
017K019	Aghi Sottocutanei Monouso con Cavo Riusabile Removibile L=18mm	25 aghi
017K025	Aghi Sottocutanei Monouso con Cavo Riusabile Removibile L=12mm	25 aghi
017C022	Cavo Riusabile per Aghi Sottocutanei Monouso L=1m	1 cavo



* Aghi Sottocutanei Monouso con Cavo Riusabile Removibile

Venduti in confezione da 24 pezzi

L'ago ad uncino è utilizzato preferibilmente durante quelle situazioni in cui è necessario garantire il posizionamento dell'ago al corpo del paziente per lunghe registrazioni come IOM o morte celebrale. Il prodotto è stato recentemente migliorato automatizzando la produzione e ridisegnando l'angolo di piega garantendo un miglior contatto con la cute e una minore impedenza dell'elettrodo.

Confezionati singolarmente in confezione da 24 aghi.

Codice	Descrizione	Confezione
017K031	Aghi Sottocutanei ad Uncino Monouso con Cavo Riusabile Removibile L=1m	24 aghi

* Aghi Sottocutanei Monouso

Venduti in confezione da 25 pezzi

Codice	Descrizione	Confezione
MN3512P105	Aghi Sottocutanei Monouso con Cavo Riusabile Removibile L=12mm	25 aghi

ELETTRODI IOM

Electrodi ad Ago Sottocutanei

Coppia di Aghi Sottocutanei Monouso 12mm Twistati per IOM (con Cavo TP)

Venduti in confezione come da tabella

Coppie di aghi con cavo twistato in Acciaio Inossidabile. di lunghezza 12mm e 0,4mm di diametro (27G).

La Twistatura dei cavi è un valido aiuto nel miglioramento della qualità del segnale in ambienti elettricamente ostili come la Sala Operatoria e Rianimazione.

- 103031 -20 coppie di Twistati (1 coppia per busta) composti da due set di colore blu, arancione, giallo, verde, e rosso, accoppiati con bianco e nero.
- 019-475700 - 12 coppie di Twistati (1 coppia per busta) composti da un set di colore rosso, blu, giallo, verde, arancione e viola, accoppiati con bianco e nero.



Codice	Descrizione	Confezione
103031	Coppie di Aghi Sottocutanei Monouso Twistati D=13mm L=1,5m	20 coppie (40 aghi)
019-475700	Coppie di Aghi Sottocutanei Monouso Twistati D=12mm L=2m	12 coppie (24 aghi)
019965	Coppie di Aghi Sottocutanei Monouso Twistati D=12mm L=2,5m	12 coppie (24 aghi)

* Coppia di Aghi Sottocutanei Monouso 18mm Twistati

Venduti in confezione come da tabella

Coppie di aghi con cavo twistato in Acciaio Inossidabile di lunghezza 18mm e 0,35mm di diametro.

La twistatura dei cavi è un valido aiuto nel miglioramento della qualità del segnale in ambienti elettricamente ostili come la Sala Operatoria e Rianimazione.

Disponibili in coppie di colore nero-giallo, blu-nero, nero-rosso e verde-nero. Ogni confezione contiene 20 buste da una coppia cadauno, in colori assortiti.



Codice	Descrizione	Confezione
0021.051	Coppia di Aghi Sottocutanei Monouso Twistati L=18mm con cavo L=100cm - term. sic. FMM D=1,5mm	20 coppie (40 aghi)
0021.053	Coppia di Aghi Sottocutanei Monouso Twistati L=18mm con cavo L=150cm - term. sic. FMM D=1,5mm	20 coppie (40 aghi)
0021.055	Coppia di Aghi Sottocutanei Monouso Twistati L=18mm con cavo L=200cm - term. sic. FMM D=1,5mm	15 coppie (30 aghi)

ELETTRODI IOM

Elettrodi ad Ago per Scalpo

Elettrodi ad Ago Monouso per Scalpo

Venduti in confezione da 40 pezzi

- Aghi in Acciaio Inossidabile sterili.
- Compatibili con i cavi codice 9013C0112, 9013C0122, 9013C0152, 9013C0242.



Codice	Descrizione	Confezione
9013R0313	Elettrodi ad Ago Monouso per Scalpo L=10mm D=0,03mm con connettore 0,7mm maschio Touchproof	40 elettrodi

Aghi Sottocutanei Monouso

Venduti in confezione da 40 pezzi

- Ago in acciaio inossidabile AISI 304, per il posizionamento diretto sul cuoio capelluto
- Punta affilata per garantire una facile e indolore inserzione
- Basse impedenze per registrazioni accurate.
- Sterilizzazione a Raggi Gamma.



Codice	Lunghezza	Diametro ago (mm)	Lunghezza cavo	Confezione
0021.022	15mm	0,35mm	100cm	40 aghi

Elettrodi di Profondità

* Elettrodi di Profondità

Venduti in confezione da 25 pezzi

Elettrodi di profondità in Platino a 8 contatti ognuno con diametro 1,12mm e lunghezza 2,41 e 5 o 10mm di spazio tra un contatto e l'altro. Ideali ad essere utilizzati in Sala Operatoria, ad esempio, per la registrazione delle risposte dei cordoni posteriori del Midollo Spinale.

Codice	Lunghezza	Spazio fra un Contatto e l'altro	Diametro	Confezione
SD08RSP05X000	2,41mm	5mm	1,12mm	25 elettrodi
SD08RSP10X000	2,41mm	10mm	1,12mm	25 elettrodi

Elettrodi Corkscrew

Elettrodi Monouso Corkscrew

Venduti in confezione da 24 pezzi

Elettrodi Monouso Corkscrew colorati, in acciaio inossidabile, con cavo di lunghezza 1,2m. La loro morfologia li rende ideali per mantenere la loro posizione durante le operazioni. Ideali nel Monitoraggio IOM per MEP o per lunghi Monitoraggi EEG.

24 buste sterili, con all'interno 1 pezzo cadauna, inserite in scatola di cartone.



Codice	Descrizione	Confezione
017505	Elettrodi Monouso Corkscrew L=1,2m	24 elettrodi

Coppia di Elettrodi Twistati Monouso Corkscrew

Venduti in confezione da 12 coppie

Coppia di Elettrodi Twistati Monouso Corkscrew colorati, in acciaio inossidabile, con cavo di lunghezza 1,2m. La loro morfologia li rende ideali per mantenere la loro posizione durante le operazioni. Ideali nel Monitoraggio IOM per MEP o per lunghi Monitoraggi EEG.

12 buste sterili, con all'interno 1 coppia di elettrodi cadauna, inserite in scatola di cartone.



Codice	Descrizione	Confezione
017506	Coppia di Elettrodi Twistati Monouso Corkscrew L=1,2m	12 coppie di elettrodi

ELETTRODI IOM

Elettrodi a Filo-Uncino Monouso

Elettrodi a Filo-Uncino Monouso

Venduti in confezione da 20 pezzi

Gli Aghi a Filo-Uncino, in Acciaio Inossidabile, sono fili del diametro di 0,05mm (44) isolati con una lega al Nickel.

Gli elettrodi in Acciaio Inossidabile hanno i primi 10mm senza isolante per poter essere collegati all'apparecchiatura mediante o Micrograbber codice (085-416800). Essi possono essere:

- Elettrodi a Filo-Uncino Doppi costituiti da due fili senza isolante alle due estremità.
- Le estremità dei due Filo-Uncino che fuoriescono dalla punta dell'ago uno di 2mm l'altro di 5mm sono senza isolante per 2mm; le parti conduttive rimangono sfalsate di 3mm
- Elettrodi a Filo-Uncino Singolo costituiti da un filo senza isolante alle due estremità e ripiegato. Il filo fuoriesce dalla punta per 5mm di cui 2 senza isolante

Ogni confezione contiene 20 elettrodi a Filo-Uncino.



Codice	Descrizione	Confezione
019-475300	Elettrodo Singolo a Filo-Uncino Monouso L=30mm	20 elettrodi
019-475400	Coppia di Elettrodi a Filo-Uncino Monouso L=30mm	20 elettrodi

Elettrodi a Filo-Uncino Monouso

Venduti in confezione da 10 pezzi

Il filo, parte registrante, è caratterizzato da un diametro ridottissimo e ciò garantisce un ottimo comfort per il Paziente. La parte terminale del filo è piegata ad uncino e ciò permette all'ago di rimanere in posizione.

Ogni confezione contiene 10 elettrodi a Filo-Uncino.



Codice	Descrizione Ago	Confezione
DIMW1105030101	Elettrodo Singolo a Filo-Uncino Monouso 0,50mm (25G) x 30mm Connettore diretto sul filo	10 elettrodi
DIMW1105050101	Elettrodo Singolo a Filo-Uncino Monouso 0,50mm (25G) x 50mm Connettore diretto sul filo	10 elettrodi
DIMW1105030102	Elettrodo doppio a Filo-Uncino Monouso 0,50mm (25G) x 30mm Connettore diretto sul filo	10 elettrodi
DIMW1105050102	Elettrodo doppio a Filo-Uncino Monouso 0,50mm (25G) x 50mm Connettore diretto sul filo	10 elettrodi
DIMW11050301P1	Elettrodo singolo a Filo-Uncino Monouso 0,50mm (25G) x 30mm Connettore Pin 1mm	10 elettrodi
DIMW11050501P1	Elettrodo singolo a Filo-Uncino Monouso 0,50mm (25G) x 50mm Connettore Pin 1mm	10 elettrodi
DIMW11050301P2	Elettrodo doppio a Filo-Uncino Monouso 0,50mm (25G) x 30mm Connettore Pin 1mm	10 elettrodi
DIMW11050501P2	Elettrodo doppio a Filo-Uncino Monouso 0,50mm (25G) x 50mm Connettore Pin 1mm	10 elettrodi

Cavi per Elettrodi a Filo-Uncino Monouso

Venduti singolarmente

Cavetti di connessione per elettrodi EMG a filo. Disponibili su richiesta con differenti lunghezze e con connettori disponibili per tutte le apparecchiature in commercio.

Ogni confezione contiene 1 cavo.

Codice	Descrizione Ago	Confezione
BEC1026C1M6	Cavo L=100cm, connessione lato elettrodo 1 x micro clip, lato Testina sicurezza 1,5mm	1 cavo
1002C1M71F	Cavo L=100cm, connessione lato elettrodo 2 x micro clip, lato Testina Pentapolare	1 cavo
1002C1M26F	Cavo L= 100cm, connessione lato elettrodo 2 x micro clip, lato Testina sicurezza 1,5mm	1 cavo
MNC10PDIN6	Cavo L= 100cm, connessione lato elettrodo 1 x Presa 1mm, lato Testina sicurezza 1,5mm	1 cavo
1002P1N71F	Cavo lunghezza 100cm, connessione lato elettrodo 2 x Presa 1mm, lato Testina Pentapolare	1 cavo
1002P1N26F	Cavo lunghezza 100cm, connessione lato elettrodo 2 x Presa 1mm, lato Testina Sicurezza 1,5mm	1 cavo

ELETTRODI IOM

Elettrodi a Strip e Grid

Elettrodi a Strip o Grid Monouso Pre-sterilizzati

Venduti singolarmente

Elettrodi per Elettro-Corticografica, Stimolazione Corticale ed altre procedure di Monitoraggio. Disponibili in tre configurazioni. Gli elettrodi costituiti da un sottile strado di Silicone flessibile hanno dei contatti in Platino posti ad una distanza di 1cm tra loro. I cavi connessi ai contatti hanno una terminazione Touchproof.

Attenzione:

- Per uso singolo.
- Gli elettrodi non sono impiantabili




Codice	Descrizione	Confezione
MS08N-LP10X-0JF	Elettrodo a Strip o Grid Monouso Pre-sterilizzati 1X8 Strip L=1,5m	1 elettrodo
MS04N-LP10X-0JF	Elettrodo a Strip o Grid Monouso Pre-sterilizzati 1X4 Strip L=1,5m	1 elettrodo
FG08A-LP10X-0JF	Elettrodo a Strip o Grid Monouso Pre-sterilizzati 2X4 Strip L=1,5m	1 elettrodo

* Elettrodi Subdurali Monouso a Piattina e a Griglia

Venduti singolarmente

Gli elettrodi subdurali a piattina e a griglia per registrazioni LTM e monitoraggio intraoperatorio.

- Contatti numerati (per una facile identificazione), in platino o in acciaio inossidabile
- Disponibili nella versione con contatti di 4mm di diametro e 2,3 mm di superficie di registrante, oppure nella versione don contatti larghi e sporgenti con 6mm di diametro e 4mm di superficie registrante
- Griglie e strip estremamente morbide e trasparenti, in modo da permettere la visione della superficie sottostante
- Sterili e monouso
- Non contengono lattice



* **Elettrodi IOM con cavo** - Tutti gli elettrodi hanno i contatti da 6mm in platino o acciaio inossidabile con 4mm di esposizione con cavo lungo 1,8m di connettori di sicurezza da 1,5mm. Sono sterili, monouso e di facile impiego perché sono costituiti da un pezzo unico.

Codice	Descrizione	Confezione
MS04N-IS10X-0JF	Strip IOM da 1x4 contatti in acciaio	1 elettrodo
MS04N-IP10X-0JF	Strip IOM da 1x4 contatti in platino	1 elettrodo
MS06N-IS10X-0JF	Strip IOM da 1x6 contatti in acciaio	1 elettrodo
MS06N-IP10X-0JF	Strip IOM da 1x6 contatti in platino	1 elettrodo
MS08N-IS10X-0JF	Strip IOM da 1x8 contatti in acciaio	1 elettrodo
MS08N-IP10X-0JF	Strip IOM da 1x8 contatti in platino	1 elettrodo
FG08N-IS10X-0JF	Strip IOM da 2x4 contatti in acciaio	1 elettrodo
FG08N-IP10X-0JF	Strip IOM da 2x4 contatti in platino	1 elettrodo

* Elettrodi Subdurali a Griglia per IOM con cavo

Codice	Descrizione	Confezione
FG08A-SS10X-0JF	Elettrodo subdurale a griglia a 8 contatti in acciaio per registrazioni IOM, disposizione 2x4, con cavo di collegamento lungo 1,8m	1 elettrodo
FG08A-IP10X-0JH	Elettrodo subdurale a griglia a 8 contatti in platino per registrazioni IOM, disposizione 2x4, con cavo di collegamento lungo 1,8m	1 elettrodo

ELETTRODI IOM

Elettrodi a Strip e Grid

* **Elettrodi subdurali a piattina e a griglia con cavo di collegamento premontato per registrazioni IOM** - Gli elettrodi subdurali a piattina e a griglia hanno contatti numerati in platino o in acciaio. I contatti possono avere diametro 4,0mm, con 2,3mm di superficie registrante, oppure diametro 6,0mm, con 5,0mm di superficie registrante. Distanza interelettrodica 10mm. Sono sterili e monouso. Dotati di cavo premontato di lunghezza 1,9m con connettori DIN 1,5mm sterili e monouso.

Codice	Descrizione	Confezione
MS04R-IP10X-0JH	Elettrodo subdurale a piattina 4 contatti in platino per registrazioni IOM, disposizione 1x4, con cavo di collegamento lungo 1,8m	1 elettrodo
MS06R-IP10X-0JH	Elettrodo subdurale a piattina 6 contatti in platino per registrazioni IOM, disposizione 1x6, con cavo di collegamento lungo 1,8m	1 elettrodo
MS08R-IP10X-0JH	Elettrodo subdurale a piattina 8 contatti in platino per registrazioni IOM, disposizione 1x8, con cavo di collegamento lungo 1,8m	1 elettrodo
FG08A-IP10X-0JH	Elettrodo subdurale a griglia 8 contatti in platino per registrazioni IOM, disposizione 2x4, con cavo di collegamento lungo 1,8m	1 elettrodo

* **Elettrodi Subdurali intraoperatori a piattina in acciaio** - Gli elettrodi subdurali a piattina in acciaio per monitoraggio intraoperatorio hanno contatti numerati di diametro 4mm, con 2,3mm di superficie registrante, distanza interelettrodica 10mm. Sono sterili e monouso.

Codice	Descrizione	Confezione
IS04R-SS10X-0JF	Elettrodo a piattina subdurale in acciaio, sterile, monouso e a 4 contatti numerati, disposizione 1x4, con cavo di collegamento dotato di connettori di sicurezza da 1,5mm	1 elettrodo
IS06R-SS10X-0JF	Elettrodo a piattina subdurale in acciaio, sterile, monouso e a 6 contatti numerati, disposizione 1x6, con cavo di collegamento dotato di connettori di sicurezza da 1,5 mm, integrato	1 elettrodo
IS08R-SS10X-0JF	Elettrodo a piattina subdurale in acciaio, sterile, monouso e a 8 contatti numerati, disposizione 1x8, con cavo di collegamento dotato di connettori di sicurezza da 1,5mm	1 elettrodo

* **Elettrodi Subdurali a griglia in acciaio** - Gli elettrodi subdurali a griglia in acciaio hanno i contatti di diametro 2mm, con 2,3mm di superficie registrante, distanza interelettrodica 10mm. Sono sterili e monouso. Da completare per il collegamento allo strumento con i cavi di collegamento dedicati indicati di seguito (non compresi nel prezzo della griglia). I cavi non sono sterili, sterilizzabili con EtO (EO) o Sterrad.

Codice	Descrizione	Confezione
FG08A-SS10X-000	Griglia di elettrodi subdurali in acciaio a 8 contatti, disposizione 2x4, con cavetto attaccato dotato di connettori di sicurezza da 1,5mm. Sterile, monouso	1 elettrodo
FG20C-SS10X-000	Griglia di elettrodi subdurali in acciaio per registrazioni LTM a 20 contatti, disposizione 4x5, n. 2 code e n. 2 terminali di collegamento a contatti multipli	1 elettrodo
L-SRL-20DIN	Cavo CABRIO con 20 contatti su n. 2 terminali di collegamento multipli di 10 contatti ciascuno lato elettrodi, connettori di sicurezza 1,5mm lato strumento	1 elettrodo
FG32C-SS10X-000	Griglia sagomata di elettrodi subdurali in acciaio per registrazioni LTM a 32 contatti, disposizione 4x8, n. 2 code e n. 2 terminali di collegamento a contatti multipli	1 elettrodo
L-SRL-32BDIN	Cavo CABRIO con 32 contatti su n. 2 terminali di collegamento multipli di 16 contatti ciascuno lato elettrodi, connettori di sicurezza 1,5mm lato strumento.	1 elettrodo
FG64C-SS10X-000	Griglia di elettrodi subdurali in acciaio per registrazioni LTM a 64 contatti, disposizione 8x8, n. 4 code e n. 4 terminali di collegamento a contatti multipli	1 elettrodo
L-SRL-64BDIN	Cavo CABRIO con 64 contatti su n. 4 terminali di collegamento multipli di 16 contatti ciascuno lato elettrodi, connettori di sicurezza 1,5mm lato strumento	1 elettrodo

ELETTRODI IOM

Elettrodi Laringei

Elettrodi Laringei a Lanterna

Venduto in confezione da 10 pezzi

- Si adatta a tutte le posizioni delle corde vocali e fornisce una pressione delicata autoregolante alle corde.
- Fornisce un'eccellente discriminazione tra i corde.
- Flessibile: le misure si adattano a tubi endotracheali da 4mm a 9mm
- Monouso, sterile.



Codice	Descrizione	Confezione
023045	Elettrodi laringei a lanterna con cavo riutilizzabile; 8-9mm	10 elettrodi
023046	Elettrodi laringei a lanterna con cavo riutilizzabile; 6/7mm	10 elettrodi
023047	Elettrodi laringei a lanterna con cavo riutilizzabile; 4-5mm	10 elettrodi

Cavo di Connessione Riutilizzabile per Elettrodi Laringei a Lanterna

Venduti singolarmente

- Cavo di Connessione Riutilizzabile per Elettrodi Laringei a Lanterna.




Codice	Descrizione	Confezione
023048	Cavo di Connessione Riutilizzabile per Elettrodi Laringei a Lanterna.	1 cavo

* Elettrodi Laringei

Venduto in confezione da 10 pezzi

Elettrodi per monitoraggio laringeo. L'elettrodo è posizionabile su qualsiasi tubo endotracheale armato e non. Il materiale dell'elettrodo è morbido per evitare ogni rischio di lesione nell'inserzione del tubo. Il prodotto è disponibile in varie misure e numero di canali. Gli elettrodi vengono forniti con connettore di sicurezza 1,5mm. Confezione da 10 pezzi.




Codice	Descrizione	Confezione
LSE3446MCP075	1 canale, cavo 75cm e connettore TP (tubo 2.0 - 5.5)	10 elettrodi
LSE3446MCA075	1 canale, cavo 75cm e connettore TP (tubo 6.0 - 7.0)	10 elettrodi
LSE4246MCA075	1 canale, cavo 75cm e connettore TP (tubo 7.5 - 10.0)	10 elettrodi
LSE3463DCA200	2 canali, cavo 200cm e connettore TP (tubo 6.0 - 7.5)	10 elettrodi
LSE4263DCA200	2 canali, cavo 200cm e connettore TP (tubo 8.0 - 9.5)	10 elettrodi

* Elettrodi Laringei Integrati COBRA

Venduto in confezione da 5 pezzi

I tubi endotracheali COBRA rappresentano un'innovazione tecnologica, gli elettrodi sono direttamente integrati sul tubo. Una grande area dell'elettrodo semplifica il posizionamento degli elettrodi sulle corde vocali.

Confezione da 5 pezzi.



Codice	Descrizione	Confezione
LSEIP-1-6	1 canale, 6 canali ET, cavo 200cm	5 elettrodi
LSEIP-1-7	1 canale, 7 canali ET, cavo 200cm	5 elettrodi
LSEIP-1-8	1 canale, 8 canali ET, cavo 200cm	5 elettrodi
LSEIP-2-6	2 canali, 6 canali ET, cavo 200cm	5 elettrodi
LSEIP-2-7	2 canali, 7 canali ET, cavo 200cm	5 elettrodi
LSEIP-2-8	2 canali, 8 canali ET, cavo 200cm	5 elettrodi

ELETTRODI IOM

Elettrodi Laringei

* Tubo Endotracheale con elettrodo adesivo pre-montato

Venduto in confezione da 5 pezzi

Tubo Endotracheale con elettrodo adesivo pre-montato
Confezione da 5 pezzi.

Codice	Descrizione	Confezione
LSEP001	1 canale, misura 6mm, non armato	5 elettrodi
LSEP002	1 canale, misura 7mm, non armato	5 elettrodi
LSEP003	1 canale, misura 8mm, non armato	5 elettrodi
LSEP005	2 canali, misura 6mm, non armato	5 elettrodi
LSEP006	2 canali, misura 7mm, non armato	5 elettrodi
LSEP007	2 canali, misura 8mm, non armato	5 elettrodi
LSEPA01	1 canale, misura 6mm, armato	5 elettrodi
LSEPA02	1 canale, misura 7mm, armato	5 elettrodi
LSEPA03	1 canale, misura 8mm, armato	5 elettrodi
LSEPA05	2 canali, misura 6mm, armato	5 elettrodi
LSEPA06	2 canali, misura 7mm, armato	5 elettrodi
LSEPA07	2 canali, misura 8mm, armato	5 elettrodi

Elettrodi Nasofaringei

Elettrodi Riutilizzabili a Sfera-Pedicle Screw

Venduti singolarmente

L'elettrodo a Sfera-Pedicle Screw può essere usato sia per stimolare che per registrare, ha una punta costituita da una sfera del diametro di 3mm che può essere a placcata Oro o placcata Argento.

La sferetta è connessa a: o 100mm o 150mm di filo flessibile che mantiene la sua forma anche quando è piegato.

Può essere usato per applicazioni come registrazioni Naso Faringee, Stimolazioni di Nervi Cranici, Stimolazioni di Nervi Motori Periferici, Stimolazioni di Radici Nervose, e verifica dell'inserimento idoneo di viti su Vertebre della Colonna.

Attenzione: l'elettrodo deve essere sterilizzato prima dell'uso.



Codice	Descrizione	Confezione
019-404800	Elettrodo a Sfera-Pedicle Screw in Oro 100mm L=1,5m	1 elettrodo
019-404900	Elettrodo a Sfera-Pedicle Screw in Oro 150mm L=1,5m	1 elettrodo
019-416500	Elettrodo a Sfera-Pedicle Screw in Argento 150mm L=1,5m	1 elettrodo
019-416700	Elettrodo a Sfera-Pedicle Screw Ag/AgClorurato 150mm L=1,5m	1 elettrodo

ELETTRODI IOM

Elettrodi Spinali

Elettrodi Epidurali Spinali Monouso

Venduti singolarmente


L'elettrodo Epidurale Spinale è usato per la registrazione dal Midollo Spinale dell'Onda D (D-Wave) durante il Monitoraggio Neurofisiologico Intra-Operatorio. L'elettrodo è Monopolare, ad un contatto; deve essere riferito ad un altro elettrodo. L'elettrodo consiste in una parte, verso la punta, con 1 contatto in Platino, alloggiato su 120mm di filo in Teflon™ flessibile il resto dell'elettrodo è di L=1m in metallo ricoperto in Silicone. Sterile e confezionato singolarmente.



Codice	Descrizione	Confezione
CEDL-1PDINX-000	Elettrodo Epidurale Spinale Monouso L=1m – 1 contatto	1 elettrodo

* Elettrodi Spinali Epidurali in platino già completi di cavi dotati di connettori di sicurezza da 1,5mm DIN (femmina)

Gli elettrodi spinali epidurali completi di cavo hanno contatti in platino di 1,2mm su un diametro di 1,1mm, distanza interelettrodica 15mm, lunghezza totale 200cm, connettori di sicurezza 1,5mm lato strumento. Sono sterili e monouso.



Codice	Descrizione	Confezione
CEDL-2PDINX-101	Elettrodi spinali per monitoraggio intraoperatorio di potenziali evocati a 2 contatti completi di cavi collegamento strumento. Inserimento tramite ago Tuohy da 16 gauge	1 elettrodo
CEDL-3PDINX-100	Elettrodi spinali per monitoraggio intraoperatorio di potenziali evocati a 3 contatti completi di cavi collegamento strumento. Inserimento tramite ago Tuohy da 16 gauge.	1 elettrodo
CEDL-4PDINX-100	Elettrodi spinali per monitoraggio intraoperatorio di potenziali evocati a 4 contatti completi di cavi collegamento strumento. Inserimento tramite ago Tuohy da 16 gauge	1 elettrodo

SONDE IOM

Sonde Monouso

Sonda Monouso con Punta Sferica

Venduta singolarmente

Sonda Monouso con Punta Sferica, diametro 2,3mm, lunghezza manipolo 80-150mm.
Lunghezza cavo: 2m

Ogni confezione contiene 1 pezzo



Codice	Descrizione	Confezione
017507	Sonda Monouso con Punta Sferica	1 sonda

Sonda Monouso Concentrica con Punta Regolabile

Venduta singolarmente

Sonda Monouso Concentrica con Punta Regolabile, diametro 1,3mm, lunghezza manipolo 80-120mm.
Lunghezza cavo: 2m

Ogni confezione contiene 1 pezzo



Codice	Descrizione	Confezione
017508	Sonda Monouso con Punta Regolabile Concentrica	1 sonda

Sonda Monouso Bipolare

Venduta singolarmente

Sonda Monouso Bipolare, diametro 0,8mm, lunghezza manipolo 80-120mm.
Lunghezza cavo: 2m.

Ogni confezione contiene 1 pezzo




Codice	Descrizione	Confezione
017509	Sonda Monouso Bipolare	1 sonda

* Manipolo IOM

Venduto in confezione da 5 pezzi

Sonde di stimolazione per monitoraggio intraoperatorio. L'impugnatura garantisce al neurochirurgo il massimo controllo dello strumento e la massima precisione nella stimolazione. I manipoli vengono forniti con cavo da 250cm e connettore di sicurezza 1,5mm.

Confezione da 5 pezzi.



Codice	Descrizione	Lunghezza	Confezione
SI1I0045S2526D	Monopolare isolato	45mm	5 sonde
SI1I0100S2526D	Monopolare isolato	100mm	5 sonde
SI1B0045S2526D	Monopolare a sfera	45mm	5 sonde
SI1B0100S2526D	Monopolare a sfera	100mm	5 sonde
SI2B0030S2526D	Bipolare a sfera	30mm	5 sonde
SI2C0045S2526D	Bipolare concentrico	45mm	5 sonde
SI2C0100S2526D	Bipolare concentrico	100mm	5 sonde
SI2F0045S2526D	Bipolare a miniforchetta	45mm	5 sonde
SI2F0100S2526D	Bipolare a miniforchetta	100mm	5 sonde
SI2H0020S2526D	Bipolare ad uncino	20mm	5 sonde
SI3H0020S2526D	Bipolare triplo ad uncino	20mm	5 sonde

ALTRE VERSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA

SONDE IOM

Sonde Monouso

Sonda Monouso con Punta Flush

Venduta singolarmente

Sonda Monouso con Punta Flush, diametro 0,8mm, lunghezza manipolo 80-150mm.
Lunghezza cavo: 2m.
Ogni confezione contiene 1 pezzo



Codice	Descrizione	Confezione
017510	Sonda Monouso con Punta Flush	1 sonda

Sonda Monouso Monopolare

Venduta singolarmente

Sonda Monouso Monopolare, diametro 0,8mm, lunghezza manipolo 80-120mm.
Lunghezza cavo: 2m.
Ogni confezione contiene 1 pezzo



Codice	Descrizione	Confezione
017511	Sonda Monouso Monopolare	1 sonda

Sonda Monouso Doppio Uncino Angolato a Destra

Venduta singolarmente

Sonda Monouso Doppio Uncino angolato a destra, diametro 1,2mm, lunghezza manipolo 70-120mm.
Doppio Uncino 90°.
Distanza fra i puntali: 5mm.
Lunghezza cavo: 2m.
Ogni confezione contiene 1 pezzo



Codice	Descrizione	Confezione
017512	Sonda Monouso Doppio Uncino angolata a destra	1 sonda

Sonda Monouso Doppio Uncino

Venduta singolarmente

Sonda Monouso Doppio Uncino, diametro 1,2mm, lunghezza manipolo 70-120mm.
Doppio Uncino 100°.
Distanza fra i puntali: 5mm.
Lunghezza cavo: 2m.
Ogni confezione contiene 1 pezzo



Codice	Descrizione	Confezione
017513	Sonda Monouso Doppio Uncino	1 sonda

* Sonda di stimolazione a uncino monouso

Venduta singolarmente

Sonda per la stimolazione e registrazione dei Potenziali Evocati dei Nervi.
Manipolo e cavo integrato con terminazione Touchproof

- Lunghezza elettrodi 37mm, isolati fino all'angolo retto dell'uncino.
- Distanza tra gli elettrodi 2mm.
- Confezionate singolarmente.
- Pre-sterilizzate e monouso



Codice	Descrizione	Confezione
4009-00	Sonda di stimolazione a doppio uncino	1 sonda
4003-00	Sonda di stimolazione a triplo uncino	1 sonda

SONDE IOM

Sonde Monouso

Sonda Monouso Triplo Uncino

Venduta singolarmente

Sonda Monouso Triplo Uncino, diametro 1,2mm, lunghezza manipo 70-120mm.
 Triplo Uncino ad Arco 100°.
 Distanza fra i puntali:5mm.
 Lunghezza cavo:2m.
 Ogni confezione contiene 1 pezzo



Codice	Descrizione	Confezione
017514	Sonda Monouso Triplo Uncino	1 sonda

Sonde Sterilizzabili Dr. Langer

* Dr. Langer Sonda a sfera, bipolare, microforchetta

Venduta singolarmente

Sonda a sfera, bipolare, microforchetta, da connettere con cavi di connessione per sonda bipolare, non sterile, sterilizzabile in autoclave



Codice	Descrizione	Confezione
40-0017	Sonda a sfera, bipolare, microforchetta, lunghezza stelo: 60mm	1 sonda
40-0018	Sonda a sfera, bipolare, microforchetta, lunghezza stelo: 90mm	1 sonda
40-0019	Sonda a sfera, bipolare, microforchetta, lunghezza stelo: 120mm	1 sonda
40-0041	Sonda a sfera, bipolare, microforchetta, lunghezza stelo: 150mm	1 sonda
40-0046	Sonda a sfera, bipolare, microforchetta, lunghezza stelo: 300mm	1 sonda

* Dr. Langer Sonda a microforchetta, bipolare

Venduta singolarmente

Sonda a microforchetta, bipolare, disegno a baionetta, da connettere con cavi di connessione per sonda bipolare, non sterile, sterilizzabile in autoclave



Codice	Descrizione	Confezione
40-0020	Sonda a microforchetta, bipolare, disegno a baionetta, lunghezza stelo: 90mm	1 sonda
40-0021	Sonda a microforchetta, bipolare, disegno a baionetta, lunghezza stelo: 120mm	1 sonda

Cavi Prolunga e Adattatori

* Dr. Langer Cavo pluriuso risterilizzabile per collegamento sonde bipolari

Venduta singolarmente

Cavo pluriuso risterilizzabile per collegamento sonde bipolari

Codice	Descrizione	Confezione
41-0002	Cavo pluriuso risterilizzabile per collegamento sonde bipolari IOM	1 cavo

ARTICOLI ACCESSORI PER IOM

Cavi Prolunga e Adattatori

Estensione Cavi Riusabili Twistati

Venduti in confezione da 1 coppia

Questi cavi di estensione sono ideali per prolungare di una piccola quantità i cavi di registrazione

- Lunghezza o 1m o 2m
- Terminazione Touchproof – Touchproof

Ogni confezione contiene 1 cavo rosso ed 1 cavo nero.



Codice	Descrizione	Confezione
019-408400	Cavi Estensione Riusabili – Twistati 1m	1 coppia
019-432200	Cavi Estensione Riusabili – Twistati 2m	1 coppia

* Estensione Cavi Twistati Riusabili Sterilizzabili

Venduti in confezione da 1 coppia

Questi cavi di estensione sono ideali per prolungare di una piccola quantità i cavi di registrazione

- Lunghezza o 1m o 2m
- Terminazione Touchproof – Touchproof

Ogni confezione contiene 1 cavo rosso ed 1 cavo nero



Codice	Lunghezza	Confezione
MNC10DDINTR	Cavi Estensione Riusabili Sterilizzabili – Twistati 1m	1 coppia
MNC20DDINTR	Cavi Estensione Riusabili Sterilizzabili – Twistati 2m	1 coppia

Cavi Micrograbber – Touchproof

Venduti in confezione da 1 set

Questi cavi possono essere usati con gli elettrodi a Filo-Uncino.

- Lunghezza 2m
- Terminazione Micrograbber – Touchproof

Da utilizzare con l'EMG Hook –Wire Electrodes.

Ogni confezione contiene 1 set di cavi neri.



Codice	Descrizione	Confezione
085-416800	Cavi Micrograbber – Touchproof	1 set

Cavi per Rhizotomy Hook

Venduti in confezione da 1 coppia

Questi cavi possono essere usati o con Rhizotomy Hook oppure con Probe per Rhizotomy Stimulator.

- Lunghezza: 3m
- Terminazione Touchproof – connettore maschio filettato (2-56)

Ogni confezione contiene 1 cavo rosso ed 1 cavo nero, può essere sterilizzato prima dell'uso.



Codice	Descrizione	Confezione
085-460000	Cavi per Rhizotomy Hook	1 coppia

ARTICOLI ACCESSORI PER IOM

Filtri RF In Line Riusabili

Filtri RF InLine Riusabili

Venduti in confezione da 2 pezzi

I filtri RF InLine Riusabili consistono in un filtro per Radio-Frequenza, ricoperto di materiale Plastico e collegato ai Poli con due fili con terminazione Touchproof. Ideali sia per migliorare il segnale in Sala Operatoria che in ambienti elettricamente ostili.

- Lunghezza: 22cm
- Terminazione Touchproof – Touchproof



Codice	Descrizione	Confezione
019-421500	Filtri RF InLine Riusabili 2 pezzi	2 filtri

SENSORI

Sforzo Respiratorio

Sistemi per Sforzo Respiratorio Natus XactTrace

Venduti in confezione come da tabelle

Sistema XactTrace per lo studio della Pletismografia (RIP), comprende una vasta gamma di taglie e soluzioni, sia per la versione Universal che per la versione Embla

Opzioni del Sistema:

1. Riutilizzabili
2. Monouso su misura
3. Monouso preformato

Kit universal XactTrace – Cinghie, Kits e Componenti

- Per l'utilizzo con sistemi PSG non-Embla
- Riutilizzabile, taglia unica
- Batteria integrata, minimo ingombro



Cinghie e Kit di Cinghie XactTrace Universal *

Codice	Descrizione	Lunghezza	Connettore	Confezione	Compatibilità
1421091	Kit Universale XactTrace Completo (include Cinghie addominali e toraciche, sensori addominali e toracici, due cavi universali)	n/a	n/a	1 kit	Sistemi Non-Embla con connettore 1,5mm touchproof
1421080	Kit addominale XactTrace Universal(cinghia, sensore, cavo)	n/a	n/a	1 kit	
1421081	Kit toracico XactTrace Universal (cinghia, sensore, cavo)	n/a	n/a	1 kit	
1421040	Cinghia regolabile XactTrace Universal	Da 65 a 200cm	n/a	1 pezzo	

Sensori con automatico XactTrace Universal

1421026	Sensore addominale XactTrace Universal	n/a	n/a	1 pezzo	Sistemi Non-Embla con connettore 1,5mm touchproof
1421027	Sensore Toracico XactTrace Universal	n/a	n/a	1 pezzo	

Cavo XactTrace Universal

1451080	Cavo XactTrace Universal	235cm	1,5mm touchproof	1 pezzo	Sistemi Non-Embla con connettore 1,5mm touchproof
---------	--------------------------	-------	------------------	---------	---

SENSORI

Sforzo Respiratorio

Cinghie riusabili XactTrace per Sistemi Embla

- Si connettono direttamente ai Sistemi PSG Embla.
- La chiusura low profile assicura il comfort del Paziente
- Disponibile nelle taglie small, medium e large



Cinghie Riusabili XactTrace

Codice	Descrizione	Lunghezza Cavo - Connettore	Confezione	Compatibilità
1421032	Addominale Small Da 57cm a 104cm	70cm, giallo, 2-pin key	1 pezzo	Embla N7000, Embletta (tutti i modelli), Embla titanium
1421033	Toracica Small Da 57cm a 104cm	40cm, blu, 2-pin key	1 pezzo	Embla N7000, Embletta (tutti i modelli), Embla titanium
1421034	Addominale Medium Da 83cm a 142cm	70cm, giallo, 2-pin key	1 pezzo	Embla N7000, Embletta (tutti i modelli), Embla titanium
1421035	Toracica Medium Da 83cm a 142cm	40cm, blu, 2-pin key	1 pezzo	Embla N7000, Embletta (tutti i modelli), Embla titanium
1421036	Addominale Large Da 120cm a 194cm	70cm, giallo, 2-pin key	1 pezzo	Embla N7000, Embletta (tutti i modelli), Embla titanium
1421037	Toracica Large Da 120cm a 194cm	40cm, blu, 2-pin key	1 pezzo	Embla N7000, Embletta (tutti i modelli), Embla titanium
1421038	Toracica Medium Da 83cm a 142cm	200cm, blu, 2-pin key	1 pezzo	Systemi Embla S4000/S4500
1421039	Addominale Medium Da 83cm a 142cm	200cm, giallo, 2-pin key	1 pezzo	Systemi Embla S4000/S4500
1421041	Toracica Small Da 57cm a 104cm	200cm, blu, 2-pin key	1 pezzo	Systemi Embla S4000/S4500
1421042	Addominale Small Da 57cm a 104cm	200cm, giallo, 2-pin key	1 pezzo	Systemi Embla S4000/S4500
1421043	Toracica Large Da 120cm a 194cm	200cm, blu, 2-pin key	1 pezzo	Systemi Embla S4000/S4500
1421044	Addominale Large Da 120cm a 194cm	200cm, giallo, 2-pin key	1 pezzo	Systemi Embla S4000/S4500

SENSORI

Sforzo Respiratorio

Cinghie monouso su misura XactTrace, cinghie Universal, kit e componenti

- Configurazioni per Sistemi PSG Non-Embla PSG (vedi opzioni su misura per Sistemi PSG Embla)
- Taglie su misura per ogni paziente, in particolare, per Bambini e per Pazienti Bariatrici.
- Il kit complete include: Cintura Addominale monouso, Cintura Toracica monouso, Processore Addominale riusabile, Processore Toracico riusabile, due rotoli di cintura monouso tagliabile a misura XactTrace
- Opzioni acquistabili: Cinture addominali e toraciche con chiusura, Processori e kit RIP (chiusura, processore, cintura tagliabile a misura)



Rotoli monouso tagliabili XactTrace

Codice	Descrizione	Lunghezza Rotolo	Confezione	Compatibilità
1421000	Cinghia tagliabile monouso XactTrace	20m	1 rotolo	La maggior parte di Sistemi PSG

Kit per cinghia monouso tagliabile su misura XactTrace*

Codice	Descrizione	Lunghezza Cavo/Connettore	Confezione	Compatibilità
1421050	Kit per cinghia Addominale monouso su misura Universal XactTrace (chiusura, processore e 1 rotolo)	n/a	1 pezzo	Sistemi Non-Embla con connettore 1,5mm touchproof
1421051	Kit per cinghia Toracica monouso su misura Universal XactTrace (chiusura, processore e 1 rotolo)	n/a	1 pezzo	
1421052	Kit per cinghia monouso tagliabile Universal XactTrace completo	n/a	1 pezzo	

Chiusura per cinghie tagliabili su misura monouso XactTrace

Codice	Descrizione	Lunghezza Cavo/Connettore	Confezione	Compatibilità
1421020	Addominale	70cm, giallo, 2-pin key	1 pezzo	Sistemi Non-Embla con connettore 1,5mm touchproof Sono necessari Processori Sensori 1421047 o 1421048.
1421022	Toracica	40cm, blu, 2-pin key	1 pezzo	

Processori monouso tagliabili monouso RIP XactTrace

Codice	Descrizione	Lunghezza Cavo/Connettore	Confezione	Compatibilità
1421047	Processore Sensore Toracico RIP XactTrace	200cm, 1,5mm touchproof	1 pezzo	Sistemi Non-Embla con connettore 1,5mm touchproof
1421048	Processore Sensore Addominale RIP XactTrace	200cm, 1,5mm touchproof	1 pezzo	

*Compatibile anche con il Sistema Embla SD32

SENSORI

Sforzo Respiratorio

Componenti per cinghie monouso tagliabili su misura XactTrace per Sistemi Embla

- Solo per Configurazioni Embla PSG (vedi Opzioni "su misura" Universal)
- Taglie su misura per ogni paziente, in particolare, per Bambini e per Pazienti Bariatrici.
- Opzioni acquistabili: Cinture addominali e toraciche con chiusura (materiale tagliabile su misura e cavi estensibili)



142100



1421020



1421022



1451070



1451072

Rotoli monouso tagliabili XactTrace

Codice	Descrizione	Lunghezza Rotolo	Confezione	Compatibilità
1421000	Cinghia tagliabile monouso XactTrace	20m	1 rotolo	La maggior parte di Sistemi PSG

Chiusure per cinghie monouso tagliabili su misura XactTrace

Codice	Descrizione	Lunghezza Cavo/Connettore	Confezione	Compatibilità
1421020	Addominale	70cm, giallo, 2-pin key	1 pezzo	Embla N7000, Embla S4000/S4500, Emblettina (PDS, 128, X100, MPR), Embla titanium, RIP processor
1421021	Addominale	70cm, giallo, 2-pin key, con induttore inline Emblettina Gold	1 pezzo	Solo Emblettina Gold
1421022	Toracica	40cm, blu, 2-pin key	1 pezzo	Embla N7000, Embla S4000/S4500, Emblettina (PDS, 128, X100, MPR), Embla titanium, RIP processor
1421023	Toracica	40cm, blu, 2-pin key con induttore inline Emblettina Gold	1 pezzo	Solo Emblettina Gold

Processori RIP per cinghie monouso tagliabili su misura XactTrace

Codice	Descrizione	Lunghezza Cavo/Connettore	Confezione	Compatibilità
1451070	Addominale	200cm, giallo, 2-pin key	1 pezzo	Sistemi Embla S4000/S4500
1451072	Toracico	200cm, blu, 2-pin key	1 pezzo	Sistemi Embla S4000/S4500

SENSORI

Sforzo Respiratorio

Componenti e cinghie pretagliati Universal XactTrace

- Configurazioni per SistemiPSG Non-Embla
- Altà qualità come le cinghie riusabili XactTrace
- Non necessita inserimento di materiale nelle chiusure
- Disponibile in 4 taglie
- Automatici per un semplice e veloce collegamento (richiesti sensori automatici, venduti separatamente)



011520



011521



011522



1421048



1421047

Cinghie pretagliate monouso RIP Universal XactTrace

Codice	Descrizione	Confezione	Compatibilità
011516	Cinghia pediatrica monouso pretagliata XactTrace	20 (10 buste da 2)	Sensori automatici monouso pretagliati XactTrace
011517	Cinghia small monouso pretagliata XactTrace		
011518	Cinghia medium monouso pretagliata XactTrace		
011520	Cinghia large monouso pretagliata XactTrace		

Sensori automaticieProcessori RIP monouso pretagliati XactTrace

Codice	Descrizione	Confezione	Compatibilità
011521	Sensore automatico addominale XactTrace con cavo da 66cm, giallo, connettore 2-pin key	1 pezzo	Cinghie pretagliate XactTrace e RIP Processors
011522	Sensore automatico toracico XactTrace con cavo da 41cm, blu, connettore 2-pin key	1 pezzo	
1421048	Sensore RIP Processor addominale XactTrace con cavo da 200 cm, connettori 1,5mm Touchproof femmina	1 pezzo	Processori RIP XactTrace e la maggior parte dei sistemi con connettori 1,5mm femmina
1421047	Sensore RIP Processor toracico XactTrace con cavo da 200 cm, connettori 1,5mm Touchproof femmina	1 pezzo	

SENSORI

Sforzo Respiratorio

Componenti e cinghie pretagliati monouso XactTrace per Sistemi Embla

- Solo per Sistemi Embla
- Stessa tecnologia ed alta qualità delle cinghie riusabili XactTrace
- Non necessita inserimento di materiale nelle chiusure
- Disponibile in quattro taglie standard
- Automatici per un semplice e veloce collegamento (richiesti sensori automatici, venduti separatamente)



011520



011521



011522

Cinghie pretagliate monouso XactTrace

Codice	Taglia	Connettore	Confezione	Compatibilità
011516	Pediatrica	Bottone automatico XactTrace	20 pezzi (10 buste da 2)	Embla N7000, titanium, Embletta (tutti i modelli), Embla S4000/S4500
011517	Small	Bottone automatico XactTrace	20 pezzi (10 buste da 2)	
011518	Medium	Bottone automatico XactTrace	20 pezzi (10 buste da 2)	
011520	Large	Bottone automatico XactTrace	20 pezzi (10 buste da 2)	

Sensore automatico per cinghie pretagliate monouso XactTrace

Codice	Descrizione	Lunghezza Cavo/Connettore	Confezione	Compatibilità
011521	Addominale	66cm, giallo, 2-pin key	1 pezzo	Embla N7000, Embletta (tutti i modelli), Embla titanium
011522	Toracico	41cm, blu, 2-pin key	1 pezzo	Embla N7000, Embletta (tutti i modelli), Embla titanium
013224	Addominale	200cm, giallo, 2-pin key	1 pezzo	Embla S4000/S4500
013225	Toracico	200cm, blu, 2-pin key	1 pezzo	Embla S4000/S4500

*013382 Embletta Gold Inline Inductor required, one snap per sensor.

Indicazioni per la taglia delle cinghie XactTrace

Scelta della taglia della Cinghia

- Disponibili 4 taglie: Pediatrica, Small, Medium e Large
- La lunghezza della cinghia è regolabile per assicurare il massimo comfort
- Le cinghie dovrebbero vestire comodamente il Paziente, senza scomode costrizioni.
- Misurare la circonferenza di ciascun Paziente ed utilizzare la tabella sotto riportata come guida per l'identificazione della taglia.

Taglia	Range Circonferenza Paziente
Pediatrica	Da 28 a 56cm
Small	Da 40 a 89cm
Medium	Da 76 a 140cm
Large	Da 102 a 190cm


SENSORI

Sforzo Respiratorio

Cavi e cinghie per Pletismografia

Venduti come da tabella

- 5 codici colore di taglie per adattarsi ad una vasta gamma di Pazienti.
- Le cinghie sono morbide, flessibili, riusabili e lavabili in lavatrice e sterilizzabili.
- Semplici da assemblare e da chiudere
- Disponibili Cavi di interfaccia RIP di ricambio.



Cinghie per Pletismografia

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Compatibilità
4140090	Infant Small 15.40cm	Bianco/Grigio	2 pezzi	Maggior parte dei sistemi con connettore 1,5mm touchproof e cavi di interfaccia sotto elencati
4140089	Pediatrica Medium 60cm	Bianco/Rosso	2 pezzi	
4140088	Adulto Large 90cm	Bianco/Blu	2 pezzi	
4140087	Adulto XL 120cm	Bianco/Nero	2 pezzi	
4140114	Adulto XXL 150cm	Bianco/Giallo	2 pezzi	

Cavi per cinghie per Pletismografia

Codice	Descrizione	Lunghezza	Connettore	Confezione	Compatibilità
9101G*	Addominale	200cm	1,5mmtouchproof	1 pezzo	Grass Comet-PLUSPSG
9102G*	Toracica	200cm	1,5mm touchproof	1 pezzo	Grass Comet-PLUS PSG
9131	Addominale	20cm	Key	1 pezzo	Grass AURA PSG e AURA PSG LITE
9132	Toracica	20cm	Key	1 pezzo	Grass AURA PSG e AURA PSG LITE
4140095	Addominale	200cm	1,5mm touchproof	1 pezzo	Maggior parte dei sistemi con connettore 1,5mm touchproof
4140096	Toracica	200cm	1,5mm touchproof	1 pezzo	Maggior parte dei sistemi con connettore 1,5mm touchproof

*Segnale di uscita ridotto per PSG Grass

Kit Cinghie Adattabili per Pletismografia

Venduti in confezione come da tabella

- Taglia unica Adulto
- Riusabile e semplice da pulire
- Materiale di alta qualità
- Il kit 019-481100 include due cinghie 019-481200, un cavo di interfaccia addominale 4140095 e un cavo di interfaccia toracico 4140096



Kit cinghie per Pletismografia

Codice	Descrizione	Dimensioni	Confezione	Compatibilità
019-481100	Kit RIP regolabile adulto	Da 60 a 140cm	1 kit	Maggior parte dei Sistemi con connettori 1,5mm touchproof

SENSORI

Cinghie Piezo per Sforzo Respiratorio

Sensori Piezo Crystal Effort – Doppia fibbia

Venduti singolarmente

- Un sensore Piezo crystal effort – doppia fibbia
- Una cinghia elastic doppia fibbia large



Codice	Descrizione	Lunghezza cinghia	Cavo	Confezione	Compatibilità
1421102	Toracica o addominale	Large: 2,5cm x 170,2cm	200cm	1 sensore	Maggior parte dei sistemi con connettore 1,5mm touchproof
1370G-KIT	Toracica o addominale	Large: 2,5cm x 170,2cm	200cm	1 sensore	Segnale di uscita ridotto per PSG Grass con connettore 1,5mm touchproof
1421101	Addominale	Large: 2,5cm x 170,2cm	70cm	1 sensore	Giallo (addominale) per Embla
1421100	Toracica	Large: 2,5cm x 170,2cm	40cm	1 sensore	Blu (toracica) per Embla

SENSORI

Cinghie Piezo per Sforzo Respiratorio

Kit Piezo Crystal Effort Velcro

Venduto in kit

- Un sensore Piezo crystal effort – doppia linguetta
- Due cinghie elastiche; una small e una pediatrica



Codice	Descrizione	Lunghezza cinghia	Cavo	Confezione	Compatibilità
1388G-KIT	Toracica o Addominale	Small 2,5x 88,2cm Pediatric 2,5 x 45,7cm	200cm	1 kit	Segnale di uscita ridotto per PSG Grass con connettore 1,5mm touchproof

Kit Piezo Film/Crystal – Doppio Loop

Venduto in kit

Un sensore Piezo crystal effort – doppio loop
Due cinghie elastiche; una large e una Xlarge



Codice	Descrizione	Lunghezza cinghia	Cavo	Confezione	Compatibilità
019-479600	Toracica o Addominale	Large 3,8 x 132,1cm XL3,8x 190,5cm	200cm	1 kit	Maggior parte dei sistemi con connettori 1,5mm touchproof

Sensore senza Cinghia Piezo Infant

Venduto singolarmente

Applicare con nastro adesivo



Codice	Taglia	Lunghezza cavo	Confezione	Compatibilità
005732	Infant	2,1m	1 sensore	Maggior parte dei sistemi con connettori 1,5mm touchproof

SENSORI

Airflow

Cannula Airflow Thermistor

Venduta singolarmente

Cannula flessibile in gomma per via orale (una) e nasale (due)




1420435 1420430 019-480400 019-480600

Codice	Descrizione	Taglia	Cavo	Confezione	Compatibilità
1420435	Orale/nasale Singolo Canale	Adulto	200cm	1 cannula	Sistemi Embla con connettore key
1420430	Orale/nasale Singolo Canale	Adulto	60cm	1 cannula	Sistemi Embla con connettore key
019-480400	Orale/nasale Singolo Canale	Adulto	90cm	1 cannula	Sistemi Embla con connettore key
019-480600	Orale/nasale Singolo Canale	Adulto	200cm	1 cannula	Maggior parte dei sistemi con connettori 1,5mm touchproof

Cannula Airflow Thermistor

Venduta singolarmente

Cannula flessibile in gomma per via orale (una) e nasale (due)



019-481000 1401G 019-480900 019-480800

Codice	Descrizione	Taglia	Cavo	Confezione	Compatibilità
1401G	Orale/nasale Singolo Canale	Adulto	200cm	1 cannula	Maggior parte dei sistemi con connettori 1,5mm touchproof
019-481000	Orale/nasale Due Canali	Adulto	200cm	1 cannula	Maggior parte dei sistemi con connettori 1,5mm touchproof
019-480800	Orale/nasale Due Canali	Adulto	200cm	1 cannula	Maggior parte dei sistemi con connettori 1,5mm touchproof
019-480900	Orale/nasale Due Canali	Pediatrico	200cm	1 cannula	Maggior parte dei sistemi con connettori 1,5mm touchproof


SENSORI

Airflow

Sensore per Cannula Airflow Thermocouple

Venduto singolarmente

- Ganci per Cannula nasale per Adulti
- Punte regolabili per registrazioni stabili e comfort per il Paziente.



Codice	Descrizione	Taglia	Cavo	Confezione	Compatibilità
1401G-H	Orale/nasale Singolo Canale	Adulto	200cm	1 sensore	Maggior parte dei sistemi con connettori 1,5mm touchproof
1421-H	Orale/nasale Singolo Canale	Adulto	122cm	1 sensore	Chiave per PSG AURA Grass e PSG AURA LITE

Sensore Airflow Thermocouple Pediatrico

Venduto singolarmente

Poli pieghevoli permettono un comfort ottimale al Paziente e qualità del segnale.



Codice	Descrizione	Taglia	Cavo	Confezione	Compatibilità
1420406	Orale/nasale Singolo Canale	Pediatrico	200cm	1 sensore	Sistemi Embla con connettori key

SENSORI

Airflow

Sensore termico di pressione integrato ThermoCan

Venduti come da tabella

- Design all-in-one, termico e a pressione per un comfort ottimale del Paziente.
- Monouso.
- Conforme alle raccomandazioni AASM per il monitoraggio della temperatura nasale e nasale-orale.



500104



023123



023124



023121

023122

Codice	Descrizione	Cavo	Confezione	Compatibilità
500102	Cavo interfaccia ThermoCan con connettore touchproof	200cm	1 pezzo	Canule disegnate per ThermoCan; maggior parte dei sistemi con connettori 1,5mm touchproof
500101	Cavo interfaccia ThermoCan con key connettor	200cm	1 pezzo	Canule disegnate per ThermoCan; Sistemi Embla con Key connectors
500103	Cavo interfaccia ThermoCan con key connettor	85cm	1 pezzo	Canule disegnate per ThermoCan; Sistemi Embla con Key connectors
500104	Canula termica ThermoCan, Adulto	214cm	50 pezzi	Tutti i sensori ThermoCan
500105	Canula termica ThermoCan, Adulto	61cm	50 pezzi	Tutti i sensori ThermoCan
023121	Cavo interfaccia ThermoCan con connettore touchproof	216cm	1 pezzo	Canule disegnate per ThermoCan; maggior parte dei sistemi con connettori touchproof da 1,5mm
023122	Cavo interfaccia ThermoCan con key connettor	216cm	1 pezzo	Canule disegnate per ThermoCan; Sistemi Embla con Key connectors
023123	Canula termica ThermoCan, Pediatrica	214cm	25 pezzi	Tutti i sensori ThermoCan
023124	Canula termica ThermoCan, Pediatrica, Large	214cm	25 pezzi	Tutti i sensori ThermoCan

SENSORI

Airflow

CannuTherm™ Integrated Thermal/Sensore di Pressione

Venduti in confezione da 25 pezzi

- Una speciale porta, collegata alla Cannula, contiene il sensore termico.
- Elimina la necessità di avere sensori separati insieme.
- Conforme alla normative AASM relative alla pressione nasale e il monitoraggio della temperature nasale/orale.



Codice	Descrizione	Cavo	Confezione
105750	Ricambio per Cannula Nasale Adulto	213,4cm	25 cannule

Kit di Sensori ThermiSense®

Venduto in kit

Il Kit include:

- Thermistor Orale/nasale
- Cannula Nasale con supporto
- Cannula Orale/nasale con supporto
- Filtro



Codice	Taglia	Cavo	Lunghezza Cannula	Confezione	Compatibilità
1420124	Adulto	213,4cm	213,4cm	1 kit	Sistemi Embla con connettori key
1420129	Adulto	76,2cm	213,4cm	1 kit	
1420126	Pediatrico	76,2cm	213,4cm	1 kit	
1420127	Pediatrico	213,4cm	213,4cm	1 kit	

Sensore Airflow Ultima Thermister

Venduto singolarmente

Design confortevole: senza punte per il sollevamento del nato.



Codice	Descrizione	Taglia	Cavo	Confezione	Compatibilità
005890	Oronasale	Adulto	210cm	1 sensore	Maggior parte dei sistemi con connettori 1,5mm touchproof
ACE171	Oronasale	Pediatrico (1-10 anni)	210cm	1 sensore	Maggior parte dei sistemi con connettori 1,5mm touchproof

SENSORI

Airflow

Sensori Breath Airflow Thermistor Monouso per Embla

Venduti in confezione da 24 pezzi

Risparmio di tempo e di costo in quanto non necessita di pulizia e di sterilizzazione.



Codice	Descrizione	Taglia	Confezione	Compatibilità
4140118	Orale/Nasale Singolo Canale	Adulto	24 sensori	Tutti i cavi per Sensori Breath riportati di seguito
4140119	Orale/Nasale Singolo Canale	Bambino e Adulto piccolo	24 sensori	
4140121	Orale/Nasale Singolo Canale	Infant	24 sensori	
4140120	Orale/Nasale Singolo Canale	Preemie	24 sensori	

Richiedono cavi come quelli sotto elencati

Cavi per Sensori Breath

Venduto singolarmente

I cavi includono una confezione di batteria



4140069



1420446



1420447

Codice	Cavo	Connettore	Confezione	Compatibilità
1420446	200cm	Connettore Key	1 pezzo	Embla S4500, Embla N7000, Embletta Gold
1420447	58cm	Connettore Key	1 pezzo	Embletta MPR
1420448	200cm	Connettore Key	1 pezzo	Embletta MPR
4140069	200cm	1,5mm touchproof	1 pezzo	Embla SD32; la maggior parte dei Sistemi con connettore 1,5mm touchproof

SENSORI

Sensori di Russamento

Sensori di Russamento Piezo

Venduti singolarmente

Registra la vibrazione nel collo attraverso un disco termoplastico flessibile



Codice	Descrizione	Cavo	Confezione	Compatibilità
1420610	Sensore di Russamento Piezoelettrico	200cm	1 sensore	Maggior parte dei sistemi con connettori 1,5mm touchproof
1420615	Sensore di Russamento Piezoelettrico	60cm	1 sensore	Maggior parte dei sistemi con connettori 1,5mm touchproof
1420605	Sensore di Russamento Piezoelettrico	200cm	1 sensore	Sistemi Embla con connettore key
1420600	Sensore di Russamento Piezoelettrico	60cm	1 sensore	Sistemi Embla con connettore key
019-479700	Sensore di Russamento Piezoelettrico	200cm	1 sensore	Maggior parte dei sistemi Xltek con connettori 1,5mm touchproof

Microfono Sensore di Russamento Dinamico

Venduto singolarmente

- Converte il suono del russamento in analogo segnale
- Morbido e leggero, ha una buona tenuta contro i rumori ambientali




Codice	Descrizione	Diametro	Cavo	Confezione	Compatibilità
1200G	Microfono di Russamento Dinamico	2,3cm	190cm	1 microfono	Maggior parte dei sistemi con connettori 1,5mm touchproof
019-480300	Microfono di Russamento Dinamico	1,5cm	190cm	1 microfono	

Microfono di Russamento Ultima

Venduto singolarmente

Il microfono rileva le più alte frequenze di russamento. Si collega alla testina e rileva i suoni russanti. Piccolo, facilita un posizionamento confortevole.



Codice	Descrizione	Cavo	Confezione	Compatibilità
ACE172	Microfono di russamento, diametro 1,6cm x 1,1cm x 0,5cm	1,98m	1 microfono	Maggior parte dei sistemi con connettori 1,5mm touchproof

SENSORI

Sensori di Posizione Corporea

Kit Sensore di Posizione Corporea DC

Venduto in kit

- Indica le seguenti posizioni: prona, supina, sinistra, destra o seduto/in piedi
- Completo di Velcro con fibbia large, regolabile da 2,5cm

Sensore di Posizione Corporea

Cavo d'Interfaccia

Velcro con Fibbia



Codice	Descrizione	Cavo	Confezione	Compatibilità
019-480000	Sensore di Posizione Corporea DC, con tensione	200cm	1kit	Maggior parte dei Sistemi con connettori 1,5mm touchproof DC
1440011	Sensore di Posizione Corporea DC, con resistenza	200cm	1 kit	Maggior parte dei Sistemi con connettori 1,5mm touchproof DC
1574-KIT	Sensore di Posizione Corporea DC, con tensione	30cm	1 kit	Key connector – PSG AURA Grass AURA e PSG AURA LITE – connettore Key
1440021	Sensore di Posizione Corporea DC, con resistenza	200cm	1 kit	Embla S4500 - connettore Key
019-481300	Sensore di Posizione Corporea DC, con tensione	200cm	1 kit	Comet Grass, Comet-PLUS – Plug 1/8" maschio
019-479900	Sensore di Posizione Corporea DC, con tensione	200cm	1 kit	Embla Sandman SD32 – Plug da 1/8" femmina

Kit Sensori di Posizione Corporea AC

Venduto in kit

- Indica le seguenti posizioni: prona, supina, sinistra, destra o seduto/in piedi.
- Completo di Velcro con fibbia large, regolabile da 2,5cm



Velcro

Sensore

Codice	Descrizione	Cavo	Confezione	Compatibilità
1440010	Sensore di Posizione Corporea AC composto da Sensore, cavo di interfaccia e Velcro	200cm	1 kit	Maggior parte dei sistemi con connettori 1,5mm touchproof
019-406500	Sensore di Posizione Corporea AC composto da Sensore con cavo e Velcro	200cm	1 kit	Maggior parte dei sistemi con connettori 1,5mm touchproof

SENSORI

Sensori di Movimento dell'Arto

Kit Sensori di Movimento dell'Arto

Venduto in kit

- Sensori a pellicola, tecnologia Piezo
- Composta da una coppia di cavigliere elastiche

Cavigliere elastiche

Sensore



Codice	Descrizione	Lunghezza	Confezione	Compatibilità
1770G-KIT	Sensore di Movimento dell'Arto	200cm	1 sensore e 2 cavigliere	Maggior parte dei Sistemi con connettori 1,5mm touchproof
1773-KIT	Sensore di Movimento dell'Arto	170cm	1 sensore e 2 cavigliere	Key - PSG AURA Grass e PSG AURA LITE

* Sensore per la rilevazione movimento degli arti

Venduto singolarmente

Sensore per la rilevazione del tremore, del russamento, del movimento degli arti, del respiro toracico e del respiro nasale ed orale.

Specifiche della sonda

- Sensore piezoelettrico
- Lunghezza del cavo: 2m
- Terminazione: Touchproof

Ogni confezione contiene 1 sensore



Codice	Descrizione	Confezione
LIMB000000	Sensore per il movimento degli arti con cavo 2m e prese di sicurezza DIN42802	1 sensore

Portata del Flusso di Russamento

Sensori di Portata del Flusso di Russamento Piezo

Venduti in confezione come da tabella

- L'elemento isolato garantisce l'immunità dagli artefatti ambientali.
- Segnale forte e stabile



Codice	Sensore	Cavo	Cannula	Confezione	Compatibilità
4140094	Portata AC/ Russamento AC	20,3cm	Sensore, non include Cannule	1 sensore	Maggior parte dei Sistemi con connettori 1,5mm touchproof
14838-KIT	Portata AC/ Russamento AC	20,3cm	Cinque Nasali Adulto da 2'	1 kit	Key - PSG AURA Grass e PSG AURA LITE
14832	Portata DC/ Russamento AC	20,3cm	Sensore, non include Cannule	1 sensore	Key - PSG AURA Grass e PSG AURA LITE

SENSORI

Portata del Flusso di Russamento

Sensore di Russamento Doppio Flusso di Pressione Ultima

Venduto in kit

- Fino a 6 uscite: flusso d'aria grezzo, flusso d'aria filtrato e russamento
- Registrare il flusso nasale e orale su canali separati
- Guadagno variabile e impostazioni di base
- Compatibile con CPAP; Auto-off
- Conforme alle linee guida per il rilevamento dell'ipopnea
- Utilizza batterie AA ricaricabili o monouso
- Il kit include: interfaccia sensore, 2 cavi, 4 cannule



Codice	Sensore	Cavo	Connettore	Confezione	Compatibilità
636060NE	Portata AC/DC, russamento AC	30,5CM, 2-PIN key to connettore touchproof 1,5mm 30,5cm keyhole to connettore phone femmina 3,5mm	2 Adult micronalaluer Lock cannula with filter 2 Nasal and Oral Luer Lock cannula with filter	1 kit	Maggior parte dei Sistemi PSG via various connectors

Cavo per Sensore di Russamento Doppio Flusso di Pressione Ultima

Venduto singolarmente

Cavo per sensore di russamento doppio flusso di pressione ultima



Codice	Cavo	Connettore	Confezione
636062NE	45,7cm	2-pin key to connettore touchproof 1,5mm	1 cavo

SENSORI

Portata del Flusso di Russamento

Tubo per la misurazione della Pressione CPAP

Venduto singolarmente

Tubo con connettore Luer Lock per la misurazione della pressione della maschera CPAP



Codice	Descrizione	Lunghezza	Confezione	Compatibilità
1420116	Tubo per la misurazione della Pressione CPAP	60cm	1 tubo	Embla N7000, Embla S4000/S4500, Embletta MPR, Embletta Gold. Maggior parte dei Sensori di Portata Russamento e la maggior parte delle maschere CPAP
1420117	Tubo per la misurazione della Pressione CPAP	200cm	1 tubo	Embla N7000, Embla S4000/S4500, Embletta MPR, Embletta Gold. Maggior parte dei Sensori di Portata Russamento e la maggior parte delle maschere CPAP

Tubo doppio per la misurazione della Pressione CPAP

Venduto singolarmente

Tubo doppio per la misurazione della pressione della maschera CPAP.
Utilizzato con adattatore Pneumo-T (codice 1420221)



Codice	Descrizione	Lunghezza	Confezione	Compatibilità
1420218	Tubo doppio per la misurazione della Pressione CPAP	200cm	1 pezzo	Maggior parte dei Sensori di Portata Russamento e la maggior parte delle maschere CPAP

Adattatore per Tubo doppio per la misurazione della Pressione CPAP

Venduto singolarmente

Tubo con connettore Luer Lock per la misurazione della pressione della maschera CPAP



Codice	Descrizione	Lunghezza	Confezione	Compatibilità
1420221	Adattatore per tubo doppio per la misurazione della Pressione CPAP	8,5cm	1 tubo	Maggior parte dei Sensori di Portata Russamento e la maggior parte delle maschere CPAP

SENSORI

Ossimetria

Xpod Nonin

Venduto singolarmente

- Clinicamente convalidato per le condizioni difficili, come il movimento a bassa perfusione
- Compatible with all Nonin PureLight® Sensors



1430000



011291



842-674200

Codice	Descrizione	Lunghezza del Cavo	Confezione	Compatibilità
1430000	Ossimetro Xpod Nonin	45,7cm	1 ossimetro	Embla N7000/S7000, S4000/S45000, titanium; Embletta Gold, PDS
011291	Ossimetro Xpod Nonin	45,7cm	1 ossimetro	Embletta MPR
842-674200	Ossimetro Xpod Nonin	Cavo estendibile 1m e 3m	1 ossimetro	Nicolert V32

Clip per Sensore Xpod Nonin

Venduta singolarmente

Tiene il Sensore Nonin flex fermamente connesso all'Xpod



Codice	Descrizione	Confezione	Compatibilità
1431530	Clip per Sensore Xpod	1 clip	Nonin Xpod Nonin (rettangolare)

Clip per Sensore Xpod Nonin

Venduto singolarmente

Tiene il Sensore Nonin Flex fermamente connesso all'Xpod



Codice	Descrizione	Confezione	Compatibilità
013400	Clip per Sensore Xpod	1 clip	Nonin Xpod Nonin (rettangolare)

SENSORI

Ossimetria


Sensore Flex Nonin PureLight® Riusable e Adesivo per il Sensore FlexiWrap® Monouso

Venduti come da tabelle

- Unisce la comodità di un sensore monouso con la convenienza di un sensore riusable
- Disponibile in diverse misure
- Include una busta da 25 adesivi monouso



Codice	Descrizione	Lunghezza del Cavo	Confezione	Compatibilità
1431000	FlexSensor, Adulto	1m	1 fexsensor	Ossimetro Nonin
1431002	FlexSensor, Adulto	3m	1 fexsensor	
1431011	FlexSensor, Infant	1m	1 fexsensor	
1431010	FlexSensor, Neonatale	1m	1 fexsensor	



Codice	Descrizione	Confezione	Compatibilità	Prezzo a flexiwrap
1431500	FlexiWrap, Adulto	25 flexiwrap	Sensore Flex 1431000 e 1431002	
1431502	FlexiWrap, Infant	25 flexiwrap	Sensore Flex 1431011	
1431501	FlexiWrap, Neonatale	25 flexiwrap	Sensore Flex 1431010	

Cavi Prolunga per Pulsossimetro Nonin Riusable

Venduto singolarmente

Cavi Prolunga per Pulsossimetro Nonin riusable



Codice	Descrizione	Lunghezza del Cavo	Confezione	Compatibilità
1430500	Cavo prolunga per Ossimetro	1m	1 cavo	Ossimetro Nonin
222-490300	Cavo prolunga per Ossimetro	3m	1 cavo	
222-490400	Cavo prolunga per Ossimetro	6m	1 cavo	

Sensori Soft Nonin PureLight® Riusable

Venduto singolarmente

- Facile e veloce da applicare
- Confortevole per il Monitoraggio a lungo termine
- Resistente e facile da pulire



Codice	Descrizione	Lunghezza del Cavo	Confezione	Compatibilità
1431003	Soft Sensor, Small	1m	1 soft sensor	Ossimetro Nonin
1431004	Soft Sensor, Medium	1m	1 soft sensor	
105592	Soft Sensor, Medium	3m	1 soft sensor	
1431005	Soft Sensor, Large	1m	1 soft sensor	
105593	Soft Sensor, Large	3m	1 soft sensor	

SENSORI

Ossimetria

Sensori a Clip per Dita Nonin Riusabile

Venduto singolarmente

Si utilizza per la rilevazioni spot e Monitoraggi a breve termine
Confortevole, presa delle dita autoallineante
Resistente e facile da pulire



Codice	Descrizione	Lunghezza del Cavo	Confezione	Compatibilità
1431020	Sensore a clip per dita, Adulto	1m	1 sensore	Ossimetro Nonin

Sensori Nonin PureLight® Monouso

Venduti in confezione da 24 pezzi

Prodotti con material soft che garantiscono confort e
posizionamento sicuro durante i Monitoraggi a lungo termine.



Codice	Descrizione	Lunghezza del Cavo	Confezione	Compatibilità
105720XL	Sensore monouso, Adulto	1m	24 sensori	Ossimetro Nonin

Sensori Adesivi Monouso con Cavo LNCS®

Venduti in confezione da 20 pezzi

- Il sensore monouso limita il rischio di contaminazione e diminuisce la pressione sul sito
- Eccellente aderenza, aumenta la Potenza del monitoraggio.



008781

008782

008783

Codice	Descrizione	Lunghezza del Cavo	Confezione	Compatibilità
008781	Sensori adesivi LNCS, Adulto	45,7cm	20 sensori	Sistemi Xltek PSG con cavo 008776
008782	Sensori adesivi LNCS, Pediatrico	45,7cm	20 sensori	
008783	Sensori adesivi LNCS, Infant	45,7cm	20 sensori	

SENSORI

Ossimetria

Sensori e Fasce Riusabili Masimo Y-I

Venduti in confezione come da tabella

Per Pazienti di peso superiore a 1kg



Codice	Descrizione	Lunghezza del Cavo	Confezione	Compatibilità
008786	Sensore riusabile LNOP Y-I	0,9m	1 sensore	Xltek con cavo 008776
104514	Fascia standard monouso	n/a	100 fasce	Sensore riusabile Y-I
104513	Fascia piccola monouso	n/a	100 fasce	Sensore riusabile Y-I

Sensori Masimo Riusabili

Venduto singolarmente

Sensore con cavo LNCS DBI riusabile adulto



Codice	Descrizione	Lunghezza del Cavo	Confezione	Compatibilità
008777	Sensore LNCS reusable, Adulto	0,9m	1 sensore	Xltek con cavo 008776

Sensori a Clip per Dita Masimo Riusabili

Venduti singolarmente

- La presa regolabile permette di adattarsi a diverse misure
- Per rilevazioni spot e a breve termine



Codice	Descrizione	Lunghezza del Cavo	Confezione	Compatibilità
008785	Sensore a clip per dita LNCS, pediatrico	0,9m	1 sensore	Xltek con cavo 008776
008784	Sensore a clip per dita LNCS, adulto	0,9m	1 sensore	Xltek con cavo 008776

SENSORI

Ossimetria

Cavi Paziente Masimo

Venduti singolarmente

Cavi Paziente Masimo



008776

Codice	Descrizione	Lunghezza del Cavo	Confezione	Compatibilità
008776	Cavo Paziente Masimo LNOP	4,27m	1 cavo	Sistemi PSG Xltek

Sensori Pulse Nellcor™ OxiMax™ Monouso

Venduti in confezione da 24 pezzi

Per la saturazione continua e il monitoraggio della frequenza cardiaca



Codice	Descrizione	Lunghezza del Cavo	Confezione	Compatibilità
4140190	Sensore monouso, Adulto	91,4cm	24 sensori	Sandman SD32/SD20

Sensori per saturazione Adulto/Neonatale con Fascia

Venduti in confezione come da tabella

Semplice da usare, con design a fascia



Codice	Descrizione	Lunghezza del Cavo	Confezione	Compatibilità
4140188	Sensore riusabile, fascia monouso Adulto/Neonatale	91,4cm	1 sensore e 50 fasce	Embla/Nellcor OxiMax

Cavo Prolunga per Sensore Nellcor

Venduto singolarmente

Cavo prolunga per sensore Nellcor.



Codice	Descrizione	Lunghezza del Cavo	Confezione	Compatibilità
4140184	Cavo prolunga per sensore Nellcor	3m	1 sensore	Embla/Nellcor OxiMax

CANNULE

Cannule

Cannule Nasali/Orali Adulto

Vendute in confezione da 25 pezzi

- Il filo semi-rigido nel tronco consente un posizionamento preciso
- Lunghezza ideale quando il sensore è posizionato di fianco al letto del Paziente o ad una distanza simile.
- Monouso



Codice	Descrizione	Lunghezza tubo	Confezione	Compatibilità
1420100	Nasale/Orale	0,3m, terminazione Luer Lock maschio senza filtro	25 cannule	Maggior parte dei sensori con terminazione standard Luer Lock
1420101	Nasale/Orale	2,1m, terminazione Luer Lock maschio senza filtro	25 cannule	

Cannule Nasali Adulto

Venduto in confezione da 50 pezzi

- Lunghezza ideale quando il sensore è posizionato di fianco al letto del Paziente o ad una distanza simile
- Monouso



Codice	Descrizione	Taglia	Lunghezza tubo	Confezione	Compatibilità
1420002	Nasale	Adulto	38cm terminazione Luer Lock maschio senza filtro	50 cannule	Maggior parte dei sensori con terminazione standard Luer Lock
1420011	Nasale	Adulto	120cm terminazione Luer Lock maschio senza filtro	50 cannule	
1420013	Nasale	Adulto	181cm terminazione Luer Lock maschio senza filtro	50 cannule	

Cannule Nasali Infant

Vendute in confezione da 50 pezzi

- Per neonati fino ai 3 mesi di età
- Lunghezza ideale quando il sensore è posizionato molto vicino al Paziente
- Monouso



Codice	Descrizione	Distanza fra le narici	Lunghezza del tubo fornito	Confezione	Compatibilità
1420040	Nasale	7,6mm	0,9m terminazione Luer Lock maschio senza filtro	50 cannule	Maggior parte dei sensori con terminazione standard Luer Lock

CANNULE

Cannule

Cannule Nasali Intermedie Infant

Vendute in confezione da 50 pezzi

- Per Pazienti dai 3 mesi ad un anno di età
- Lunghezza ideale quando il sensore è posizionato molto vicino al Paziente
- Monouso



Codice	Descrizione	Distanza fra le narici	Lunghezza del tubo fornito	Confezione	Compatibilità
1420030	Nasale	9,1mm	0,9m terminazione Luer Lock maschio senza filtro	50 cannule	La maggior parte dei sensori con terminazione standard Luer Lock

Cannule Nasali Pediatriche

Vendute in confezione da 50 pezzi

- Per Pazienti di età superiore ad un anno
- Monouso



Codice	Descrizione	Distanza fra le narici	Lunghezza del tubo fornito	Confezione	Compatibilità
1420020	Nasale	1,21mm	0,3m terminazione Luer Lock maschio senza filtro	50 cannule	Maggior parte dei sensori con terminazione standard Luer Lock
1420050	Nasale	1,21mm	2,1m terminazione Luer Lock maschio senza filtro	50 cannule	

Cannule Nasali con Filtro ThermiSense®, Adulto

Vendute in confezione da 25 pezzi

- Canula di ricambio con supporto per il sistema di rilevamento della temperatura ThermiSense
- Monouso



Codice	Descrizione	Lunghezza della Cannula	Confezione	Compatibilità
1420110	Nasale	2,1m Terminazione tubo maschio Luer Lock con filtro	25 cannule	Sensori per il flusso d'aria nasale/orale ThermiSense adulto

CANNULE

Cannule

Cannule Nasali ThermiSense, Adulto

Vendute in confezione da 25 pezzi

- Cannula di ricambio con supporto per Sistema di rilevamento della temperature ThermiSense
- Monouso




Codice	Descrizione	Lunghezza della Cannula	Confezione	Compatibilità
1420111	Nasale	2,1m Terminazione tubo maschio Luer Lock senza filtro	25 cannule	Sensori per il flusso nasale/orale ThermiSense Adulto
1420112	Nasale	0,61m Terminazione tubo maschio Luer Lock senza filtro	25 cannule	

CannuleAdulto ThermiSense Nasale/Orale

Vendute in confezione da 25 pezzi

- Cannula di ricambio con support per Sistema di rilevamento della temperatura ThermiSense
- Monouso



Codice	Descrizione	Lunghezza della Cannula	Confezione	Compatibilità
1420114	Nasale/Orale	2,1m tubo per la pressione del flusso d'aria e Tubo per CO2 da 2,1 con terminazione Luer Lock maschio senza filtro	25 cannule	Sensori per il flusso d'aria nasale/orale ThermiSense adulto

Cannule Pediatrica ThermiSense Nasali

Vendute in confezione da 25 pezzi

- Cannula di ricambio con support per Sistema di rilevamento della temperatura ThermiSense
- Monouso



Codice	Descrizione	Lunghezza della Cannula	Confezione	Compatibilità
1420125	Nasale	2,1m tubo per la pressione del flusso d'aria e Tubo per CO2 da 2,1 con terminazione Luer Lock maschio senza filtro	25 cannule	Sensori Pediatrici ThermiSense nasali/orali

CANNULE

Cannule

Cannule Adulto ThermiSense Nasali

Venduto in confezione da 25 pezzi

- Cannula di ricambio con support per Sistema di rilevamento della temperatura ThermiSense
- Monouso



Codice	Descrizione	Lunghezza della Cannula	Confezione	Compatibilità
1420113	Nasale	2,1m tubo per la pressione del flusso d'aria e Tubo per CO2 da 2,1 con terminazione Luer Lock maschio senza filtro	25 cannule	Sensori Adulto ThermiSense nasali/orali

Filtro Idrofobo con Tubo di Estensione

Venduti in confezione da 25 pezzi

Connettori Luer Lock



Codice	Descrizione	Confezione	Compatibilità
1450031	Filtro	25 tubi di estensione e 25 filtri	Maggior parte delle Cannule e Sensori di pressione flusso/russamento

Filtri Monouso per Cannula

Venduto singolarmente

Connettori Luer Lock



Codice	Descrizione	Confezione	Compatibilità
15809	Filtro	1 filtro	Maggior parte delle Cannule e Sensori di pressione flusso/russamento

Adattatore Luer Lock da Femmina a Femmina

Venduto in confezione da 5 pezzi

Connettori Luer Lock



Codice	Descrizione	Confezione	Compatibilità
020324	Adattatore	5 adattatori	Maggior parte delle Cannule e Sensori di pressione flusso/russamento


ARTICOLI ACCESSORI PER PSG

Elettrodi

Elettrodi Monouso a Gel Solido Quadrati con Automatico

Venduti in confezione come da tabella

- Elettrodi Monouso a gel solido Ag/AgCl con adesivo a forte tenuta, ideali per lo studio del sonno L'area di registrazione è di 2,5cm x 2,5cm.
- Utilizzabili con i cavi riusabili con bottone automatico.
- Confezione da 5 e da 30 elettrodi.



Codice	Descrizione	Confezione
022108	Elettrodi Monouso a gel solido Quadrati con Automatico	5 elettrodi
444010	Elettrodi Monouso a gel solido Quadrati con Automatico	30 elettrodi

Elettrodi Monouso Adesivi Rotondi con Automatico

Venduti in confezione da 25 pezzi

- Elettrodi circolari con diametro da 1,9" (48mm)
- Materiale: Gel, Ag/AgCl e supporto in schiuma
- Utilizzabili con i cavi riusabili con bottone automatico.



Codice	Descrizione	Confezione	Compatibilità
1410505	Elettrodo rotondo con automatico	25 elettrodi	Maggior parte dei Sistemi con connettori 1,5mm touchproof

Elettrodi Ovali Piccoli Monouso Adesivi con Automatico

Venduti in confezione da 25 pezzi

- Elettrodi misura 22mmx28mm
- Materiale: Gel, Ag/AgCl e supporto in schiuma
- Utilizzabili con i cavi riusabili con bottone automatico.



Codice	Descrizione	Confezione	Compatibilità
1410510	Elettrodi ovali con automatico	25 elettrodi	Maggior parte dei Sistemi con connettori 1,5mm touchproof

Elettrodi Rotondi Monouso Adesivi con Automatico

Venduti in confezione come da tabella

- Elettrodi circolari con diametro da 1-7/8" (48mm)
- Materiale: Gel, Ag/AgCl e supporto in vinile
- Utilizzabili con i cavi riusabili con bottone automatico.
- Confezione da 5 e da 30 elettrodi



Codice	Descrizione	Confezione	Compatibilità
022107	Elettrodi rotondi con automatico	5 elettrodi	Maggior parte dei Sistemi con connettori 1,5mm touchproof
1410500	Elettrodi rotondi con automatico	30 elettrodi	Maggior parte dei Sistemi con connettori 1,5mm touchproof

ARTICOLI ACCESSORI PER PSG

Cavi con Automatico

Set di Cavi con Automatico Riutilizzabili

Venduti in confezione da 5 pezzi

- Set di cavi colori blu, grigio, viola, verde, giallo
- Terminazione cavi con connettori touchproof da 1,5mm
- Progettati per utilizzo con elettrodi automatici monouso



Codice	Descrizione	Lunghezza del Cavo	Confezione	Compatibilità
019-419000	Cavi con automatico	1m	5 cavi con bottone	Maggior parte dei Sistemi EMG
019-419100	Cavi con automatico	1,4m	5 cavi con bottone	Maggior parte dei Sistemi EMG
019-419200	Cavi con automatico	2m	5 cavi con bottone	Maggior parte dei Sistemi EMG
019-419300	Cavi con automatico	3m	5 cavi con bottone	Maggior parte dei Sistemi EMG

Coppia di Cavi con Automatico Riutilizzabili

Venduti in confezione da 1 coppia

- Coppia di cavi (uno blu e uno grigi)
- Terminazione cavi con connettori touchproof da 1,5mm
- Progettati per utilizzo con elettrodi automatici monouso



Codice	Descrizione	Lunghezza del Cavo	Confezione	Compatibilità
019-424500	Cavi con automatico	152cm	1 coppia di cavi con bottone	Maggior parte dei Sistemi EMG

Cavo Schermato 2-Snap Riutilizzabile

Venduto in confezione da 1 pezzo

- Cavo schermato 2-Snap riutilizzabile con terminazione connettore 5-pin DIN
- Due automatici: 1 nero e 1 rosso
- Progettato per utilizzo con elettrodi automatici monouso



Codice	Descrizione	Lunghezza del Cavo	Confezione	Compatibilità
085-452500	Cavi con automatico	152cm	1 cavo	Maggior parte dei Sistemi con connettori 1,5mm touchproof

Cavo Riutilizzabile con Automatico, Terra

Venduto singolarmente

- Progettati per l'utilizzo con gli Elettrodi Automatici monouso
- Cavo, automatico e connettore verde



Codice	Descrizione	Lunghezza del Cavo	Confezione	Compatibilità
1411516	Cavi con automatico	1m	1 cavo con bottone	Maggior parte dei Sistemi con connettori 1,5mm touchproof

ARTICOLI ACCESSORI PER PSG

Cavi con Automatico

Coppia di Cavi con Automatico Riutilizzabili

Venduti in confezione da 2 pezzi

- Progettati per l'utilizzo con gli Cavi con automatico monouso
- Cavo, automatico e connettore arancione



Codice	Descrizione	Lunghezza del Cavo	Confezione	Compatibilità
1411517	Cavi con automatico	1m	2 cavi con bottone	Maggior parte dei Sistemi con connettori 1,5mm touchproof
1411524	Cavi con automatico	2m	2 cavi con bottone	

Coppia di Cavi con Automatico Riutilizzabili

Venduti in confezione da 2 pezzi

- Progettati per l'utilizzo con gli Elettrodi Automatici monouso
- Cavo, automatico e connettore nero



Codice	Descrizione	Lunghezza del Cavo	Confezione	Compatibilità
1411520	Cavi con automatico	1,5m	2 cavi con bottone	Maggior parte dei Sistemi con connettori 1,5mm touchproof
1411535	Cavi con automatico	3m	2 cavi con bottone	

Coppia di Cavi con Automatico Riutilizzabili

Venduti in confezioni da 2 pezzi

- Progettati per l'utilizzo con gli Elettrodi Automatici monouso.
- Cavo nero, automatico e connettore bianco



Codice	Descrizione	Lunghezza del Cavo	Confezione	Compatibilità
1411530	Cavi con automatico	3m	2 cavi con bottone	Maggior parte dei Sistemi con connettori 1,5mm touchproof

Cavo Riutilizzabile Corto con Automatico

Venduto singolarmente

Progettati per l'utilizzo con gli Elettrodi Automatici monouso



Codice	Descrizione	Lunghezza del Cavo e Colore	Confezione	Compatibilità
1411541	Cavi con automatico	0,6m/rosso	1 cavo con bottone	Maggior parte dei Sistemi con connettori 1,5mm touchproof
1411548	Cavi con automatico	0,6m/verde		
1411542	Cavi con automatico	0,75m/nero		

ARTICOLI ACCESSORI PER PSG

Cavi con Automatico

Cavi con Automatico Riutilizzabili

Venduti in confezioni da 3 pezzi

- Progettati per l'utilizzo con gli Elettrodi Automatici monouso
- Cavo nero, bottone automatico nero, connettore touchproof nero



Codice	Descrizione	Lunghezza del Cavo	Confezione	Compatibilità
F-SL48	Cavi con automatico	1,2m	3 cavi con bottone	Maggior parte dei Sistemi con connettori 1,5mm touchproof
F-SL60	Cavi con automatico	1,5m	3 cavi con bottone	
F-SL72	Cavi con automatico	1,8m	3 cavi con bottone	
F-SL96	Cavi con automatico	2,4m	3 cavi con bottone	
F-SL120	Cavi con automatico	3m	3 cavi con bottone	

Cavi con Automatico Riutilizzabili

Venduti singolarmente

- Cavi colorati da utilizzare con sistema Embla X100 Proxy
- Twistati rossi, gialli e neri con automatico da 18" (0,46m); Lunghezza totale 0,71m
- Twistati verdi, arancioni e blu con automatico da 30" (0,76m); Lunghezza totale 1m
- Connettore 1,5mm touchproof



Codice	Descrizione	Lunghezza del Cavo	Confezione	Compatibilità
1411546	Cavo con automatico	71cm/101cm	1 cavo con bottone	Embla X100 Proxy

Velcro

Velcro

Venduto singolarmente

Confortevole per il Paziente, mantiene saldamente in posizione i componenti.



Codice	Descrizione	Lunghezza	Confezione	Compatibilità
1421234	Velcro small	76cm	1 velcro	Embla N7000, tutti Sistemi Embleta e maggioranza dei Sistemi PSG
1421236	Velcro Medium	114cm	1 velcro	
1421238	Velcro Large	183cm	1 velcro	
1421230	Kit Velcro 3 misure: Small, Medium, Large	1 per misura	1 kit	

Avvolgicavo

Venduto in confezione da 12 pezzi

Ideale per avvolgere cavi e fili.



Codice	Descrizione	Confezione	Compatibilità
1450021	Avvolgicavo in velcro	12 velcri	Maggioranza dei Sistemi PSG

CREME, PASTE E GEL PER ELETTRODI

Crema, Paste e Gel per Elettrodi

Crema per Elettrodi Originale Grass® EC2®

Venduta in confezione come da tabella

- Combinazione ottimale di resistenza e adesività per registrazioni accurate.
- Isotonica con la pelle
- Progettata per l'applicazione diretta al sito



Codice	Descrizione	Confezione
EC2	EC2 Crema Conduttiva per Test EEG/EP in Tubo da 100gr.	10
517101	EC2 Crema Conduttiva per Test EEG/EP in Tubo da 100gr.	1

Pasta Conduttiva TEN20™

Venduta in confezione da 3 pezzi

La pasta conduttiva TEN20™ è inodore, bianca, solubile in acqua ed è una pasta adesiva ideale per l'utilizzo con elettrodi a coppetta per test EEG. Equilibrio di adesività e conduttività. Facilmente lavabile e non secca. Confezione da 3 pezzi.



Codice	Descrizione	Confezione
1411003	Pasta Conduttiva TEN20™ in Vaso da 114gr.	3
016-703700	Pasta Conduttiva TEN20™ in Vaso da 228gr.	3
122-736000	Pasta Conduttiva TEN20™ in Tubo da 114gr.	3

Crema Synapse Elettroconduttiva

Venduta singolarmente

La crema Synapse elettroconduttiva contiene elettroliti non abrasivi

- Bottiglietta da 140gr
- Rapida e facile applicazione
- Non macchia la pelle e i tessuti

Confezione da 1 pezzo.



Codice	Descrizione	Confezione
016-703800	Crema Synapse Elettroconduttiva	1

Gel Adesivo TENSIVE®

Venduto singolarmente

Il gel adesivo TENSIVE® non è infiammabile, inodore e può essere utilizzato nei test EEG/EP o per altri test Elettrodiagnostici. Il gel adesivo TENSIVE® è ipoallergenico, batteriostatico e solubile in acqua.

Confezione da 1 pezzo.



Codice	Descrizione	Confezione
016-401600	Gel Adesivo Conduttiva TENSIVE® in Tubo da 50gr.	1

CREME, PASTE E GEL PER ELETTRODI

Creme, Paste e Gel per Elettrodi

Crema per Elettrodi SIGNACREME®

Venduta singolarmente

- Crema elettrolitica altamente conduttiva per uso nelle procedure elettromedicali
- Texture piacevole per i Pazienti
- Non irritante, batteriostatica
- Confezione da 1 pezzo.



Codice	Descrizione	Confezione
101086	Crema Signain Tubo da 142gr.	1

SIGNAGEL®

Venduto singolarmente

Il SIGNAGEL® è un Gel ad alta conduttività, ideale per Potenziali Evocati e Test EMG. E' solubile in acqua, non sporca ed è un Gel Salino ipoallergenico e batteriostatico. Il gel non è di tipo granuloso e viene fornito in Tubo da 250gr.

Confezione da 1 pezzo.



Codice	Descrizione	Confezione
102340XL	SIGNAGEL® in Tubo da 250gr.	1

SPECTRA 360®

Venduto singolarmente

Questo Gel conduttivo a base Salina e senza Cloruro è particolarmente indicato per i test a lungo termine come i Test del Sonno, IOM, Test NCV di routine ed EMG.

Lo SPECTRA 360® è ipoallergenico e batteriostatico.

- Confezione da 1 pezzo.



Codice	Descrizione	Confezione
016-401800	SPECTRA 360® in Tubo da 250gr.	1

Gel Aquasonic® 100

Venduto singolarmente

Largamente riconosciuto come il gel standard per tutti i tipi di esami con ultrasuoni Aquasonic® è acusticamente perfetto per il range di frequenze usato nelle applicazioni con gli ultrasuoni. E' acquoso, non macchia, non è irritante ed è ipoallergenico. Non è conduttivo (elettricamente). Flacone da 0,25l

Confezione da 1 pezzo.



Codice	Descrizione	Confezione
122-737200	Gel Aquasonic® 100	1

ACCESSORI PER LA PREPARAZIONE DELLA CUTE

Accessori per la Preparazione Cutanea

Gel Abrasivo NuPrep™ per Preparazione Cutanea

Venduto in confezione da 3 pezzi

Il gel abrasivo NuPrep™ è utile quando una riduzione dell'impedenza della cute è richiesta per migliorare i risultati del test.
Confezione da 3 pezzi.



Codice	Descrizione	Confezione
122-736100	Gel Abrasivo NuPrep™ in Tubo da 114gr.	3

Preparazione cutanea abrasiva LemonPrep™

Venduta in confezione come da tabella

La LemonPrep è una pasta alla fragranza di limone utilizzata per la preparazione cutanea. E' un metodo efficace per aiutare nella preparazione della cute per Esami EEG, EP e ECG. Ha una formula con PH bilanciato ed è stata progettata per ridurre l'impedenza tra l'Elettrodo e l'area di contatto e aloe vera per ammorbidire la pelle del paziente.



Codice	Descrizione	Confezione
016-401000	LemonPrep Pasta al Profumo di Limone per Preparazione Cutanea	3
016-403300	LemonPrep in coppette per singolo paziente	24

Cuscinetti per Elettrodi e Tamponi con Alcol

Venduta in confezione come da tabella

- Utilizzare per pulire il sito dell'elettrodo e ridurre l'impedenza
- Prep pad è formulato con pomice
- Entrambi i pad sono saturi con alcol isopropilico al 70%



016-703200



016-703000

Codice	Descrizione	Confezione
016-703200	Cuscinetti per elettrodi 3,18cm x 6,35cm	100
016-703000	Tamponi con Alcol 3,18cm x 6,35cm	200

Preparazione Cutanea One-Step

Venduta singolarmente

La preparazione cutanea One-Step è semplice e veloce, questo nastro abrasivo funziona come il gel per preparazione cutanea ma senza sporcare. E' adesiva da un lato e abrasiva dall'altro.
Confezione da 1 pezzo.



Codice	Descrizione	Confezione
016-400000	Preparazione Cutanea One-Step	1

ALTRI DISPOSITIVI PER APPLICAZIONE ELETTRODI

Altri Dispositivi per Applicazione Elettrodi

Nastri Chirurgici e Aderenti 3M

Venduti in confezione come da tabella

Come di seguito descritti

- Nastro auto adesivo Coban®
Banda elastica autoadesiva.
- Nastro chirurgico ipoallergenico Micropore®
Nastro in carta ipoallergenico; delicato ma con buona aderenza sulla pelle.
Lascia minimi residui di adesivo al momento della rimozione.
Eccellente per le applicazioni ripetute sulla pelle sensibile o fragile.
- Nastro chirurgico Transpore®
Nastro Trasparente perforato in plastica, semplice da tagliare.
Progettato per affidabilità e facilità d'uso
Poroso per la traspirazione
Resistente all'acqua e ipoallergenico
- Nastro chirurgico Blenderm®
Nastro in polietilene flessibile, non poroso, progettato per fornire una barriera da fluidi esterni e da contaminazione
Trasparente per semplice monitoraggio.
Resistente all'acqua, protegge da fluidi esterni e contaminanti
Ipoallergenico per Pazienti con pelle sensibile



Confezioni da 1 e 12 pezzi.

Codice	Descrizione	Larghezza	Confezione
123-402000	3M Coban® Nastro Auto Aderente L=4,5m	5cm	1
123-723900	3M Micropore® Nastro Chirurgico Ipoallergenico L=9m	2,5cm	1
101917	3M Transpore®*Nastro Chirurgico L=9m	2,5cm	12
AT15	3M Blenderm® Nastro Chirurgico L=4,5m	2,5cm	12

* I 12 Rotoli di nastro Transpore® hanno Marcatura CE sulla confezione.

Pezze in Garza

Venduti in confezione come da tabella

Pratici quadrati di garza pre-tagliati per l'applicazione dell'elettrodo.



103825

Codice	Descrizione	Confezione
103825	12 Strati di Garza non sterile 5,1cm x 5,1cm	200
016-400800	12 Strati di Garza sterile, 2 per sacchetto 7,6cm x 7,6cm	50 sacchetti

Rotoli di Garza Stretch Conform®

Venduti in confezione da 12 pezzi

Grado medicale, non sterile.



Codice	Descrizione	Lunghezza	Confezione
104517	Garza da 7,6cm	3,75m/rotolo	12

ALTRI DISPOSITIVI PER APPLICAZIONE ELETTRODI

Altri Dispositivi per Applicazione Elettrodi

Rotoli di Bendaggio Stretch Dermacea

Venduti in confezione da 12 pezzi

- Rotolo di Bendaggio in misto cotone e poliestere lavorato a uncinetto
- Fornisce morbidezza, conformabilità, scarsa lanugine e alta capacità di assorbimento - non sterile



Codice	Descrizione	Lunghezza	Confezione
017517	Bendaggio Stretch Adulto, dimensione 10,2cm	3,7m/rotolo; complessivi 44m	12
020002	Bendaggio Stretch Pediatrico, dimensione 7,6cm	3,7m/rotolo; complessivi 44m	12

Bastoncini Applicatori in Cotone

Venduti in confezione come da tabella

Ideali per la preparazione del sito di applicazione dell'elettrodo.




Codice	Descrizione	Lunghezza	Confezione
1412002	Bastoncini in legno con applicatore in cotone	7,6cm	1000
1412006	Bastoncini in plastica con applicatore in cotone	10cm	50
102107	Bastoncini in legno con applicatore in cotone	15,2cm	100

* Ago smusso per crema conduttrice

Venduto in confezione da 100 pezzi

Ago smusso per applicazione di crema elettroconduttrice



Codice	Descrizione	Confezione
0049.004	Ago smusso per crema conduttrice in plastica	100 aghi
0049.002	Ago smusso monouso per crema conduttrice in acciaio non sterile	100 aghi

POSIZIONAMENTO ELETTRODI

Posizionamento Elettrodi

Markers per Posizionamento Elettrodi

Venduti in confezione come da tabella

Ideali per il cuoio capelluto



Codice	Descrizione	Colore	Confezione
EM1	Sharpie® Peel-Off™ China Marker	Rosso	12
EM2	Sharpie® Peel-Off™ China Marker	Bianco	12
EM3	Sharpie® Peel-Off™ China Marker	Blu	12
270-401000	Wet Erase Marker	Blu	1
103035	Marker chirurgico per la pelle, umido, ben visibile, non indelebile, sterile	Viola	10

Metri

Venduti in confezione come da tabella

Semplici da leggere



Codice	Descrizione	Confezione
101432XL	Metro retraibile in vinile	1
EDAID2	Metro per posizionamento elettrodi con Sistema internazionale 10/20	2

* Inchiostro nero per EEG

Venduto singolarmente

Inchiostro nero NSE-40BL, flacone da 400ml, per tutti gli EEG

Codice	Descrizione	Confezione
F515	Inchiostro nero NSE-40BL, flacone da 400ml, per EEG	1 flacone

STARTER KITS ACCESSORI EMG

Starter Kits Accessori EMG

Starter Kit Accessori EMG

Venduti in confezione da 1 kit

Codice	Descrizione				Confezione
018621	Starter Kit Accessori EMG, composto da:				1 kit
Codice	Descrizione	Distanza tra i Puntali	Lunghezza cavo	1 Confezione	
019-446700	Elettrodi di Stimolazione	30mm	1m	1 elettrodo	
Codice	Descrizione		Lunghezza	1 Confezione	
698-621400	Velcro® Rosso		55cm	3 velcri	
Codice	Descrizione	Diametro	Lunghezza cavo	1 Confezione	
019-401200	Elettrodi di Terra a Piastra	30,5mm	0,75m	1 elettrodo	
Codice	Descrizione		Lunghezza	1 Confezione	
6030-TP	Elettrodi a disco in Acciaio Inossidabile con cavi twistati		1m	2 (1 rosso, 1 nero)	
Codice	Descrizione		Lunghezza cavo	1 Confezione	
5032-TP	Elettrodi ad Anello		1m con terminazione 2x1,5mm femmina touchproof	2 (1 rosso, 1 nero)	
Codice	Descrizione				1 Confezione
101169	Elettrodi monouso Nutab				10 fogli da 10 elettrodi
Codice	Descrizione				1 Confezione
101226	Elettrodi di Terra monouso Care 310				10 fogli da 10 elettrodi
Codice	Descrizione				1 Confezione
117-401900	Kit Cavi TP-Clip a Coccodrillo 1 rosso 1 verde 1 nero				1 (3 cavi)
Codice	Lunghezza	Colore	Diametro ago (mm)	Area di registrazione (mm ²)	1 Confezione
S53153	Aghi Concentrici Monouso Teca ELITE 25mm	Rosso	0,30 (30G)	0,03	25 aghi
S53156	Aghi Concentrici Monouso Teca ELITE 37mm	Verde	0,46 (26G)	0,07	25 aghi
Codice	Descrizione				1 Confezione
X21001	Porta ago (cavo)				1 porta ago
Codice	Lunghezza	Colore	Diametro ago (mm)	Area di registrazione (mm ²)	1 Confezione
902-DMF37-S	Aghi Monopolari Monouso Teca 37mm	Arancio	0,36 (28G)	0,28	48 aghi
Codice	Descrizione				1 Confezione
902-SLC	Cavo di conduzione schermato riusabile per Ago Elettrodo monopolare monouso				1 cavo

STARTER KITS ACCESSORI EMG

Starter Kits Accessori EMG

Starter Kit Accessori EMG per Sistema Dantec

Venduti in confezione da 1 kit

Codice	Descrizione			Confezione	
9013S0164	Starter Kit Accessori EMG, per Sistema Dantec composto da:			1 kit	
Codice	Lunghezza	Colore	Diametro ago (mm)	Area di registrazione (mm ²)	1 Confezione
9013S0012	Aghi Concentrici Monouso Dantec DCN 25mm	Arancio	0,30 (30G)	0,02	25 aghi
9013S0032	Aghi Concentrici Monouso Dantec DCN 37mm	Blu	0,46 (26G)	0,07	25 aghi
Codice	Descrizione			1 Confezione	
9013C0014	Porta ago (lunghezza cavo: 1,5m)			1 porto ago	
Codice	Descrizione			1 Confezione	
9013R0313	Elettrodi ad Ago Monouso per Scalpo L=10mm D=0,03mm con connettore 0,7mm maschio Touchproof			40 elettrodi	
Codice	Descrizione	Lunghezza		1 Confezione	
9013L0362	Elettrodo con due feltrini da 7mm di diametro, distanza: 23mm	2m		1 elettrodo	
Codice	Descrizione	Lunghezza cavo		1 Confezione	
9013S0302	Elettrodi ad Anello L=1m	1m		1 elettrodo	
Codice	Descrizione			1 Confezione	
101169	Elettrodi monouso Nutab			10 fogli da 10 elettrodi	
Codice	Descrizione			Confezione	
9013C0232	Cavo schermato a clip a tre colori (rosso, verde, nero) con terminazione 5-Pin DIN - lunghezza:1m			1 cavo	
Codice	Descrizione			1 Confezione	
019-477600	Elettrodi a Coppetta Riusabili Tangle Free in Oro da 10mm L=1,5m			12 elettrodi	
Codice	Descrizione			1 Confezione	
1451020	Jumper Touchproof Riusabili L=8cm			4 Jumpers	
Codice	Descrizione	Lunghezza	Larghezza	1 Confezione	
9013S0735	Elettrodi terra a fascia con terminazione 1,5mm femmina touchproof	18,5cm	20mm	1 elettrodo	
Codice	Descrizione	Larghezza		1 Confezione	
101917	3M Transpore®*Nastro Chirurgico L=9m	2,5cm		12 nastri	
Codice	Descrizione			1 Confezione	
102340XL	SIGNAGEL® in Tubo da 250gr.			1 tubo	
Codice	Descrizione			1 Confezione	
016-703700	Pasta Conduttiva TEN20™ in Vaso da 228gr.			3 vasi	
Codice	Descrizione			1 Confezione	
122-736100	Gel Abrasivo NuPrep™ in Tubo da 114gr.			3 tubi	
Codice	Descrizione			1 Confezione	
101432XL	Metro retraibile in vinile			1 metro	

Starter Kit Accessori EMG per Dantec Clavis

Venduti in confezione da 1 kit

Codice	Descrizione			Confezione
9013S0182	Starter Kit Accessori EMG, per Dantec Clavis composto da:			1 kit
Codice	Lunghezza	Colore	Diametro ago (mm)	1 Confezione
9013S0442	Aghi Sottocutanei Monouso Bo-ject 37mm	Azzurro	0,41 (27G)	10 aghi
9013S0452	Aghi Sottocutanei Monouso Bo-ject 50mm	Grigio	0,51 (25G)	10 aghi
Codice	Descrizione		Lunghezza	1 Confezione
9013L0453	Elettrodi di Superficie Monouso Pregellati - Area di Registrazione: 28mmx20mm con terminazione 1,5mm touchproof femmina		46,5cm	12 elettrodi

STARTER KITS ACCESSORI EEG

Starter Kits Accessori EEG

Starter Kit Accessori EEG di Routine

Venduti in confezione da 1 kit

Codice	Descrizione			Confezione
018614	Starter Kit Accessori EEG di Routine, composto da:			1 kit
<i>Codice</i>	<i>Descrizione Coppetta</i>	<i>Descrizione Cavo</i>	<i>Connettore</i>	<i>3 Confezioni</i>
F-E5GH-48	Elettrodi a Coppetta Riusabili Originali Grass Oro 10mm, foro 2mm	L= 1,22m, leggero in teflon	Modellato, 1,5 touchproof	30 elettrodi
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>1 Confezione</i>
1411003	Pasta Conduttiva TEN20™ in Vaso da 114gr.			3 vasi
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>1 Confezione</i>
122-736100	Gel Abrasivo NuPrep™ in Tubo da 114gr.			3 tubi
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Colore</i>	<i>1 Confezione</i>
EM1	Sharpie® Peel-Off™ China Marker		Rosso	12 marker
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>1 Confezione</i>
101432XL	Metro retraibile in vinile			1 metro
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>1 Confezione</i>
016-400800	12 Strati di Garza sterile, 2 per sacchetto 7,6cm x 7,6cm			50 sacchetti
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Lunghezza</i>	<i>1 Confezione</i>
102107	Bastoncini in legno con applicatore in cotone		15,2cm	100 bastoncini
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>1 Confezione</i>
105808	Artiglio per Elettrodo			1 artiglio
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Lunghezza</i>	<i>1 Confezione</i>
017517	Bendaggio Stretch Adulto, dimensione 10,2cm		3,7m/rotolo; complessivi 44m	12 bendaggi
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Lunghezza</i>	<i>1 Confezione</i>
020002	Bendaggio Stretch Pediatrico, dimensione 7,6cm		3,7m/rotolo; complessivi 44m	12 bendaggi

Starter Kit Accessori EEG ICU

Venduti in confezione da 1 kit

Codice	Descrizione			Confezione
018615	Starter Kit Accessori EEG ICU, composto da:			1 kit
<i>Codice</i>	<i>Descrizione Coppetta</i>	<i>Descrizione Cavo</i>	<i>Connettore</i>	<i>2 Confezioni</i>
F-E5GH-48	Elettrodi a Coppetta Riusabili Originali Grass Oro 10mm, foro 2mm	L= 1,22m, leggero in teflon	Modellato, 1,5 touchproof	20 elettrodi
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>2 Confezioni</i>
019-477200	Elettrodo a Coppetta Monouso per EEG Ag/AgCl da 10mm L=1m			20 elettrodi
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>1 Confezione</i>
1411003	Pasta Conduttiva TEN20™ in Vaso da 114gr.			3 vasi
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>1 Confezione</i>
122-736100	Gel Abrasivo NuPrep™ in Tubo da 114gr.			3 tubi
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>1 Confezione</i>
EC2	EC2 Crema Conduttiva per Test EEG/EP in Tubo da 100gr.			10 tubi
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Colore</i>	<i>1 Confezione</i>
EM1	Sharpie® Peel-Off™ China Marker		Rosso	12 marker
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>1 Confezione</i>
101432XL	Metro retraibile in vinile			1 metro
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>1 Confezione</i>
016-400800	12 Strati di Garza sterile, 2 per sacchetto 7,6cm x 7,6cm			50 sacchetti
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Lunghezza</i>	<i>1 Confezione</i>
102107	Bastoncini in legno con applicatore in cotone		15,2cm	100 bastoncini
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>1 Confezione</i>
105808	Artiglio per Elettrodo			1 artiglio
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Lunghezza</i>	<i>1 Confezione</i>
017517	Bendaggio Stretch Adulto, dimensione 10,2cm		3,7m/rotolo; complessivi 44m	12 bendaggi
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Lunghezza</i>	<i>1 Confezione</i>
020002	Bendaggio Stretch Pediatrico, dimensione 7,6cm		3,7m/rotolo; complessivi 44m	12 bendaggi

STARTER KITS ACCESSORI EEG

Starter Kits Accessori EEG

Starter Kit Accessori EEG Ambulatory/LTM

Venduti in confezione da 1 kit

Codice	Descrizione			Confezione
018616	Starter Kit Accessori EEG Ambulatory/LTM, composto da:			1 kit
<i>Codice</i>	<i>Descrizione Coppetta</i>	<i>Descrizione Cavo</i>	<i>Connettore</i>	<i>2 Confezioni</i>
F-E5GH-60	Elettrodi a Coppetta Riusabili Originali Grass Oro 10mm, foro 2mm	L= 1,52m, leggero in teflon	Modellato, 1,5 touchproof	20 elettrodi
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>1 Confezione</i>
EC2	EC2 Crema Conduttiva per Test EEG/EP in Tubo da 100gr.			10 tubi
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>1 Confezione</i>
1411003	Pasta Conduttiva TEN20™ in Vaso da 114gr.			3 vasi
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>1 Confezione</i>
122-736100	Gel Abrasivo NuPrep™ in Tubo da 114gr.			3 tubi
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Colore</i>	<i>1 Confezione</i>
EM1	Sharpie® Peel-Off™ China Marker		Rosso	12 marker
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>1 Confezione</i>
101432XL	Metro retraibile in vinile			1 metro
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Lunghezza</i>	<i>1 Confezione</i>
102107	Bastoncini in legno con applicatore in cotone		15,2cm	100 bastoncini
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>1 Confezione</i>
105808	Artiglio per Elettrodo			1 artiglio
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Lunghezza</i>	<i>1 Confezione</i>
017517	Bendaggio Stretch Adulto, dimensione 10,2cm		3,7m/rotolo; complessivi 44m	12 bendaggi
020002	Bendaggio Stretch Pediatrico, dimensione 7,6cm		3,7m/rotolo; complessivi 44m	12 bendaggi

STARTER KITS ACCESSORI IOM

Starter Kits Accessori IOM

Starter Kits Accessori IOM

Venduti in confezione da 1 kit

Codice	Descrizione			Confezione
018620	Starter Kits Accessori IOM, composto da:			1 kit
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Lunghezza</i>		<i>2 Confezioni</i>
019-409000	4 elettrodi a Disco Monouso con Cavo	2m		30 Kit (120 elettrodi)
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>1 Confezione</i>
019-476800	Aghi Sottocutanei Monouso 13mm L=1,5m Acciaio Inossidabile, 6 colori			24 aghi
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>1 Confezione</i>
019-475700	Coppie di Aghi Sottocutanei Monouso Twistati D=12mm L=2m			12 coppie (24 aghi)
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>1 Confezione</i>
017505	Elettrodi Monouso Corkscrew L=1,2m			24 elettrodi
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Lunghezza</i>		<i>1 Confezione</i>
019-422200	Elettrodi di Terra Monouso Pregellati Extra-Large	1,5m		24 elettrodi
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>1 Confezione</i>
122-736100	Gel Abrasivo NuPrep™ in Tubo da 114gr.			3 tubi
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Larghezza</i>		<i>1 Confezione</i>
101917	3M Transpore®*Nastro Chirurgico L=9m	2,5cm		12 nastri

STARTER KITS ACCESSORI PSG

Starter Kits Accessori PSG

Starter Kit Accessori PSG per Sistemi Non-Embla

Venduti in confezione da 1 kit

Codice	Descrizione				Confezione
018619	Starter Kit Accessori PSG per Sistemi Non-Embla, composto da:				1 kit
<i>Codice</i>	<i>Descrizione Coppetta</i>	<i>Descrizione Cavo</i>	<i>Connettore</i>	<i>3 Confezioni</i>	
F-E5GH-60	Elettrodi a Coppetta Riutilizzabili Originali Grass Oro 10mm, foro 2mm	L= 1,52m, leggero in teflon	Modellato, 1,5 touchproof	30 elettrodi	
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Compatibilità</i>	<i>1 Confezione</i>	
1410500	Elettrodi rotondi con automatico		Maggior parte dei Sistemi con connettori 1,5mm touchproof	30 elettrodi	
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>				<i>3 Confezioni</i>
444010	Elettrodi Monouso a gel solido Quadrati con Automatico				90 elettrodi
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Lunghezza del Cavo</i>	<i>Compatibilità</i>	<i>3 Confezioni</i>	
F-SL60	Cavi con automatico	1,5m	Maggior parte dei Sistemi con connettori 1,5mm touchproof	9 cavi con bottone	
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Lunghezza del Cavo</i>	<i>Compatibilità</i>	<i>2 Confezioni</i>	
F-SL96	Cavi con automatico	2,4m	Maggior parte dei Sistemi con connettori 1,5mm touchproof	6 cavi con bottone	
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>				<i>1 Confezione</i>
EC2	EC2 Crema Conduttiva per Test EEG/EP in Tubo da 100gr.				10 tubi
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>				<i>1 Confezione</i>
1411003	Pasta Conduttiva TEN20™ in Vaso da 114gr.				3 vasi
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>				<i>1 Confezione</i>
122-736100	Gel Abrasivo NuPrep™ in Tubo da 114gr.				3 tubi
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>				<i>1 Confezione</i>
101432XL	Metro retraibile in vinile				1 metro
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>				<i>1 Confezione</i>
103825	12 Strati di Garza non sterile 5,1cm x 5,1cm				200 garze
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Lunghezza</i>	<i>1 Confezione</i>	
102107	Bastoncini in legno con applicatore in cotone		15,2cm	100 bastoncini	
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Colore</i>	<i>1 Confezione</i>	
EM3	Sharpie® Peel-Off™ China Marker		Blu	12 marker	
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Taglia</i>	<i>Cavo</i>	<i>Compatibilità</i>	<i>1 Confezione</i>
1401G-H	Sensore per Cannula Airflow Thermocouple Orale/nasale Singolo Canale	Adulto	200cm	Maggior parte dei sistemi con connettori 1,5mm touchproof	1 sensore
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Cavo</i>	<i>Compatibilità</i>	<i>1 Confezione</i>
1420610	Sensore di Russamento Piezoelettrico		200cm	Maggior parte dei sistemi con connettori 1,5mm touchproof	1 sensore
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Cavo</i>	<i>Cannula</i>	<i>Compatibilità</i>	<i>1 Confezione</i>
4140094	Sensori di Portata del Flusso di Russamento Piezo Portata AC/ Russamento AC	20,3cm	Sensore, non include Cannule	Maggior parte dei Sistemi con connettori 1,5mm touchproof	1 sensore
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Taglia</i>	<i>Lunghezza tubo</i>	<i>Compatibilità</i>	<i>1 Confezione</i>
1420013	Cannule Nasali	Adulto	181cm terminazione Luer Lock maschio senza filtro	Maggior parte dei sensori con terminazione standard Luer Lock	50 cannule
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Compatibilità</i>	<i>1 Confezione</i>
011518	Cinghia medium monouso pretagliata XactTrace			Sensori automatici monouso pretagliati XactTrace	20 cinghie (10 buste da 2)
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Compatibilità</i>	<i>1 Confezione</i>
011521	Sensore automatico addominale XactTrace con cavo da 66cm, giallo, connettore 2-pin key			Cinghie pretagliate XactTrace e RIP Processors	1 sensore
011522	Sensore automatico toracico XactTrace con cavo da 41cm, blu, connettore 2-pin key				1 sensore
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Compatibilità</i>	<i>1 Confezione</i>
1421048	Sensore RIP Processor addominale XactTrace con cavo da 200 cm, connettori 1,5mm Touchproof femmina			Processori RIP XactTrace e la maggior parte dei sistemi con connettori 1,5mm femmina	1 sensore
1421047	Sensore RIP Processor toracico XactTrace con cavo da 200 cm, connettori 1,5mm Touchproof femmina				1 sensore
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Lunghezza</i>	<i>Compatibilità</i>		<i>1 Confezione</i>
1420117	Tubo per la misurazione della Pressione CPAP	200cm	Embla N7000, Embla S4000/S4500, Embletta MPR, Embletta Gold. Maggior parte dei Sensori di Portata Russamento e la maggior parte delle maschere CPAP		1 tubo


STARTER KITS ACCESSORI PSG

Starter Kits Accessori PSG

Starter Kit Accessori PSG con XactTrace Riusable per Sistemi Non-Embla

Venduti in confezione da 1 kit

Codice	Descrizione				Confezione
021825	Starter Kit Accessori PSG con XactTrace Riusable per Sistemi Non-Embla, composto da:				1 kit
<i>Codice</i>	<i>Descrizione Coppetta</i>	<i>Descrizione Cavo</i>	<i>Connettore</i>	<i>3 Confezioni</i>	
F-E5GH-60	Elettrodi a Coppetta Riutilizzabili Originali Grass Oro 10mm, foro 2mm	L= 1,52m, leggero in teflon	Modellato, 1,5 touchproof	30 elettrodi	
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Compatibilità</i>	<i>2 Confezioni</i>	
1410500	Elettrodi rotondi con automatico		Maggior parte dei Sistemi con connettori 1,5mm touchproof	60 elettrodi	
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>				<i>2 Confezioni</i>
444010	Elettrodi Monouso a gel solido Quadrati con Automatico				60 elettrodi
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Lunghezza del Cavo</i>	<i>Compatibilità</i>		<i>3 Confezioni</i>
F-SL60	Cavi con automatico	1,5m	Maggior parte dei Sistemi con connettori 1,5mm touchproof		9 cavi con bottone
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Lunghezza del Cavo</i>	<i>Compatibilità</i>		<i>2 Confezioni</i>
F-SL96	Cavi con automatico	2,4m	Maggior parte dei Sistemi con connettori 1,5mm touchproof		6 cavi con bottone
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>				<i>1 Confezione</i>
EC2	EC2 Crema Conduttiva per Test EEG/EP in Tubo da 100gr.				10 tubi
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>				<i>1 Confezione</i>
1411003	Pasta Conduttiva TEN20™ in Vaso da 114gr.				3 vasi
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>				<i>1 Confezione</i>
122-736100	Gel Abrasivo NuPrep™ in Tubo da 114gr.				3 tubi
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>				<i>1 Confezione</i>
101432XL	Metro retraibile in vinile				1 metro
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>				<i>1 Confezione</i>
103825	12 Strati di Garza non sterile 5,1cm x 5,1cm				200 garze
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Lunghezza</i>	<i>1 Confezione</i>	
102107	Bastoncini in legno con applicatore in cotone		15,2cm	100 bastoncini	
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			<i>Colore</i>	<i>1 Confezione</i>
EM3	Sharpie® Peel-Off™ China Marker			Blu	12 marker
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Taglia</i>	<i>Cavo</i>	<i>Compatibilità</i>	<i>1 Confezione</i>
1401G-H	Sensore per Cannula Airflow Thermocouple Orale/nasale Singolo Canale	Adulto	200cm	Maggior parte dei sistemi con connettori 1,5mm touchproof	1 sensore
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Cavo</i>	<i>Compatibilità</i>	<i>1 Confezione</i>
1420610	Sensore di Russamento Piezoelettrico		200cm	Maggior parte dei sistemi con connettori 1,5mm touchproof	1 sensore
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Cavo</i>	<i>Cannula</i>	<i>Compatibilità</i>
4140094	Sensori di Portata del Flusso di Russamento Piezo Portata AC/ Russamento AC		20,3cm	Sensore, non include Cannule	Maggior parte dei Sistemi con connettori 1,5mm touchproof
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Taglia</i>	<i>Lunghezza tubo</i>	<i>Compatibilità</i>	
1420013	Cannule Nasali	Adulto	181cm terminazione Luer Lock maschio senza filtro	Maggior parte dei sensori con terminazione standard Luer Lock	
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Lunghezza</i>	<i>Connettore</i>	<i>Compatibilità</i>
1421091	Kit Universale XactTrace Completo (include Cinghie addominali e toraciche, sensori addominali e toracici, due cavi universali)		n/a	n/a	Sistemi Non-Embla con connettore 1,5mm touchproof
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Lunghezza</i>	<i>Compatibilità</i>		<i>1 Confezione</i>
1420117	Tubo per la misurazione della Pressione CPAP	200cm	Embla N7000, Embla S4000/S4500, Embletta MPR, Embletta Gold. Maggior parte dei Sensori di Portata Russamento e la maggior parte delle maschere CPAP		1 tubo



SYNOPO S.p.A.
Via L. Tolstoj, 86
20098 San Giuliano Mil.se (MI)
Tel.: +39 02 98253.1
Fax: +39 02 98253.213
E-mail: customer.support@synopo.it